



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Широкий ретрактор Хомана Beard для дистального
отдела лучевой кости

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Широкий ретрактор Хомана Beard для дистального отдела лучевой кости

SKU RM-BDRWHR-1

\$79 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Beard Distal Radius Wide Hohmann Retractor	Общая длина 5.37" (13.63 cm), широкое лезвие Хомана	\$79
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$79

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Широкий ретрактор Хомана Beard для дистального отдела лучевой кости — это прецизионный ортопедический инструмент для хирургии кисти и запястья, разработанный для обеспечения превосходной экспозиции кости во время фиксации переломов дистального отдела лучевой кости и процедур остеотомии. Благодаря изогнутому стержню, интегрированному с широким прецизионно отфрезерованным рабочим полотном, этот ретрактор позволяет хирургическим бригадам отодвигать глубокие слои мягких тканей от волярной и дорсальной поверхностей лучевой кости с минимальными физическими усилиями.

Данная конфигурация ретрактора Beard, созданная для оптимальной эргономики при операциях на запястье, имеет компактную общую длину 5.37 дюйма (13.63 cm). Широкий профиль лопатки контурирован для устойчивой фиксации на диафизе лучевой кости, чисто приподнимая квадратный пронатор и сухожилия сгибателей из зоны установки пластины. Специализированная эргономичная рукоятка обеспечивает максимальный мануальный контроль и надежный захват даже при контакте с биологическими жидкостями, значительно снижая утомляемость рук ассистента во время сложных манипуляций по редукции.

Изготовленный из высокопрочной хирургической нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, ретрактор Beard от Retractor Maker поставляется нестерильным и полностью

автоклавируемым в защитной упаковке, обеспечивая высокую долговечность и коррозионную стойкость для операционных ортопедии и хирургии кисти по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest