



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Deep Gelpi Wundsperrer, selbsthaltend

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Deep Gelpi Wundsperrerr, selbsthaltend

SKU RM-DGSRR-1

\$129 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
7 ½" (ca. 19.0 cm) — Abgewinkeltes Gehäuse, scharfe, nach außen gebogene Zinken — Standard Lendenwirbelsäulen-Laminektomie und Gelenkexposition	RM-DGSRR-1-1	\$129
10 ½" (approx. 26.7 cm) — Verlängerter gewinkelter Schaft, spitze nach außen gebogene Zinken — Tiefe pelvine, bariatrische und Mehretagen-Spondylodese	RM-DGSRR-1-2	\$139

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Deep Gelpi Wundsperrerr ist ein spezialisierter chirurgischer Retraktor, der speziell entwickelt wurde, um eine kraftvolle, freihändige Weichteil- und Muskelretraktion bei tiefen Wirbelsäulen-, orthopädischen und Beckenoperationen zu gewährleisten. Mit seinen nach außen gebogenen, spitzen Zinken an einem abgewinkelten Chassis verankert sich dieser Retraktor sicher in dichten Faszienrändern und der paraspinalen Muskulatur und schafft so einen stabilen Operationskorridor ohne manuelle Unterstützung.

Diese für die Tiefenexposition optimierte Konfiguration des Deep Gelpi Wundsperrers verfügt über ein abgewinkeltes Arbeitsschassis, durch das die Fingerringgriffe flach an den Patientenkonturen anliegen. Dies verhindert Interferenzen mit chirurgischen Navigationsinstrumenten und Mikroskopen. Chirurgen können zwischen zwei Arbeitslängen wählen: 7 ½ Zoll (\$129) für standardmäßige Wirbelsäulenkorridore oder eine verlängerte 10 ½ Zoll (\$139) Reichweite für tiefe Becken- und bariatrische lumbalen Eingriffe. Die hochbelastbare mechanische Ratschensperre hält die Spannung kontinuierlich aufrecht, ohne zu verrutschen.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit einem reflexionsfreien seidenmatten Finish, fertigt Retractor Maker den Deep Gelpi Wundsperrerr so, dass er starkem muskulärem Gegenzug standhält. Er bietet Wirbelsäulenchirurgen, Neurochirurgen und orthopädischen Traumateteams außergewöhnliche Haltbarkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest