



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Система ретракторов Bookwalter Small Incision
Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015


✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Система ретракторов Bookwalter Small Incision Retractor System

SKU RM-BSIRS-1

\$2,199 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Вертикальная стойка	Стойка поддержки 12" (30 cm)
1	Стальной переходник для стойки	Усиленный рельсовый зажим 1" × 1" (2.5 × 2.5 cm)
1	Горизонтальная гибкая штанга	Многошарнирный рычаг диаметром 1" (2.5 cm)
1	Малое круглое сплошное кольцо	Внутренний диаметр (ID) 8½" (21.3 cm)
1	Малое овальное сегментированное кольцо	Шарнирная рама 8½" × 14" (20 × 35 cm)
6	Храповые механизмы с наклоном	Низкопрофильные механические замки рамы
2	Пластичные лопатки	1" × 3½" (2.5 × 12.5 cm)
2	Пластичные лопатки	¾" × 4" (1.9 × 10 cm)
2	Пластичные лопатки	2" × 6" (5 × 15 cm)
2	Лопатки Deaver	Изогнутые тазовые лопатки 1" × 3½" (2.5 × 8.8 cm)
2	Лопатки Kelly	Неглубокие Г-образные лопатки 2" × 1½" (5 × 3.8 cm)
2	Лопатки Kelly	Г-образные лопатки 1" × 2½" (2.5 × 6.3 cm)
2	Лопатки Kelly	Г-образные лопатки 1" × 3" (2.5 × 7.5 cm)

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
2	Глубокие зубчатые лопатки	Многозубчатые «грабли» $\frac{3}{4}$ " глубина $\times$ $\frac{2}{3}$ " ширина (1.9 $\times$ 1.7 cm)
2	Лопатки Richardson	Неглубокие лопатки с плоским краем $\frac{3}{4}$ " $\times$ 2" (1.9 $\times$ 5 cm)
2	Лопатки Richardson	Неглубокие лопатки с плоским краем 1" $\times$ 1 $\frac{1}{4}$ " (2.5 $\times$ 3.1 cm)
2	Лопатки Richardson	Неглубокие лопатки с плоским краем $\frac{3}{4}$ " $\times$ 1" (1.9 $\times$ 2.5 cm)
1	Стерилизационный короб	Специализированный перфорированный контейнер-органайзер

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Система Bookwalter Small Incision Retractor System представляет собой самодержащуюся ретракторную систему с креплением к операционному столу. Она жестко фиксируется на столе и удерживает каждую лопатку в заданном положении, обеспечивая стабильный «безрукий» доступ во время процедур через ограниченные разрезы, где требуется точность при минимальной травматизации тканей.

Система крепления включает вертикальную стойку 12" (30 cm), усиленный зажим-переходник 1" $\times$ 1" (2.5 $\times$ 2.5 cm) из нержавеющей стали и многошарнирную гибкую горизонтальную штангу диаметром 1" (2.5 cm). На выбор предлагаются два типа колец: малое круглое сплошное кольцо с внутренним диаметром 8 $\frac{1}{2}$ " (21.3 cm) и малое овальное сегментированное кольцо размером 8 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 14" (20 $\times$ 35 cm) с шарнирным соединением, позволяющим изменять конфигурацию рамы вокруг разреза.

Шесть низкопрофильных храповиков с регулировкой наклона фиксируются на кольце и удерживают лопатки на нужной глубине и под требуемым углом. Набор лопаток включает пластиковые лопатки трех размеров, изогнутые тазовые лопатки Deaver, неглубокие Г-образные лопатки Kelly трех размеров, многозубчатые глубокие лопатки-грабли и неглубокие лопатки Richardson с плоским краем трех размеров, что позволяет постепенно расширять доступ через небольшое отверстие.

Все компоненты изготовлены из немагнитной хирургической нержавеющей стали. Система Bookwalter Small Incision Retractor System является абсолютно новой, многоцветной и полностью автоклавируемой. Поставляется в нестерильном виде — перед использованием очистка и стерилизация должны проводиться в соответствии с утвержденными протоколами медицинского учреждения. Система поставляется в специализированном перфорированном стерилизационном коробе для удобства обработки и хранения. Retractor Maker производит данную систему в Сиалкоте, Пакистан, и поставляет ее напрямую больницам, хирургам и дистрибьюторам; минимальный объем заказа — один полный комплект.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest