



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Cervical de Caspar avec Crémaillère

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Cervical de Caspar avec Crémaillère

SKU RM-CCRWR-1

\$289 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
16.5 cm	RM-CCRWR-1-1	\$289
22.3 cm	RM-CCRWR-1-2	\$299

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Écarteur Cervical de Caspar avec Crémaillère est un instrument de chirurgie rachidienne de premier plan, conçu spécifiquement pour assurer une exposition stable et autostatique des tissus mous lors d'interventions sur la colonne cervicale antérieure. Conçu avec un cadre articulé à articulations multiples, cet écarteur s'adapte en douceur aux contours du cou du patient tout en protégeant la gaine carotidienne, la trachée et l'œsophage des traumatismes peropératoires accidentels.

Conçue pour une adaptabilité procédurale totale, cette plateforme Caspar Cervical Retractor With Ratchet est fabriquée en deux longueurs totales sélectionnables : un modèle standard de 16.5 cm (\$289) et un modèle étendu de 22.3 cm (\$299) conçu pour une large exposition opératoire ou les profils de patients musclés. Sa crémaillère mécanique de précision permet aux chirurgiens du rachis d'écarter les valves par micro-incréments, se verrouillant fermement sous la contre-tension tissulaire pour éliminer la fatigue de l'assistant manuel tout au long de la discectomie et de la pose de la cage.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique le Caspar Cervical Retractor With Ratchet pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant une rigidité mécanique exceptionnelle, un contrôle fluide de la crémaillère et une fiabilité clinique totale pour les blocs opératoires de chirurgie cervicale du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest