



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de aumento de pecho de fibra óptica
Tebbetts, mango doble

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016


✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Separador de aumento de pecho de fibra óptica Tebbetts, mango doble

SKU RM-TFOBARDH-1

\$259 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Sin Fuente de Luz — 13 tamaños seleccionables (Con/Sin Dientes) — Adaptador universal de cable de fibra óptica (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBARDH-1-1	\$259
Con Fuente LED Inalámbrica — 13 tamaños seleccionables (Con/Sin Dientes) — Unidad de luz LED inalámbrica a batería (batería AA, esterilizable por gas)	RM-TFOBARDH-1-2	\$335

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de aumento de pecho de fibra óptica Tebbetts, mango doble es un avanzado separador quirúrgico estético iluminado, diseñado específicamente para proporcionar una contracción manual superior e iluminación óptica sin sombras durante procedimientos reconstructivos de mama complejos. Diseñado con una configuración ergonómica de doble mango, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos aplicar un apalancamiento de tracción sostenido con ambas manos a través de los músculos pectorales densos, eliminando la fatiga de una sola mano durante las disecciones prolongadas del bolsillo.

Construido para minimizar la fatiga del usuario durante largas sesiones en el quirófano, este modelo de Separador de aumento de pecho de fibra óptica Tebbetts, mango doble presenta una matriz de tamaños altamente personalizable en 13 dimensiones de hoja únicas: 80×16, 90×27, 110×25, 120×25, 130×16, 130×25, 150×25, 150×30, 150×36, 180×16, 180×25, 190×36 y 220×27 mm. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), los cirujanos pueden elegir entre una disposición de hoja con dientes para evitar el deslizamiento en tejidos fibrosos o una disposición sin dientes (extremo liso) para una manipulación atraumática. El paquete de fuente de luz ofrece dos opciones: sin fuente de luz (\$259) para cables de fibra óptica existentes, o con fuente de luz LED inalámbrica reutilizable (\$335), que es esterilizable

por gas, funciona con baterías AA y ofrece una excelente luz blanca brillante.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador de aumento de pecho de fibra óptica Tebbetts, mango doble para soportar ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, ofreciendo una claridad óptica, rigidez mecánica y durabilidad completa en autoclave inigualables para centros de cirugía plástica y estética en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest