



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Deaver Retractors Hollow Grip Handle

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Deaver Retractors Hollow Grip Handle

SKU RM-DRHGH-1

\$64 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
7" (approx. 17.8 cm) — 小児用および腹部浅部術野展開用	RM-DRHGH-1-1	\$64
8" – 8 ½" (approx. 20.3 – 21.6 cm) — 標準的虫垂切除術、甲状腺、骨盤腔内牽引用	RM-DRHGH-1-2	\$66
9" – 10" (approx. 22.9 – 25.4 cm) — 成人標準開腹術用	RM-DRHGH-1-3	\$70
10 ½" (approx. 26.7 cm) — 深部骨盤および産婦人科手術野用	RM-DRHGH-1-4	\$74
12" – 13" (approx. 30.5 – 33.0 cm) — 深部臓器の圧排および肝臓・脾臓の挙上用	RM-DRHGH-1-5	\$76
14" (approx. 35.6 cm) — 高肥満症手術・後腹膜到達用（マキシマムリーチ）	RM-DRHGH-1-6	\$80

製品詳細

Deaver Retractors Hollow Grip Handleシリーズは、古典的な臓器レトラクターを人間工学に基づいて高度に改良したもので、長時間の術野展開における術者の手や前腕への負担を劇的に軽減しながら、優れた手動操作性を提供するために設計されました。軽量な中空ハンドルグリップを採用することで、質量を術者の手のひら側に再配分し、ソリッドタイプ（中実）の深部レトラクターに共通する「先重り」のアンバランスさを解消しています。

あらゆる術式への適応性を考慮し、このDeaver Retractors Hollow Grip Handleシリーズは、7" (\$64)、8" (\$66)、8 ½" (\$68)、9" (\$70)、10" (\$72)、10 ½" (\$74)、12" (\$76)、13" (\$78)、14" (\$80) の9種類の全長ラインナップに加え、最大14 ½インチの

構造的リーチオプションを備えています。深く弯曲し研磨されたブレードは、内臓器官や腹壁の下にスムーズに掛かり、脆弱な臓器漿膜を局所的な圧迫損傷から保護しながら、広範な対抗牽引を提供します。

反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造されたRetractor Maker製のDeaver Retractors Hollow Grip Handleは、強い機械的負荷や繰り返されるオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されており、世界中の手術室に卓越した臨床的耐久性、優れたバランス、そして比類のない触覚コントロールを提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)