



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Boley

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширитель Boley

SKU RM-BR-16-1

\$85 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ранорасширитель Boley	Общая длина 16 см, двусторонние лопатки	\$85
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$85

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Boley представляет собой адаптивный двусторонний хирургический инструмент, предназначенный для стабильного и атравматичного смещения тканей в различных областях хирургии. Разная геометрия рабочих частей на противоположных концах расширяет возможности инструмента, позволяя ассистенту мгновенно адаптироваться к изменению глубины разреза без смены оборудования.

Эта стандартная модель Boley Retractor длиной 16 см (\$85) разработана для оптимального контроля в ходе процедуры. Двусторонняя конструкция включает неглубокую прямоугольную лопатку на одном конце для поверхностной ретракции и более глубокую, слегка изогнутую лопатку на другом конце для фиксации мышечных и фасциальных слоев. Эргономичная сбалансированная центральная рукоять обеспечивает удобный и нескользящий захват при длительных вмешательствах.

Изготовленный из медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, инструмент от Retractor Maker производится в соответствии со строгими клиническими стандартами, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, механическую прочность и полную пригодность к автоклавированию для операций по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest