



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Brewster

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Écarteur Brewster

SKU RM-BRW-1

\$159 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Classe 'E' (1.9 × 3.8 cm)	RM-BRW-1-1	\$159
Classe 'D' (4.4 × 2.5 cm)	RM-BRW-1-2	\$164
Classe 'C' (5.1 × 3.5 cm)	RM-BRW-1-3	\$169
Classe 'B' (5.7 × 4.4 cm)	RM-BRW-1-4	\$174
Classe 'A' (6.3 × 4.7 cm)	RM-BRW-1-5	\$179

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Brewster est un instrument chirurgical manuel polyvalent conçu spécifiquement pour offrir une exposition fiable et antidérapante des couches profondes de tissus mous, des plans musculaires et des berges de plaies. Doté d'une tige robuste et d'une lame distale de forme anatomique, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux d'appliquer une contre-traction continue et ferme sans écraser les marges tissulaires fragiles.

Conçu pour une polyvalence chirurgicale à diverses profondeurs anatomiques, la gamme Brewster Retractor propose cinq classes de tailles de lames standardisées : Taille « A » (6.3 × 4.7 cm, \$179), Taille « B » (5.7 × 4.4 cm, \$174), Taille « C » (5.1 × 3.5 cm, \$169), Taille « D » (4.4 × 2.5 cm, \$164) et Taille « E » (1.9 × 3.8 cm, \$159). Chaque taille intègre un rebord de retenue lisse qui s'accroche solidement derrière les fascias et les marges musculaires, empêchant le glissement de la lame tout en maintenant un champ opératoire clair.

Fabriqué en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur Brewster pour résister à une traction mécanique intense et

aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux équipes de chirurgie générale, plastique et orthopédique une fiabilité clinique durable.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest