



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Engh İnterkondiler Çentik Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Engh İnterkondiler Çentik Ekartörü

SKU RM-EINR-1

\$79 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Engh İnterkondiler Çentik Ekartörü	8 1/8" (206.4 mm) uzunluk, 2.25" uç	\$79
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$79

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Engh İnterkondiler Çentik Ekartörü, total diz artroplastisi sırasında interkondiler çentiğın ve distal femurun engelsiz bir şekilde görüntülenmesini sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiş bir ortopedik diz cerrahisi ekartörüdür. Femoral çentiğe sıkıca oturacak şekilde tasarlanan bu enstrüman, cerrahların kemik yüzeylerini hazırlamasına, çentik rezeksiyonlarını gerçekleştirmesine ve posterior çapraz bağı (PCL) osilasyonlu testere bıçaklarından korumasına olanak tanır.

Yetişkin diz eklemi eksizyonu ve hassas kemik hazırlığı için üretilen bu Engh İnterkondiler Çentik Ekartörü modeli, 8 1/8 inç (206.4 mm, \$79) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Çalışma ucu, çentik içine güvenli bir şekilde kancalanan 2.25-inç (57.1 mm) özel konturlu bir gaga içerir ve çevreleyen yumuşak dokular üzerinde dengeli bir mekanik karşı-traksiyon sağlar. Sağlam ergonomik sapı, eklem manipülasyonu sırasında kaymaz kontrol ve maksimum kaldırma gücü sunar.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli birinci sınıf cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülmüş olan Retractor Maker, Engh İnterkondiler Çentik Ekartörü'nü ağır ortopedik torka ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek diz rekonstrüksiyonu ve eklem replasmanı ekiplerine sarsılmaz bir klinik dayanıklılık sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest