



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Chandler Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Chandler Ekartör

SKU RM-CHR-1

\$69 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Küçük (16.0 mm yaprak)	RM-CHR-1-1	\$69
Orta (20.0 mm yaprak)	RM-CHR-1-2	\$74
Büyük (25.0 mm yaprak)	RM-CHR-1-3	\$79

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Chandler Ekartör, total kalça artroplastisi ve rekonstrüktif eklem cerrahisi sırasında güvenilir kemik kaldırıcı ve yumuşak doku deplasmanı sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez bir ortopedik cerrahi enstrümandır. Geriye doğru kavislenen yaprak şeklindeki bıçağı ile bu alet, kemik konturlarını pürüzsüzce sararak cerrahi asistanların kortikal sınırlardan kaymadan sürekli karşı traksiyon sürdürmesine olanak tanır.

Alt ekstremitelerde ağır manivela gücü için üretilen Chandler Ekartör serisi, 9.25 inç (23.49 cm) toplam uzunluğa ve 16.0 mm ile 25.0 mm arasında değişen üç farklı uç boyutuna sahiptir: Küçük (\$69), Orta (\$74) ve Büyük (\$79). Bıçağın yuvarlatılmış künt kenarı, derin artiküler boşluklarda geniş bir görüş koridoru sağlarken hassas femoral damarları, sinirleri ve periostu keskin ezilme yaralanmalarından korur.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeye sahip birinci sınıf cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Chandler Ekartör'ü bükülmeden ağır ortopedik baskılara dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki eklem replasmanı ve travma ekiplerine olağanüstü klinik dayanıklılık ve otoklav ömrü sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest