



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Hibbs

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Separador Hibbs

SKU RM-HBR-24-1

\$39 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
51 mm largo × 19 mm ancho — 24 cm	RM-HBR-24-1-1	\$39
76 mm long × 25 mm wide — 24 cm	RM-HBR-24-1-2	\$41
82 mm largo × 25 mm ancho — 24 cm	RM-HBR-24-1-3	\$43
101 mm largo × 25 mm ancho — 24 cm	RM-HBR-24-1-4	\$45

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Hibbs es un retractor quirúrgico ortopédico y espinal fundamental, diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento confiable de tejidos blandos profundos y exposición de la musculatura paraespinal durante reconstrucciones de columna y articulaciones. Diseñado con una hoja alargada en ángulo recto que termina en un labio de retención dentado especializado, este instrumento se ancla de forma segura contra las cortezas óseas densas, evitando el deslizamiento del tejido durante el fresado óseo vigoroso y la decorticación.

Construido para soportar una fuerte tracción quirúrgica, esta serie de Separador Hibbs mantiene una longitud uniforme del instrumento de 24 cm. El separador presenta una variedad de longitudes y anchos de hoja de trabajo seleccionables, disponibles individualmente o como paquete multiherramienta: 51 mm de largo × 19 mm de ancho (\$39), 76 mm de largo × 25 mm de ancho (\$41), 82 mm de largo × 25 mm de ancho (\$43) y un perfil extra profundo de 101 mm de largo × 25 mm de ancho (\$45). Su mango de anillo con apertura en forma de lágrima proporciona a los asistentes quirúrgicos una palanca de tracción manual superior, lo que reduce la fatiga manual durante procedimientos prolongados.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el Separador Hibbs para soportar cargas mecánicas pesadas y ciclos repetidos de autoclave hospitalario, brindando a los centros de traumatología ortopédica y espinal de todo el mundo una durabilidad inquebrantable, resistencia a la corrosión y total confiabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest