



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Endaural Henner

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Endaural Henner

SKU RM-HER-475-1

\$189 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
4 1/2 in (11.4 cm)	RM-HER-475-1-1	\$179
4 3/4 in (12.06 cm) — Estándar	RM-HER-475-1-2	\$189

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Endaural Henner es un retractor quirúrgico otológico reconocido internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar una exposición manos libres del conducto auditivo externo, la membrana timpánica y las estructuras del oído medio durante procedimientos endaurales. Diseñado con una curvatura anatómica, este separador retrae las incisiones del meato de forma limpia sin interferir en la línea de visión microscópica ni obstruir los microinstrumentos delicados.

Fabricado para accesos anatómicos estrechos en corredores otológicos confinados, esta configuración del Separador Endaural Henner presenta una longitud total de 4 ¾ pulgadas (12.06 cm). Su diseño incorpora un marco de mango ergonómico contorneado para proporcionar un agarre firme y positivo que reduce la fatiga de la mano del cirujano en procedimientos prolongados. El cierre mecánico mecanizado con precisión mantiene una contracción tisular constante y antideslizante, garantizando una estabilidad inquebrantable durante disecciones delicadas de osculoplastia o timpanoplastia.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador Endaural Henner bajo estrictos estándares clínicos, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural y total durabilidad en autoclave para quirófanos de otorrinolaringología y cirugía lateral de la base del cráneo en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest