



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Cloward à lame

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur de Cloward à lame

SKU RM-CSBR-1

\$84 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
13 × 75 mm	RM-CSBR-1-1	\$84
18 × 75 mm	RM-CSBR-1-2	\$89
20 × 75 mm	RM-CSBR-1-3	\$94
23 × 75 mm	RM-CSBR-1-4	\$99

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Cloward à lame est un instrument de rétraction rachidienne manuelle indispensable, conçu spécifiquement pour offrir une exposition sûre et atraumatique de la colonne cervicale antérieure lors des interventions de disque et de fusion. Conçu pour écarter délicatement les muscles longs du cou et déplacer latéralement l'œsophage et la gaine carotidienne, cet instrument établit un corridor visuel sécurisé vers les espaces discaux intervertébraux.

Adapté aux différentes morphologies des patients, cette configuration d'écarteur de Cloward présente un châssis d'une longueur totale uniforme de 19 cm, associé à quatre largeurs de lame sélectionnables pour une profondeur fixe de 75 mm : 13 mm (\$84), 18 mm (\$89), 20 mm (\$94) et 23 mm (\$99). Les chirurgiens peuvent choisir entre une configuration avec rebord (With Lip), conçue pour empêcher le glissement musculaire sur la marge de la lame, ou un design sans rebord (Without Lip) pour une insertion fluide et discrète dans les plans tissulaires confinés. Son manche plat ergonomique offre un levier manuel stable et sans fatigue.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Cloward selon des tolérances cliniques strictes, garantissant une haute résistance à la corrosion, une rigidité structurelle inébranlable et une durabilité totale en

autoclave pour les blocs opératoires du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest