



БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Millard Cottle Retractor with Finger Ring с
кольцом для пальца

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Millard Cottle Retractor with Finger Ring с кольцом для пальца

SKU RM-MCRFR-1

\$24 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Millard Cottle Retractor with Finger Ring	Длина 5.5 cm, острое 2-зубое лезвие 5 × 12 mm, кольцо для пальца	\$24
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$24

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Millard Cottle Retractor with Finger Ring — это специализированный инструмент для ринопластики, разработанный для обеспечения превосходной тактильной точности и стабильной ретракции крыльев носа в ограниченном интраназальном пространстве. Благодаря ультракомпактному корпусу этот ретрактор позволяет хирургу поддерживать непрерывную противотягу на край ноздри и нижний латеральный хрящ, сохраняя операционный коридор свободным для деликатного иссечения и наложения швов.

Данная модель Millard Cottle Retractor with Finger Ring длиной 5.5 cm (\$24) создана для высокоманевренной микроэкспозиции лица. Дистальная рабочая часть представляет собой острое двухзубое лезвие размером 5 mm × 12 mm, которое надежно фиксирует плотные фиброзные ткани и кожу преддверия носа без соскальзывания. Встроенное кольцо в основании рукоятки обеспечивает исключительную обратную связь, стабилизирует руку ассистента или хирурга и предотвращает случайное скольжение в условиях повышенной влажности операционного поля.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым матовым покрытием, ретрактор Millard Cottle Retractor with Finger Ring от Retractor Maker выдерживает многократные циклы стерилизации, обеспечивая пластическим, эстетическим и ЛОР-хирургам бескомпромиссную долговечность и контроль при микродиссекции.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)