



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur cutané Sisson

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur cutané Sisson

SKU RM-SSR-105-1

\$84 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur cutané Sisson	Longueur totale 10.5 cm, crochet à 1×1 griffes pointues, manche plat	\$84
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$84

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur cutané Sisson est un écarteur microchirurgical manuel spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une élévation de lambeau cutané sûre et antidérapante ainsi qu'une exposition fine des berges de plaies lors de procédures délicates de chirurgie plastique, reconstructrice et faciale. Conçu avec un profil de crochet ultra-fin, cet instrument permet aux chirurgiens de saisir les berges cutanées et sous-cutanées proprement, sans écraser la microcirculation dermique fragile ni provoquer de nécrose marginale.

Construit pour offrir une durabilité maximale et une résistance à la corrosion, soutenu par une garantie à vie contre la rouille, cette configuration de l'écarteur cutané Sisson présente une longueur totale d'outil de 10.5 cm (\$84), optimisée pour la manipulation de tissus hautement détaillée en espaces réduits. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'agencement des griffes intègre une rangée asymétrique de 1×1 griffes pointues. Les pointes acérées sont méticuleusement affûtées pour offrir une prise ferme et sans glissement sur les bords de la peau, assurant un engagement tissulaire fiable avec un risque minimal de déplacement pendant la suture sous fort grossissement. Le manche plat assure un effet de levier manuel sans fatigue.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur cutané Sisson pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux salles de chirurgie plastique, aux blocs opératoires ophtalmiques et aux cliniques ORL du monde entier une rigidité structurelle inébranlable, une haute résistance à la corrosion et une durabilité clinique complète.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest