



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Hargis Coronoid Retractor With Chain

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hargis Coronoid Retractor With Chain

SKU RM-HCRWC-1

\$49 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Hargis Coronoid Retractor	19 cm toplam uzunluk, çentikli koronoid bıçak — 1
1	Entegre Ekartasyon Zinciri	20 cm ağır hizmet tipi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) zincir — 1
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı — 1

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Hargis Coronoid Retractor With Chain, ortognatik müdahaleler sırasında mandibula koronoid çıkıntısının ve çıkan ramusunun güvenilir, eller serbest ekspozisyonunu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış uzman bir maksillofasiyal cerrahi ekartördür. Koronoidin anterior kenarına sıkıca oturan anatomik çentikli gagası sayesinde temporalis kası tendonunu sagital split kesilerinden ve kemik testerelerinden güvenle uzaklaştırır.

Zorlu operatif kuvvetlere dayanacak şekilde üretilen bu Hargis Coronoid Retractor With Chain konfigürasyonu, 19 cm (\$49) toplam alet uzunluğuna ve 20 cm ağır hizmet tipi ekartasyon zincirine sahiptir. Zincir düzeneği, cerrahi ekiplerin standart cerrahi ağırlıklar takmasına veya ekartörü asarak sürekli yerçekimi karşı-traksiyonu oluşturmasına olanak tanır; bu da asistan el yorulmasını ortadan kaldırır ve görüş alanını engelsiz tutar. Kavisli bıçak konturları, derin oral mukozayı zedelemeyen anterior ramus kenarını temiz bir şekilde sarar.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli, birinci sınıf medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker üretimi Hargis Coronoid Retractor With Chain, tekrarlanan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; dünya çapındaki ağız, çene ve yüz cerrahlarına olağanüstü korozyon direnci, mekanik stabilite ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest