



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor

SKU RM-FGR-1175-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor	11.75" (29.85 cm) Länge, 20 mm breites Blatt	\$44
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$44

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor ist ein hochbelastbares orthopädisches chirurgisches Instrument, das speziell für die Handhabung dichter, massiver Muskelstrukturen bei der totalen Hüftendoprothetik und komplexen Beckenrekonstruktionen entwickelt wurde. Mit einer verlängerten Reichweite und einem anatomisch konturierten Blatt ermöglicht dieser Retractor dem Operationsassistenten, den Musculus gluteus medius, den Musculus gluteus minimus und das anteriore Kapselgewebe sicher aus dem Gelenkkorridor zu hebeln, ohne Muskelrisse zu verursachen.

Konzipiert für die mühelose Retraktion schwerer Muskelstrukturen, verfügt diese Konfiguration des Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor über eine Gesamtlänge von 11.75 inches (29.85 cm) kombiniert mit einem 20 mm breiten Blattprofil. Die sanft geschwungene Blattgeometrie schmiegt sich präzise um die superioren und posterioren Aspekte des Trochanter major und des Femurhalses, was ein versehentliches Abrutschen von den Knochenkortizes während der tiefen acetabulären Fräsung verhindert. Der ergonomische Griff bietet eine überlegene Hebelwirkung und reduziert die Handermüdung des Assistenten.

Geschmiedet aus erstklassigem medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien seidenmatten Finish, fertigt Retractor Maker den Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor so, dass er intensivem mechanischem Drehmoment und wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Dies bietet orthopädischen OP-Teams weltweit außergewöhnliche Langlebigkeit und klinische Leistung.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest