



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Caspar Wundspreizer, selbsthaltend

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Caspar Wundspreizer, selbsthaltend

SKU RM-CSRR-SET-1

\$649 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Doppelgelenk-Scherenrahmen	Artikulierter Low-Profile-Rahmen mit Ratschen- und Schraubverschluss
1	Manueller Einstellschlüssel	Kalibrierter Schlüssel zur Einstellung der Mikrospannung
1 Set	Halbscharfe laterale gezinkte Valven	38 mm Tiefe (wählbare 2-, 3- oder 4-Zinken-Ausführung)
1 Set	Verlängerte flache Viszeralhaken-Valven	Atraumatische Valvenmodule mit 38 mm Tiefe
1	Schutz- und Transportbox	Passgenauer Transportkoffer

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Caspar Wundspreizer ist ein international anerkanntes Wirbelsäulen-Reetraktorsystem, das speziell für die stabile, freihändige Verdrängung von Weichteilen und Eingeweiden während der anterioren zervikalen Disktomie und Fusion (ACDF) sowie der zervikalen Korpektomie entwickelt wurde. Dank des doppelgelenkigen Scherenrahmens, der die Griffe lateral vom Hals wegführt, ermöglicht dieses System Wirbelsäulenchirurgen einen kontinuierlichen medial-lateralen Gegenzug, ohne die mikroskopische Sichtlinie oder die fluoroskopische Bildgebung zu behindern.

Gefertigt nach klinischen Rahmenbedingungen, verfügt dieses Caspar Komplettsset (\$649) über ein artikuliertes Doppelgelenk-Scherenchassis, das durch eine integrierte Schraubarretierung und einen Ratschenfeststellhebel gesteuert wird. Das aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte modulare System umfasst einen manuellen Einstellschlüssel sowie ein abnehmbares laterales Valvensystem mit einer Standardarbeitstiefe von 38 mm. Das modulare Valveninventar kombiniert halbscharfe

gezinkte Valven (wählbar als 2-, 3- oder 4-Zinker zur sicheren Verankerung im Musculus longus colli) und verlängerte Caspar-Flachvalven bzw. Hakenmodule zur sicheren medialen Retraktion von Ösophagus und Trachea.

Retractor Maker fertigt den Caspar Wundspreizer mit einem blendfreien, satinierten Matt-Finish, um wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standzuhalten. Er bietet neurochirurgischen OP-Sälen und orthopädischen Wirbelsäulenzentren weltweit unübertroffene mechanische Stabilität, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Sterilisationsbeständigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest