



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Tupper's Universal Hand Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Tupper's Universal Hand Retractor

SKU RM-TUHR-1

\$699 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Столик для кисти	Центральная операционная поверхность
2	Приподнятые держатели цепочек	Периметральные опоры рамы
2	Крючки держателя цепочек	Фиксированные точки крепления
2	Скользящие крючки держателя	Регулируемые точки крепления
4	Цепочки с кожными крючками	21 см
6	Цепочки для фиксации руки/запястья	26 см
1 Set	Резинки	5 штук

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Tupper's Universal Hand Retractor — это признанная во всем мире хирургическая платформа, предназначенная для точного позиционирования и многонаправленной ретракции тканей при деликатных микрохирургических операциях на кисти. Путем фиксации кисти и пальцев пациента к центральному операционному столу с помощью эластичных тяг и шариковых цепочек, система освобождает руки ассистентов и создает беспрепятственное операционное поле.

Данный набор Tupper's Universal Hand Retractor разработан для полной адаптации к процедуре и включает столик из нержавеющей стали, два приподнятых периметральных держателя цепочек, два фиксированных и два скользящих крючка, которые фиксируются в любом месте рамы. В комплект входят четыре шариковые цепочки длиной 21 см с острыми кожными крючками, шесть цепочек длиной

26 см для иммобилизации запястья и предплечья, а также набор из 5 медицинских резинок для эластичной противотяги пальцев.

Изготовленная полностью из немагнитной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, система Tupper's Universal Hand Retractor от Retractor Maker поставляется нестерильной и полностью автоклавируемой в индивидуальной защитной упаковке, обеспечивая исключительную долговечность для центров травматологии кисти и реконструктивной хирургии.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest