



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Burford Rippenspreizer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Burford Rippenspreizer

SKU RM-BRS-SERIES-1

\$359 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Option 3 (Kompakte Spreizung) — 200 mm maximum spread — 1 Paar 47×62 mm + 1 Paar 65×62 mm Valven	RM-BRS-SERIES-1-1	\$359
Option 1 (Mittlere Spreizung) — 260 mm maximum spread — 1 Paar 47×62 mm + 1 Paar 65×62 mm Valven	RM-BRS-SERIES-1-2	\$379
Option 2 (Maximale Spreizung) — 300 mm maximum spread — 1 Paar 47×62 mm + 1 Paar 65×62 mm Valven	RM-BRS-SERIES-1-3	\$399

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Burford Rippenspreizer ist ein international anerkanntes thoraxchirurgisches Retraktorsystem, das speziell für die kontrollierte, atraumatische Rippenseparation und die Freilegung der Thoraxwand bei größeren pulmonalen, ösophagealen und kardiovaskulären Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einer robusten parallelen Gleitschiene und auswechselbaren, gebogenen Valven, ermöglicht dieses Instrument dem Chirurgen eine gleichmäßige Verteilung der mechanischen Distraktionskräfte auf benachbarte Rippen. Dies verhindert intraoperative Rippenfrakturen und erhält gleichzeitig einen breiten, statischen Operationskorridor aufrecht.

Das Burford-Set ist an unterschiedliche Patientengrößen und operative Zugangswege anpassbar und umfasst drei Konfigurationen: Option 1 (Medium Spread, \$379) mit 260 mm Spreizweite; Option 2 (Maximum Spread, \$399) mit 300 mm für tiefe thorakale und bariatrische Zugänge; sowie Option 3 (Compact Spread, \$359) mit 200 mm. Jedes aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) gefertigte Set wird komplett mit einem Paar flacher (47 mm × 62 mm) und einem Paar tiefer (65 mm × 62 mm) Seitenvallven geliefert, um variierende Thoraxwanddicken abzudecken.

Retractor Maker fertigt den Burford Rippenspreizer mit einem blendfreien Satin-Finish, um hohem mechanischem Drehmoment und wiederholten Sterilisationszyklen standzuhalten. Er bietet herzthoraxchirurgischen Abteilungen, Traumazentren und Lungentransplantationszentren weltweit außergewöhnliche strukturelle Steifigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest