



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Vaginal de Breisky

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Vaginal de Breisky

SKU RM-BVR-1

\$89 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	100 mm × 25 mm — 28 cm à 36 cm	Exposition vaginale superficielle et de l'introït — \$89.00
1	100 mm × 35 mm / 40 mm — 28 cm à 36 cm	Maintien large des parois vaginales antérieure/postérieure — \$89.00
1	130 mm × 20 mm / 30 mm — 28 cm à 36 cm	Exposition intermédiaire de la voûte vaginale — \$94.00
1	130 mm × 40 mm — 28 cm à 36 cm	Reconstruction profonde du plancher pelvien — \$94.00
1	140 mm × 35 mm — 28 cm à 36 cm	Accès cervical pour hystérectomie vaginale — \$99.00
1	160 mm × 20 mm / 35 mm — 28 cm à 36 cm	Accès profond à la voûte chez la patiente multipare — \$99.00
1	180 mm × 25 mm — 28 cm à 36 cm	Accès pelvien et apical de profondeur maximale — \$104.00
1	Étui de protection / Boîte	Conditionnement standard — Inclus

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur vaginal Breisky est un écarteur chirurgical de premier plan pour la reconstruction gynécologique et pelvienne, conçu spécifiquement pour offrir une visualisation profonde et sans obstruction de la voûte vaginale et du col de l'utérus. Conçu avec une lame spatule lisse et allongée qui s'incurve gracieusement à son extrémité

distale, cet instrument abaisse la paroi vaginale et déplace les tissus mous environnants sans pincer ni lacérer la muqueuse.

Conçu pour s'adapter à l'anatomie variable des patientes et aux procédures pelviennes profondes, l'écarteur vaginal Breisky est proposé en longueurs totales sélectionnables de 28 cm (\$89), 31 cm (\$94), 33.5 cm (\$99) et 36 cm (\$104), avec des séries de production étendues acceptant des profils allant jusqu'à 15.25 pouces (38.73 cm). Les chirurgiens peuvent choisir parmi 10 dimensions de lames distinctes allant de 100 × 25 mm à 180 × 25 mm. Son manche ergonomique incliné à rainures plates offre aux assistants chirurgicaux une contre-traction stable et un contrôle antidérapant lors de longues opérations pelviennes.

Forgé en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate sans reflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur vaginal Breisky pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux équipes d'obstétrique, de gynécologie et d'urogynécologie une résistance élevée à la corrosion et une durabilité fiable.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest