



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ротовой ретрактор Бишопа (для губ и щек)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ротовой ретрактор Бишопа (для губ и щек)

SKU RM-BLCR-1

\$24 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ретрактор Бишопа для губ и щек	Общая длина 13.5 cm, двусторонние лопатки 27 mm	\$24
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$24

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Бишопа для губ и щек — это универсальный двусторонний хирургический инструмент, разработанный специально для атравматичного смещения щек, губ и слизистой оболочки полости рта при стоматологических, челюстно-лицевых операциях и пластике расщелины неба. Благодаря гладким закругленным краям инструмент удерживает интраоральные мягкие ткани вдали от хирургических боров и шовных линий, не вызывая локальной ишемии.

Эта модель ретрактора Бишопа, созданная для многоцелевых манипуляций в полости рта, имеет общую длину 13.5 cm (\$24) и рабочие концы шириной 27 mm. Двусторонняя геометрия с небольшими различиями в кривизне лопаток на противоположных концах позволяет хирургам быстро адаптироваться к различным анатомическим особенностям лица и хирургическим углам без смены инструментов. Контурная центральная рукоятка обеспечивает ассистенту стабильный и нескользящий контроль.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым матовым покрытием, Retractor Maker производит ретрактор Бишопа с расчетом на строгие циклы автоклавирования, обеспечивая долговечность, высокую коррозионную стойкость и эргономический баланс для стоматологических и операционных кабинетов по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest