



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separadores Capsulares

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Separadores Capsulares

SKU RM-CR-ORTHO-1

\$64 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Diente único (Agudo)	RM-CR-ORTHO-1-1	\$64
Dientes dobles (Agudos o Romos)	RM-CR-ORTHO-1-2	\$69
Tres Puntas	RM-CR-ORTHO-1-3	\$74

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Separadores Capsulares son instrumentos quirúrgicos ortopédicos indispensables, diseñados específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y antideslizante de cápsulas articulares gruesas y envolturas fibrosas de tejido blando durante la artroplastia articular y la cirugía reconstructiva. Diseñados para navegar por huecos articulares profundos, estos instrumentos permiten a los equipos quirúrgicos mantener una tracción continua sin que se deslicen de los bordes cartilaginosos u óseos.

Construidos para soportar una gran palanca articular, la serie de Separadores Capsulares presenta una longitud total estándar de 10 pulgadas (aprox. 25.4 cm) que mantiene las manos del asistente fuera de la línea de visión operativa. Los cirujanos pueden configurar el extremo de trabajo en tres anchos de hoja (20 mm, 22 mm y 30 mm) combinados con versátiles diseños de puntas: una púa única afilada (\$64), una púa doble (\$69) en perfiles afilados o romos, y un diseño de púa triple ancha (\$74) que distribuye las fuerzas de sujeción a través de bandas capsulares anchas.

Forjados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica los Separadores Capsulares para soportar un torque mecánico riguroso y ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los equipos de reemplazo articular y traumatología una durabilidad y estabilidad clínica excepcionales.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest