



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Rake Finger Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Rake Finger Retractor

SKU RM-RFR-153-1

\$29 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
1 Dente (Gancho simples) — Pontas rombas ou agudas	RM-RFR-153-1-1	\$29
2 Dentes — Pontas rombas ou agudas	RM-RFR-153-1-2	\$34
3 Dentes — Pontas Rombas ou Agudas	RM-RFR-153-1-3	\$39
4 Dentes — Pontas rombas ou agudas	RM-RFR-153-1-4	\$44

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Rake Finger Retractor é um afastador cirúrgico manual especializado, projetado especificamente para fornecer elevação precisa e antiderrapante de retalhos de pele e retração de tecidos moles durante procedimentos de cirurgia da mão, plástica e cirurgia geral menor. Projetado com múltiplas garras curvas, este instrumento permite que os cirurgiões fixem as margens cutâneas e subcutâneas com segurança, sem deslizar ou esmagar as bordas delicadas dos tecidos.

Construído para um controle manual delicado, este Rake Finger Retractor possui uma estrutura de comprimento total uniforme de 15.3 cm que fornece aos assistentes cirúrgicos um feedback tátil excepcional e manobrabilidade em campos operatórios restritos. Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento é altamente personalizável em quatro configurações de quantidade de garras: 1 prong (\$29), 2 prongs (\$34), 3 prongs (\$39) ou estilos de 4 prongs (\$44). Os cirurgiões podem selecionar entre dois perfis de ponta: pontas Rombas (Blunt) projetadas para manipulação segura de tecidos moles minimizando o trauma, ou pontas Agudas (Sharp) projetadas para fornecer uma fixação firme e sem deslizamento em camadas de tecido mais resistentes. O cabo plano ergonômico garante uma alavancagem manual livre de fadiga durante disseções complexas.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Rake Finger Retractor para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando às clínicas de cirurgia plástica, da mão e geral em todo o mundo uma resistência excepcional à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade clínica completa.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest