



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

S Total Knee Retractor (S型人工膝関節開創器)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



S Total Knee Retractor (S型人工膝関節開創器)

SKU RM-STKR-6IN-1

\$59 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
シングルブレード 10 mm — 6" length, 10 mm wide blade	RM-STKR-6IN-1-1	\$59
シングルブレード 20 mm — 6" length, 20 mm wide blade	RM-STKR-6IN-1-2	\$59
両頭仕様 — 6" length, 5 mm & 13 mm dual ends	RM-STKR-6IN-1-3	\$59

製品詳細

S Total Knee Retractorは、全人工膝関節置換術および単顆人工膝関節置換術において、軟部組織や側副靱帯を確実に圧排するために特別に設計された整形外科用開創器です。解剖学に基づいたS字型シャーシにより、関節包や靱帯組織をボーンソーの可動域から安全に退避させ、術野を妨げることなく脛骨プラトーおよび大腿骨顆部を露出させることができます。

過酷な整形外科手術環境での耐久性を考慮し、全長6 inches (15.24 cm, \$59)に設計されています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造されており、スリムなS字型のレイアウトには、特定の関節腔に合わせて選択できる複数のブレード形状が用意されています（10 mmおよび20 mmのシングルワイドブレード、または汎用性の高い5 mmと13 mmのダブルエンド仕様）。ブレードの縁は丸みを帯びており、繊細な神経血管束や側副靱帯の損傷を防ぎます。

反射を抑えたサテンマット仕上げを施したRetractor MakerのS Total Knee Retractorは、整形外科特有の強いトルクや繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうる設計です。高い耐食性と剛性を備え、世界中の膝関節再建外科やトラウマセンターで信頼される耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest