



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Nasal Aufricht

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Nasal Aufricht

SKU RM-ANR-6IN-1

\$59 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Sem sucção (padrão)	RM-ANR-6IN-1-1	\$59
Com tubo de sucção	RM-ANR-6IN-1-2	\$199

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Nasal Aufricht é um instrumento cirúrgico padrão da indústria, projetado para fornecer elevação estável do envelope cutâneo nasal e da cartilagem durante rinoplastias e procedimentos nasais reconstrutivos. Desenvolvido com uma lâmina sólida e plana de 8 mm de largura que termina em um perfil de ponta curva, este instrumento engaja com segurança os tecidos intranasais profundos, distribuindo as forças de retração uniformemente pelo dorso nasal.

Projetado para flexibilidade processual, este Afastador Nasal Aufricht de 6" (15.2 cm) é fabricado em duas configurações funcionais: um modelo de lâmina sólida padrão (\$59) e uma configuração com tubo de sucção integrado (\$199). O modelo de sucção incorpora um canal de evacuação dedicado ao longo do cabo, permitindo que os cirurgiões aspirem sangue e fluidos de irrigação do campo operatório simultaneamente, sem a necessidade de um dispositivo de sucção separado.

Usinado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Afastador Nasal Aufricht não estéril e totalmente autoclavável em embalagem protetora, oferecendo às equipes de cirurgia plástica, estética e otorrinolaringologia durabilidade prolongada e utilidade clínica excepcional.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest