



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Farr Yaylı Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Farr Yaylı Ekartör

SKU RM-FSR-1

\$34 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
4 cm — Düz Bıçak veya Keskin Uç	RM-FSR-1-1	\$34
5 cm — Yassı Bıçak veya Keskin Uç	RM-FSR-1-2	\$36
5.5 cm — Yassı Bıçak veya Keskin Uç	RM-FSR-1-3	\$38
6 cm — Düz Bıçak veya Keskin Uç	RM-FSR-1-4	\$40
7.8 cm — Düz Blade veya Keskin Uç	RM-FSR-1-5	\$42
14 cm — Yassı Uç veya Keskin Uç	RM-FSR-1-6	\$44

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Farr Yaylı Ekartör; hassas oftalmik, plastik ve pediyatrik cerrahi prosedürler sırasında yara marjlarının eller serbest şekilde ayrılmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmış çevik, kendiliğinden genişleyen bir cerrahi ekartördür. Elastik yaylı tel şasi yapısı kullanan bu alet, hantal mekanik circirlara veya asistan müdahalesine gerek duymadan dokuları birbirinden ayıran sürekli ve nazik bir karşı çekiş uygular.

Hassas insizyon boyutları için üretilen Farr Yaylı Ekartör, altı farklı uzunluk kademesinde kapsamlı özelleştirilebilir seçenekler sunar: 4 cm (\$34), 5 cm (\$36), 5.5 cm (\$38), 6 cm (\$40), 7.8 cm (\$42) ve uzatılmış 14 cm (\$44) profil. Cerrahlar iki özel uç geometrisi arasında seçim yapabilir: Hassas deri fleplerini ve mukozayı delmeden travmatik olmayan bir şekilde tutmak için tasarlanmış Düz Uçlar veya fibröz deri altı dokularda kaymadan sıkı tutuş için tasarlanmış Sivri Uçlar.

Yüksek elastik hafızaya sahip tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen ve yansıma yapmayan saten mat kaplama ile sunulan Retractor Maker, Farr Yaylı

Ekartör'ü tekrarlanan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki cerrahi merkezlere olağanüstü yay direnci, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest