



# RETRACTOR MAKER

## 製品パンフレット

Ollier 鉤（オリエル・リトラクター）

### CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Ollier 鉤（オリエル・リトラクター）

SKU RM-OR-SERIES-1

**\$74 USD**

### 利用可能なサイズと価格

| サイズ / オプション     | SKU / 詳細         | 価格 (USD) |
|-----------------|------------------|----------|
| 8 ½" (21.59 cm) | RM-OR-SERIES-1-1 | \$74     |
| 9.0" (22.86 cm) | RM-OR-SERIES-1-2 | \$79     |

### 製品詳細

Ollier 鉤は、大規模な開腹、骨盤内、および整形外科手術において、広範囲かつ非侵襲的な軟部組織の変位と筋肉の牽引を実現するために設計された、基幹的なヘビーデューティ手術用器械です。幅広の4本鈍爪熊手型ヘッドを採用しており、手術助手は局所的な組織の挫傷や裂傷を引き起こすことなく、厚い筋層や皮下脂肪に対して強力な用手カウンター・トラクションをかけることが可能です。

深部の術野において持続的なレバレッジを発揮するよう設計されたOllier 鉤のラインナップは、均一なマルチプロング・プロファイルを維持しながら、8 ½インチ (21.59 cm, \$74) と9インチ (22.86 cm, \$79) の2つの全長から選択可能です。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）からハンドメイドで製作されており、4本の鈍爪構成と重量を大幅に軽減する中空コンフォートハンドルの組み合わせにより、高いグリップ安定性を確保。長時間を要する手術においても、助手の手や手首の疲労を軽減します。

反射防止のサテンマット仕上げを施したRetractor Maker製のOllier 鉤は、過酷な機械的負荷や繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されています。優れた耐久性、耐腐食性、そして完全な臨床的信頼性を、世界中の一般外科、整形外科、および外傷外科チームに提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

#### RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

[info@retractormaker.com](mailto:info@retractormaker.com)

WhatsApp

**+92 327 8345101**

ウェブサイト

**[retractormaker.com](http://retractormaker.com)**  
**[retractormanufacturer.com](http://retractormanufacturer.com)**

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

#### フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest