



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Iron Intern Hydra Doble Brazo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Iron Intern Hydra Doble Brazo

SKU RM-IIHDA-SERIES-1

\$1,699 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Modelo Hydra Estándar de 22"	RM-IIHDA-1-1	\$1,699
Jumbo de Alta Resistencia de 22"	RM-IIHDA-2-1	\$1,799
Jumbo de Alta Resistencia de 26"	RM-IIHDA-3-1	\$1,999

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Iron Intern Hydra Doble Brazo es un avanzado sistema retractor quirúrgico de doble articulación montado en mesa, diseñado específicamente para proporcionar una retracción visceral bilateral completa y una amplia exposición de la pared abdominal multi-cuadrante durante cirugías generales mayores, bariátricas y de trasplante. Diseñado con dos brazos articulados completamente independientes que irradian desde una horquilla central montada en la mesa, este sistema permite a los equipos quirúrgicos retraer los márgenes opuestos de la herida y separar los órganos internos simultáneamente, eliminando la necesidad de múltiples asistentes manuales.

Construida según las especificaciones del marco clínico, esta serie Iron Intern Hydra Doble Brazo presenta configuraciones operativas de alta carga en dos longitudes de alcance principales. Fabricadas artesanalmente en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), las opciones incluyen una configuración estándar de 22 pulgadas (56 cm) (\$1,699) para laparoscopia abierta en adultos y cirugía general de rutina; una configuración Jumbo de alta resistencia de 22 pulgadas (56 cm) (\$1,799) para procedimientos bariátricos de alta carga y disposiciones pélvicas densas; y una configuración extendida Jumbo de alta resistencia de 26 pulgadas (66 cm) (\$1,999) diseñada para trasplantes multi-cuadrante complejos, oncología extensa y condiciones de exposición extremas. Cada brazo incorpora mecanismos de bloqueo multidireccionales independientes para asegurar las palas del retractor de forma rígida en cualquier vector anatómico.

Forjado con un acabado satinado mate antideslumbrante, Retractor Maker fabrica el Iron Intern Hydra Doble Brazo para soportar una fuerte contracción quirúrgica y ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a los quirófanos de trasplantes, centros de cirugía bariátrica y unidades de trauma de todo el mundo una estabilidad mecánica excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest