



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Jansen Mastoid Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Jansen Mastoid Retractor

SKU RM-JMR-1

\$69 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
3"	RM-JMR-1-1	\$69
3 ¼"	RM-JMR-1-2	\$74
3 ⅝"	RM-JMR-1-3	\$79
4"	RM-JMR-1-4	\$84
4 ¼"	RM-JMR-1-5	\$89
4 ½"	RM-JMR-1-6	\$94

製品詳細

Jansen Mastoid Retractorは、耳科、頭皮、微小外科などの限られた術野において、安定したハンズフリーの軟部組織および骨膜の牽引を提供するために設計された、国際的に高く評価されている自動固定式外科用開創器です。外側に湾曲したマルチプロングブレードを備えたこの器具は、調整された機械的張力の下で耳後部の創縁を開いた状態に保持し、繊細な乳突削開術中の助手の疲労を解消します。

あらゆる術式への適応性を考慮し、このJansen Mastoid Retractorシリーズは、3" (\$69)、3 ¼" (\$74)、3 ⅝" (\$79)、4" (\$84)、4 ¼" (\$89)、4 ½" (\$94)の6種類の全長からカスタマイズ可能です。術者は、強固な筋膜固定用の「鋭」チップ、または局所組織の損傷を防ぐ「鈍」チップのいずれかから、3×3または4×4の爪配列を選択でき、すべて機能的な爪の深さは8 mmに標準化されています。また、開口構成は「15 mmブレード長 × 70 mm開口」または「20 mmブレード長 × 64 mm開口」から選択でき、細ピッチのつまみネジロック機構によって駆動されます。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテンマット仕上げが施されたRetractor Maker製のJansen Mastoid Retractorは、厳格な臨床許容誤差に基づいて製造されています。高い耐

食性、スムーズな機械的ロック、および完全なオートクレーブ耐久性を備え、世界中の耳鼻咽喉科および脳神経外科で採用されています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest