



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separadores Autoestáticos Amidiestros

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separadores Autoestáticos Amidiestros

SKU RM-ASRR-AMB-1

\$239 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
4×3 disposición de dientes	RM-ASRR-AMB-1-1	\$239
4×4 disposición de dientes	RM-ASRR-AMB-1-2	\$249
7×7 teeth layout	RM-ASRR-AMB-1-3	\$259

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los separadores autoestáticos ambidiestros proporcionan una plataforma de exposición quirúrgica adaptable y bilateral, diseñada para acomodar abordajes quirúrgicos tanto para cirujanos zurdos como diestros. Construidos con un chasis simétrico de anillos para los dedos y un trinquete reversible, estos separadores eliminan las dificultades de posicionamiento y permiten que el equipo de instrumentación monte el instrumento desde cualquier margen de la mesa quirúrgica.

Diseñados para un agarre robusto del tejido en profundidades de herida superficiales e intermedias, la serie de separadores autoestáticos ambidiestros se ofrece en tres configuraciones distintas de ramas y dientes: una disposición de 4×3 dientes (\$239), una equilibrada de 4×4 dientes (\$249) y una amplia de 7×7 dientes (\$259) diseñada para distribuir la presión de tracción a través de planos musculares anchos. El trinquete mecánico de varios pasos se bloquea de forma segura bajo alta tensión tisular, evitando la liberación accidental durante la disección activa.

Mecanizados en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica estos separadores autoestáticos ambidiestros bajo estrictos estándares clínicos, garantizando una acción suave de la cremallera, alta resistencia a la corrosión y durabilidad total en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest