



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Petri Pterygoid İntra Oral Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Petri Pterygoid İntra Oral Ekartör

SKU RM-PPIOR-23-1

\$79 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Petri Pterygoid İntra Oral Ekartör	23 cm toplam uzunluk, 25.5 mm genişliğinde pterygoid ağız	\$79
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$79

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Petri Pterygoid İntra Oral Ekartör, özellikle Le Fort osteotomileri sırasında güvenli, atravmatik yumuşak doku deplasmanı ve nörovasküler koruma sağlamak üzere mühendisliği yapılmış temel bir oral, maksillofasiyal ve ortognatik cerrahi ekartördür. Maksiller tüberositenin arkasına kayacak şekilde tasarlanan bu alet, pterygomaksiller disjunksiyon sırasında internal maksiller arteri ve pterygoid venöz pleksusu osteotomlardan korur.

Yüksek fiziksel taleplere dayanacak ve aynı zamanda kullanım kolaylığını koruyacak şekilde üretilen bu Petri Pterygoid İntra Oral Ekartör konfigürasyonu, 23 cm toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ağız, Le Fort osteotom prosedürleri için optimize edilmiş 25.5 mm genişliğinde bir ağız düzenine sahiptir. Pürüzsüz konturlu ağız kenarları posterior maksiller duvarı temiz bir şekilde sararak yumuşak doku laserasyonlarını önlerken, ergonomik sap cerrahi asistanlara sabit manuel kaldırma gücü sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde Petri Pterygoid İntra Oral Ekartörü üretmektedir; bu da dünya çapındaki maksillofasiyal, ortognatik ve kraniofasiyal cerrahi merkezlerine olağanüstü korozyon direnci, yapısal rijitlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest