



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Lothrop Uvula Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Lothrop Uvula Ekartörü

SKU RM-LUR-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
17 cm	RM-LUR-1-1	\$44
25 cm	RM-LUR-1-2	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Lothrop Uvula Ekartörü, posterior farenks ve adenoid prosedürleri sırasında uvula ve yumuşak damağın güvenli, travmatik olmayan şekilde kaldırılmasını ve öne doğru yer değiştirmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez bir KBB cerrahi ekartördür. Anatomik olarak kavisli uç yapısıyla tasarlanan bu enstrüman, KBB cerrahlarının mukoza yırtılmasına veya ameliyat sonrası uvular ödeme neden olmadan nazofarenkse temiz bir şekilde erişmesini sağlar.

Tam anatomik uyum için üretilen bu Lothrop Uvula Ekartörü serisi, birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilmiştir ve özelleştirilebilir toplam uzunluklara sahiptir: rutin intraoral prosedürler için standart 17 cm model (\$44) ve derin transoral erişim için uzatılmış 25 cm model (\$49). Cerrahlar iki uyumlu uç boyutu profili arasında seçim yapabilir: pediyatrik ve yetişkin anatomisi için 17 mm x 20 mm veya geniş palatal elevasyon için 18 mm x 40 mm. Ergonomik sapı, operasyon asistanları için dengeli ve yorulmadan manuel kaldırma gücü sağlar.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Lothrop Uvula Ekartörünü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki KBB ünitelerine, plastik cerrahi kliniklerine ve hastane ameliyathanelerine olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam otoklav uyumluluğu sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest