



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para Escariado Anterior Direct Access

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador para Escariado Anterior Direct Access

SKU RM-DAABR-1

\$99 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Orientación izquierda — 9" (22.86 cm), valva de 57 mm	RM-DAABR-1-1	\$99
Orientación derecha — 9" (22.86 cm), valva de 57 mm	RM-DAABR-1-2	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador para Escariado Anterior Direct Access es un instrumento quirúrgico ortopédico especializado, diseñado específicamente para proporcionar un despeje muscular y de tejidos blandos claro y estable durante la fase de preparación femoral en la artroplastia total de cadera por abordaje anterior directo (DAA). Diseñado para elevar el fémur proximal hacia la apertura de la herida, este separador permite a los cirujanos escariar el conducto femoral sin sufrir pinzamientos tisulares ni dañar el tensor de la fascia lata.

Construido para una palanca articular de precisión, esta configuración del Separador para Escariado Anterior Direct Access presenta un alcance estructural total de 9" (22.86 cm) (\$99) combinado con un perfil de hoja expansivo de 57 mm de ancho. Su extremo de trabajo está diseñado con una punta curva afilada especializada para realizar palanca sobre los contornos óseos de forma suave, enganchándose de manera segura detrás del trocánter mayor o del cuello femoral. Los cirujanos pueden elegir entre orientaciones operativas específicas de izquierda y derecha para alinearse perfectamente con el abordaje quirúrgico.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado sin reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador para Escariado Anterior Direct Access para soportar un par ortopédico inmenso y repetidos ciclos de autoclave hospitalario, proporcionando a los cirujanos de reconstrucción de cadera de todo el mundo una durabilidad excepcional y estabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest