



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor

SKU RM-FGR-1175-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor	Longueur de 11.75" (29.85 cm), lame de 20 mm de large	\$44
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$44

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor est un instrument chirurgical orthopédique robuste conçu spécifiquement pour manipuler les structures musculaires denses et volumineuses lors d'une arthroplastie totale de la hanche et de reconstructions pelviennes complexes. Conçu avec une portée étendue et une lame anatomiquement profilée, cet écarteur permet aux assistants chirurgicaux d'exercer un levier sur le moyen fessier, le petit fessier et les tissus capsulaires antérieurs loin du couloir articulaire sans provoquer de déchirures musculaires.

Conçue pour manipuler facilement les structures musculaires lourdes, cette configuration de Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor présente une longueur totale d'outil de 11.75 inches (29.85 cm, \$44) associée à un profil de lame de 20 mm de large. La géométrie de sa lame doucement incurvée s'enroule harmonieusement autour des aspects supérieurs et postérieurs du grand trochanter et du col fémoral, empêchant tout glissement accidentel des cortices osseuses pendant l'alésage acétabulaire profond. La poignée ergonomique offre un levier de traction supérieur, réduisant la fatigue manuelle de l'assistant.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker produit l'écarteur Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor pour résister à un couple mécanique intense et à des cycles répétés d'autoclave hospitalier, offrant aux équipes de chirurgie orthopédique du monde entier une durabilité et des performances cliniques exceptionnelles.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest