



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор PCL (задней крестообразной связки)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор PCL (задней крестообразной связки)

SKU RM-PCLR-25-1

\$99 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ретрактор PCL	Общая длина 25 см (10"), наконечник 21 мм, зубцы 4 мм	\$99
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор PCL — это специализированный ортопедический хирургический инструмент, разработанный специально для безопасного атравматичного смещения задней крестообразной связки (ЗКС) и задней капсулы во время тотального эндопротезирования коленного сустава. Инструмент заводится за задний край большеберцовой кости, выталкивая проксимальный отдел большеберцовой кости вперед и одновременно защищая подколенный сосудисто-нервный пучок от вращающихся римеров и осциллирующих костных пил.

Обладая исключительной конструкционной прочностью, данная конфигурация ретрактора PCL имеет общую длину 25 см (10 inches, \$99). Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса. Рабочая часть включает наконечники шириной 21 мм в сочетании с 4 мм зубцами, специально разработанными для надежной фиксации на задней кортикальной пластинке большеберцовой кости, что предотвращает соскальзывание инструмента при интенсивной дистракции сустава. Усиленная эргономичная плоская рукоятка обеспечивает ассистенту возможность длительной ручной контртракции без утомления.

Ретрактор PCL производства Retractor Maker имеет антибликовое сатиновое матовое покрытие и поставляется как нестерильное изделие многократного использования. Он выдерживает повторяющиеся циклы автоклавирования, обеспечивая неизменную механическую долговечность,

высокую коррозионную стойкость и полную клиническую надежность в отделениях реконструкции суставов и травматологии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest