



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure

SKU RM-SAR-GE-775-1

\$79 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure	Longueur 7 ¾" (19.68 cm), lame de 40 mm de large, poignée ergonomique en T	\$79
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure est un instrument de chirurgie orthopédique spécialisé, conçu pour fournir un effet de levier osseux puissant et un déplacement circonférentiel des tissus mous lors des reconstructions totales et inversées de l'épaule. Étudié pour se loger derrière le rebord glénoïdien postérieur et le col huméral, cet écarteur permet aux équipes chirurgicales de déplacer l'humérus proximal vers l'arrière, établissant ainsi un couloir visuel étendu directement dans la voûte glénoïdienne pour l'alésage et la pose des composants.

Construit pour résister aux protocoles de stérilisation en autoclave à haute fréquence, ce Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure présente une longueur totale de 7 ¾ inches (19.68 cm, \$79). Fabriquée à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la largeur opérationnelle intègre une lame de 40 mm de large profilée pour soutenir les tissus capsulaires et musculaires lourds sans écraser les cortices osseuses. Sa poignée ergonomique en T intégrée est conçue pour favoriser une prise en main puissante et améliorer le levier mécanique pour l'utilisateur, réduisant considérablement la fatigue de l'avant-bras de l'assistant lors des préparations glénoïdiennes prolongées.

Fourni comme dispositif de bloc opératoire non stérile et restérilisable avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique le Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure pour résister à des couples orthopédiques élevés, offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité totale en autoclave pour les services de reconstruction de l'épaule et les centres de médecine du

sport du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest