



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Rodilla Blount

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Separador de Rodilla Blount

SKU RM-BKR-1

\$64 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
6 7/8" (17.5 cm)	RM-BKR-1-1	\$64
7" (17.8 cm)	RM-BKR-1-2	\$69
10 1/4" (26.0 cm)	RM-BKR-1-3	\$74
10 3/8" (26.4 cm)	RM-BKR-1-4	\$79

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Rodilla Blount es un instrumento quirúrgico ortopédico indispensable, diseñado específicamente para proporcionar una palanca confiable y exposición de tejidos blandos alrededor de los cóndilos femorales y la meseta tibial durante la artroplastia total de rodilla. Diseñado con un pico anatómico que se engancha en los márgenes óseos, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos retraer el tendón rotuliano, los ligamentos colaterales y la cápsula sin aplastar el tejido.

Fabricado para profundidades anatómicas variables, la serie del Separador de Rodilla Blount ofrece configuraciones de longitud seleccionables que incluyen 6 7/8" (\$64), 7" (\$69), 10 1/4" (\$74) y 10 3/8" (\$79), con líneas de producción estándar que acomodan un perfil estructural de 6 3/8". Los cirujanos pueden configurar el extremo de trabajo con una Hoja Estrecha Corta (Variante de modelo 14093) para acceso localizado o una Hoja Ancha (Variante de modelo 14094) para un desplazamiento amplio de tejido. Su mango contorneado proporciona un control superior de la contrapalanca mientras mantiene las manos del asistente alejadas de las sierras óseas.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el Separador de Rodilla Blount para resistir una alta palanca mecánica y ciclos repetitivos de autoclave

hospitalario, proporcionando a los equipos de reemplazo articular ortopédico una durabilidad clínica inquebrantable.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest