



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador FK (Feyh-Kastenbauer)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador FK (Feyh-Kastenbauer)

SKU RM-FK-1

\$4,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Quadro Básico FK-WO TORS com Adaptador	Conjunto do quadro estrutural principal
1	Adaptador para Quadro Básico FK-WO TORS	Adaptador de conexão de montagem
1	Adaptador para Pinça de Preensão de Tumor ou Tubo de Sucção	Adaptador de montagem de instrumento auxiliar
1	Clipe de Luz	Conexão lateral de cabo
2	Afastadores de Bochecha	Perfil curvo
1	Tubo de Sucção para Fumaça	4.0 × 170 mm
10 pçs	Protetor Dental	Livre de látex, não autoclavável
1	Lâmina de Mandíbula	11 cm
1	Lâmina Laríngea	17 cm, côncava
1	Lâmina de Língua	Curva
1	Lâmina de Língua	Curva, abertura no lado direito
1	Lâmina de Língua	Curva, abertura no lado esquerdo

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Lâmina TORS conforme Weinstein-O'Malley	Perfil TORS padrão
2	Lâmina TORS Pequena, Esquerda	Configuração compacta para o lado esquerdo
2	Lâmina TORS Pequena, Direita	Configuração compacta para o lado direito
1	Caixa de Esterilização	Bandeja moldada para conjunto FK-WO TORS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador FK (Feyh-Kastenbauer) é uma plataforma operatória transoral reconhecida internacionalmente, projetada para fornecer visualização ideal e acesso cirúrgico à base da língua, hipofaringe, supraglote e laringe. Otimizado para Cirurgia Robótica Transoral (TORS), bem como microcirurgia a laser endolaríngea, este sistema estabelece um corredor visual amplo e rígido que acomoda braços robóticos e visualização microscópica sem obstrução tecidual.

Desenvolvido em torno do quadro básico FK-WO TORS, este conjunto completo do Afastador FK (Feyh-Kastenbauer) apresenta adaptadores de montagem especializados para pinças de preensão ou tubos de sucção, cliques para cabos de luz, retratores de bochecha curvos, um tubo de sucção de fumaça dedicado de 4.0 × 170 mm e 10 protetores dentais livres de látex. O conjunto de lâminas oferece flexibilidade clínica inigualável, incorporando uma lâmina mandibular de 11 cm, uma lâmina laríngea côncava de 17 cm, lâminas de língua curvas padrão e de abertura lateral, e lâminas TORS bilaterais Weinstein-O'Malley.

Fornecido em uma caixa de esterilização reforçada e moldada sob medida, a Retractor Maker fabrica o Afastador FK (Feyh-Kastenbauer) a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) biocompatível de alta graduação e ligas especializadas, entregando estabilidade confiável e ergonomia focada no cirurgião diretamente para departamentos de otorrinolaringologia em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest