



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Epstein Breast Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Epstein Breast Retractor

SKU RM-EBR-1

\$244 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
90 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-1	\$204
110 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-2	\$214
140 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-3	\$224
150 x 25 mm (L x W)	RM-EBR-1-4	\$234
150 x 30 mm (L x W)	RM-EBR-1-5	\$244
150 x 36 mm (L x W)	RM-EBR-1-6	\$254
160 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-7	\$264
180 x 25 mm (L x W)	RM-EBR-1-8	\$274
190 x 36 mm (L x W)	RM-EBR-1-9	\$284
220 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-10	\$294

製品詳細

Epstein Breast Retractorは、乳腺形成術において広範な組織挙上とポケットの視認性を確保するために特別に設計された、世界的に高く評価されている乳房形成・再建外科用器具です。先端に向かって細くなる長尺の湾曲ブレードにより、術者は大胸筋や乳腺実質をきれいに剥離・挙上することができ、インプラント挿入のための障害のない手術経路を確保できます。

多様な乳房ポケットの深さや手術アプローチに対応するため、本シリーズは単一の基本ハンドル設計に、以下の10種類の豊富なブレードサイズ展開を組み合わせています：90 × 27 mm (\$244), 110 × 27 mm (\$249), 140 × 27 mm (\$254), 150 × 25 mm (\$259), 150 × 30 mm (\$264), 150 × 36 mm (\$269), 160 × 27 mm (\$274), 180 × 25 mm (\$279), 190 × 36 mm (\$284), そして最長の 220 × 27 mm (\$289)。人間工学に基づいたハンドルは、疲労の少ない手動レバレッジと手術助手にとって最適なバランスを提供します。

反射防止サテンマット仕上げを施したプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、Retractor Makerは繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐え得るよう製造しています。世界中の形成外科、美容外科、乳腺外科センターに、卓越した耐久性、耐食性、そして完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest