



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Hohmann

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Hohmann

SKU RM-HR-12IN-1

\$74 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
15 mm lame large — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-1	\$74
17 mm lame large — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-2	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Hohmann est un instrument de levier osseux orthopédique indispensable, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement fiable des tissus et une exposition osseuse optimale lors de l'arthroplastie articulaire et de la stabilisation des fractures. Doté d'une tige courbée et d'une pointe anatomique en bec qui s'accroche aux marges osseuses, cet écarteur permet aux assistants chirurgicaux de faire levier sur des masses musculaires importantes loin de l'os sans glisser dans les zones neurovasculaires.

Conçu pour s'adapter étroitement aux diverses limites squelettiques, cet écarteur de Hohmann maintient un profil longitudinal unifié de 12 pouces (30.48 cm). L'instrument est fabriqué avec deux profils de largeur de lame au choix : 15 mm de large (\$74) pour un levier osseux ciblé et 17 mm de large (\$79) pour un déplacement musculaire plus large. Sa pointe profilée s'enroule solidement derrière le cortex fémoral ou tibial, tandis que le manche robuste offre aux assistants chirurgicaux un levier de traction soutenu et une fatigue manuelle réduite.

Forgé en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), Retractor Maker fabrique l'écarteur de Hohmann pour supporter un couple orthopédique élevé et des cycles d'autoclave hospitaliers répétés, offrant aux équipes de chirurgie traumatologique et de remplacement articulaire du monde entier une durabilité et des performances cliniques inébranlables.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest