



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Hohmann Retractors Square Blade

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Hohmann Retractors Square Blade

SKU RM-HRSB-1

\$74 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
8 ½" (21.59 cm) — スクエア弁形状、ロングハンドル	RM-HRSB-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — スクエアブレード、ロングハンドル	RM-HRSB-1-2	\$79

製品詳細

Hohmann Retractors Square Bladeは、関節再建術や骨折固定術において、広範囲の骨接触と強力な筋肉排除を目的に設計された特殊な整形外科手術器具です。幅広で平坦なスクエアブレード面を備え、局所的な圧迫骨折や脆弱な骨粗鬆症骨の剥離を引き起こすことなく、長管骨皮質上に確実に設置できるよう設計されています。

優れた機械的優位性を追求したHohmann Retractors Square Bladeシリーズは、全バリエーションでエクストラロングハンドルを採用。術野の視認性を確保しながら、介助者が持続的なカウンター・トラクションをかけることが可能です。術者は8 ½ inches (21.59 cm, \$74) と9 ½ inches (24.13 cm, \$79) の2種類の全長から選択できます。スクエアブレードの形状は皮質縁の背面にしっかりと固定され、激しい骨リーミングやプレート固定中も組織のズレや滑りを防ぎます。

Retractor Makerは、反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム医療グレード用プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、整形外科特有の強力なトルクや繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうるHohmann Retractors Square Bladeを製造。世界中の外傷外科および人工関節置換術チームに、優れた臨床的耐久性とパフォーマンスを提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest