



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Greenberg Simplicity

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Greenberg Simplicity

SKU RM-GSR-1

\$2,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Barra Primária Greenberg	6" (15 cm) — âncora rígida de ponto único para o poste do fixador de crânio
1	Barra Secundária Flutuante Greenberg	12" (30 cm) — trilho secundário focado para montagem de braços flexíveis
4	Braços Longos de Afastador Greenberg	9.5" (24 cm) — braços flexíveis multiaxiais por fricção para fixação precisa da lâmina
1	Apoio de Mão Greenberg	10" (25 cm) — plataforma ajustável de suporte para o antebraço
1	Bandeja para Compressas Greenberg	3" x 6¾" (7.5 x 16.8 cm) — monta na estrutura para armazenar neuro-compressas e ferramentas
1	Caixa de Esterilização Compacta	Layout moldado sob medida — organizador compacto perfurado e caixa de esterilização
1	Lâmina de Afastador Maleável Afunilada	9" x ¼" x ¾" — lâmina extra-larga para ampla proteção cortical
1	Lâmina de Afastador Maleável Afunilada	9" x 5/32" x ⅝" — lâmina de largura média para afastamento lobar
1	Lâmina de Afastador Maleável Afunilada	9" x ⅛" x ½" — lâmina padrão para acesso inter-hemisférico profundo

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Lâmina de Afastador Maleável Afunilada	9" x 3/32" x 3/8" — lâmina de afunilamento fino para vias cisternais estreitas
1	Lâmina de Afastador Maleável Afunilada	9" x 1/16" x 1/4" — microlâmina para separação delicada de nervos/vasos

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Greenberg Simplicity é um sistema de afastamento neurocirúrgico eficiente em espaço, projetado para configuração rápida e acesso desobstruído durante procedimentos cranianos direcionados. Ideal para cirurgias que exigem o mínimo de obstrução de hardware ao redor do campo cirúrgico, este sistema oferece poder de fixação intransigente mantendo uma estrutura leve e compacta.

Otimizado para pequenas craniotomias e exposições focadas, o Afastador Greenberg Simplicity combina uma barra de ancoragem primária de 6 polegadas, uma barra secundária flutuante de 12 polegadas, quatro braços flexíveis multiaxiais por fricção de 9.5 polegadas e um apoio de mão ergonômico de 10 polegadas. O conjunto inclui uma bandeja para compressas montável na estrutura, juntamente com cinco lâminas de afastamento maleáveis afuniladas de ponta dupla (desde micropontas de 1.6 mm até lâminas largas de 19 mm) para atender a requisitos precisos de fixação cortical e cisternal profunda.

Fabricado inteiramente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico não magnético com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Afastador Greenberg Simplicity não estéril e totalmente autoclavável dentro de uma caixa de esterilização perfurada compacta e moldada sob medida, construída para ciclos repetidos em centro cirúrgico.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest