



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Cushing Vein Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Cushing Vein Retractor

SKU RM-CVR-1

\$49 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
20.3 cm (approx. 8.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-1	\$49
22.8 cm (approx. 9.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-2	\$52
24.2 cm (approx. 9.5") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-3	\$55
25.5 cm (約 10.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-4	\$58
30.5 cm (approx. 12.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-5	\$61
35.5 cm (approx. 14.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-6	\$64
40.0 cm (約 15.75") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-7	\$67

製品詳細

Cushing Vein Retractorは、繊細な血管、静脈叢、および末梢神経幹を安全かつ非侵襲的に牽引するために設計された、不可欠な手持ち式血管・脳神経外科用レトラクターです。丁寧に研磨され、緩やかに湾曲した先端ベーク（嘴状部）により、内膜の損傷や血管痙攣を引き起こすことなく、血管構造の剥離や移動を行うことができます。

浅部から深部までのあらゆる術野に対応するため、本シリーズは7種類の全長（20.3 cm (\$49)、22.8 cm (\$52)、24.2 cm (\$55)、25.5 cm (\$58)、30.5 cm (\$61)、35.5 cm (\$64)、および深部への卓越した到達性を実現する40.0 cm (\$67)）を取り揃えています。また、7種類のブレード幅（8、10、12、13、14、16、18 mm）に加えて、軽量化と把持の安定性を最適化したFlat、Square、またはFenestratedハンドルを選択可能です。

Retractor Makerは、医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテンマット仕上げを施して本製品を製造しています。厳格な臨床基準に準拠し、高い耐食性と構造的剛性を備えた Cushing Vein Retractorは、世界中の心臓血管外科、整形外科、脳神経外科において優れた耐久性を発揮します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest