



RETRACTOR MAKER

2026年产品目录

外科牵开器 · 系统 · 牵开片 · 组件

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

牵开器制造商 — Retractor Maker 出品

关于我们

外科牵开器直接制造商

Retractor Maker 是一家位于巴基斯坦 Sialkot 的外科牵开器直接制造商。我们为八个外科专业领域生产牵开器系统、牵开片和组件。

RETRACTOR MAKER 的创立缘起

Retractor Maker 创立于2023年，但我们在外科器械领域的经验远不止于此。

我是 Saad Shahid，目前仍与父亲在我们家族的外科器械企业 Hospitech Traders 一起工作。我的父亲于1989年创立了 Hospitech Traders，多年来我们一直从事外科器械的生产和供应。

创立 Retractor Maker 的想法源于我们的一位客户。有一天，一位客户向我们询问腹部手术牵开器。当时我们并不生产牵开器，于是我开始研究其他公司的现有产品。

我的发现令我十分惊讶。一些完整的牵开器系统售价高达6万至6.5万美元左右。我觉得这些价格过于昂贵，尤其是考虑到我们已经拥有自己生产外科器械所需的机械、工人和制造经验。

于是我想：我们为什么不自己生产牵开器，并以更实惠的价格提供给客户呢？这就是我创立 Retractor Maker 的初衷。

我们的现状

我们开始自主生产

我决定不再从其他公司购买牵开器再转售，而是在我们自己的车间里进行生产。凭借在外科器械领域的经验，我们已经拥有了相应的机械和生产设备。我们利用这些资源开发和制造了我们自己的牵开器系统。

如今，我们提供的许多牵开器系统，其价格比主流品牌的同类系统低了高达90%。我们的宗旨不仅仅是生产牵开器，更是要让世界各地的医院、外科医生和医疗机构都能负担得起并更容易地获得这些产品。

仍是我们家族制造业的一部分

Retractor Maker 的成长源于我们在外科器械制造领域已有的经验。我目前仍积极参与 Hospitech Traders 的业务，与父亲并肩工作，同时也将 Retractor Maker 作为一个专注于外科牵开器的独立业务来运营。

外科专业领域

普外科 · 泌尿外科 · 心血管外科 · 耳鼻喉科 · 整形外科 · 骨科与脊柱外科 · 神经外科 · 妇产科。


我们与世界各地的医院、医疗分销商、外科医生和医疗保健组织直接合作。当标准产品无法满足客户需求时，我们也可以根据特殊配置和定制要求进行生产。

我们的目标

自主生产牵开器，并以比主流品牌同类系统低高达90%的价格提供，从而让更多的医院能够负担得起他们所需的设备。

产品类别

按各类别中的产品数量排列

骨科和脊柱牵开器	第 5-52 页	
普外科拉钩	第 53-95 页	
耳鼻喉科（ENT）拉钩	第 96-132 页	
整形外科牵开器	第 133-154 页	
心血管牵开器	第 155-171 页	
产科与妇科牵开器	第 172-181 页	
神经外科牵开器	第 182-189 页	
泌尿外科切口牵开器	第 190-191 页	



Acetabular 髌臼拉钩，窄型，双齿

SKU **RM-ARNDP-1**

价格 **\$99 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
窄型 — 32 mm blade	RM-ARNDP-1-1	\$99
标准 — 44 mm 叶片	RM-ARNDP-1-2	\$99



Anterior Femoral Condylar Retractor

SKU **RM-AFCR-1**

价格 **\$99 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Anterior Femoral Condylar Retractor	5" (12.7 cm) 长度，45 mm 开窗齿状叶片	\$99
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$99



Anterior Femoral Neck Anteromedial Rim Retractor

SKU **RM-AFNAR-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Anterior Femoral Neck Anteromedial Rim Retractor	15" (37.46 cm) 长度，弯曲叶片，六角手柄	\$49
保护套 / 包装盒	个人运输包装	\$49



前外侧髋臼缘骨撬

SKU **RM-AARR-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
前外侧髋臼缘骨撬	长度 10" (25.4 cm), 叶片 18 mm 宽 × 3.25" 深	\$49
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$49



AORI 髌骨拉钩

SKU **RM-APR-1**

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
5" (12.7 cm), 10 mm 工作端	RM-APR-1-1	\$69
7" (17.8 cm), 10 mm 工作端	RM-APR-1-2	\$79



APC 髌关节拉钩

SKU **RM-APCHR-1**

价格 **\$49 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	单齿	10" (25.4 cm) — 在髋臼缘实现定向骨固定
1	双齿	10" (25.4 cm) — 平衡的软组织 and 关节囊双点显露
1	保护套 / 盒	标准运输包装



B-Z 牵开器

SKU **RM-BZR-1**

价格 **\$339 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
7.5 cm 深 (45° 或 90°)	RM-BZR-1-1	\$339
10 cm 深 (45° 或 90°)	RM-BZR-1-2	\$359



B-Z Weitlaner 牵开器

SKU **RM-BZWR-1**

价格 **\$339 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
B-Z Weitlaner Retraktor	全长 28 cm, 83 mm 深 4×4 钝头齿, 90° 弯曲	\$339
Schutzhülle / Box	独立运输包装	\$339



Beard Distal Bicep 自持式牵开器

SKU **RM-BDBSRR-1**

价格 **\$299 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
6.375" (16.19 cm)	RM-BDBSRR-1-1	\$299
7.5" (19.05 cm)	RM-BDBSRR-1-2	\$319



Beard Distal Radius Wide Hohmann Retractor

SKU **RM-BDRWHR-1**

价格 **\$79 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Beard Distal Radius Wide Hohmann Retractor	5.37" (13.63 cm) 总长度, 宽型 Hohmann 叶片	\$79
保护套 / 盒	独立运输包装	\$79



Beckman-Weitlaner 开睑器/铺巾钳, 自持式

SKU **RM-BWSRR-1**

价格 **\$149 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
14 cm	RM-BWSRR-1-1	\$149
16.5 cm	RM-BWSRR-1-2	\$154
21.5 cm	RM-BWSRR-1-3	\$159
24 cm	RM-BWSRR-1-4	\$164
30.5 cm	RM-BWSRR-1-5	\$169
31 cm	RM-BWSRR-1-6	\$174



Beckmann Adson 自动固位扩张器

SKU **RM-BASRR-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
25 mm 轴截面	RM-BASRR-1-1	\$49
44 mm 轴截面	RM-BASRR-1-2	\$59



Bennett 胫骨牵开器

SKU **RM-BTR-1**

价格 **\$79 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
小号 — 45 mm 叶片	RM-BTR-1-1	\$79
大号 — 63 mm 叶片	RM-BTR-1-2	\$89



Hohmann 骨撬，弯曲型

SKU **RM-BHR-ORTHO-1**

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
8"	RM-BHR-ORTHO-1-1	\$69
9 ¾"	RM-BHR-ORTHO-1-2	\$74
11"	RM-BHR-ORTHO-1-3	\$79
11 ½"	RM-BHR-ORTHO-1-4	\$84
12 ½"	RM-BHR-ORTHO-1-5	\$89





Black Belt 颈椎牵开器系统

SKU **RM-BBCRS-1**

价格 **\$2,499 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	牵开器框架 (右侧)	右侧框架配置
1	牵开器框架 (左侧)	左侧框架配置
1	牵开器框架 (偏心)	偏心 (Offset) 框架配置
2	叶片插入钳	用于插入和固定叶片的组件
14	齿状叶片	34 mm – 70 mm 多种尺寸的齿状叶片选项
14	钝性叶片	34 mm – 70 mm 多种尺寸的钝性叶片选项
12	双层叶片, 齿状	40 mm – 55 mm 齿状双层叶片
6	双层叶片, 钝性	40 mm – 55 mm 钝性双层叶片
1	灭菌盒	用于组织、存储和准备的容器



Blount 膝关节拉钩

SKU **RM-BKR-1**

价格 **\$64 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
6 7/8" (17.5 cm)	RM-BKR-1-1	\$64
7" (17.8 cm)	RM-BKR-1-2	\$69
10 1/4" (26.0 cm)	RM-BKR-1-3	\$74
10 3/8" (26.4 cm)	RM-BKR-1-4	\$79





Browne Deltoid Retractors

SKU **RM-BDR-1**

价格 **\$109 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
10 ¾" (27.3 cm)	RM-BDR-1-1	\$109
11 ½" (29.2 cm)	RM-BDR-1-2	\$114
12 ¼" (31.1 cm)	RM-BDR-1-3	\$119



C Retractors

SKU **RM-CR-1**

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
12 ½" (31.8 cm)	RM-CR-1-1	\$69
14" (35.6 cm)	RM-CR-1-2	\$74



Campbell 神经根拉钩

SKU **RM-CNRR-1**

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Campbell 神经根拉钩	8 ¾" (22.2 cm) 长度, 10-10.5 mm 宽叶片	\$69
保护套 / 包装盒	个人运输包装	\$69



关节囊拉钩

SKU **RM-CR-ORTHO-1**

价格 **\$64 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
单齿 (尖头)	RM-CR-ORTHO-1-1	\$64
双齿 (尖头或钝头)	RM-CR-ORTHO-1-2	\$69
三齿	RM-CR-ORTHO-1-3	\$74



Carpal Tunnel 自动固定的手术撑开器

SKU **RM-CTSRR-1**

价格 **\$144 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Carpal Tunnel Self-Retaining Retractor	4 1/4" (10.79 cm) 长度, 钝齿, 棘轮锁	\$144
保护套 / 盒子	个人运输包装	\$144



Caspas Cervical Retractor With Ratchet

SKU **RM-CCRWR-1**

价格 **\$289 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
16.5 cm	RM-CCRWR-1-1	\$289
22.3 cm	RM-CCRWR-1-2	\$299



Caspar Lumbar Microdiscectomy Retractor System

SKU **RM-CLMRS-1**

价格 **\$799 USD**

组件列表



数量	组件	尺寸 / 描述
1	侧方叶片	40 mm
1	侧方叶片	45 mm
1	侧方叶片	50 mm
1	侧方叶片	55 mm
1	侧方叶片	60 mm
1	侧方叶片	65 mm
1	侧方叶片	75 mm
1	窥镜	40 mm
1	窥镜	45 mm
1	窥镜	50 mm
1	窥镜	55 mm
1	窥镜	60 mm
1	窥镜	65 mm
1	窥镜	75 mm
1	弹出钳	用于快速更换叶片的钳子
1	Caspar Microdiscectomy 牵开器框架	反作用力框架
1	灭菌盒	带器械筛网的铝制容器



Caspar 神经根拉钩

SKU **RM-CNRR-SERIES-1**

价格 **\$84 USD**

可选尺寸和定价



尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
4 mm 叶片	RM-CNRR-SERIES-1-1	\$84
6 mm 叶片	RM-CNRR-SERIES-1-2	\$89
8 mm 叶片	RM-CNRR-SERIES-1-3	\$94
10 mm 叶片	RM-CNRR-SERIES-1-4	\$99



Casper 咬骨钳

SKU **RM-CR-21-1**

价格 **\$64 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Casper 咬骨钳	长度 21 cm, 叶片 17.0 × 67.0 mm, 环形手柄	\$64
保护套 / 盒子	独立运输包装	\$64



Casper 自动锁定制口器/开创器

SKU **RM-CSR-SET-1**

价格 **\$649 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	双关节剪式框架	带有棘轮和螺钉锁的铰接式低轮廓框架
1	手动调节扳手	用于调节微张力的校准扳手
1 Set	半锐侧向齿状叶片	38 mm 深度 (可选 2、3 或 4 齿型号)
1 Set	加长扁平内脏钩叶片	38 mm 深度的无损伤叶片模块
1	保护和运输箱	尺寸精准的运输箱



Casper Cervical Retractor

SKU **RM-CCR-115-1**

价格 **\$199 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Casper Cervical Retractor Chassis	11.5 cm 框架, 4 臂可折叠横向设计, 85 mm 开口	\$199
Schutzhülle / Box	独立运输包装	\$199



颈椎牵开器框架 (Cervical Retractor Frame)

SKU **RM-CRF-1**

价格 **\$109 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
16.5 cm 固定臂	RM-CRF-1-1	\$109
25.5 cm 铰链臂	RM-CRF-1-2	\$119



颈部组织牵开器

SKU **RM-CTR-13-1**

价格 **\$79 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
颈部组织牵开器	总长 13 cm, 1×1 钝头钩齿	\$79
保护套/盒	独立运输包装	\$79



Chandler Retractor

SKU **RM-CHR-1**

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
小号 (16.0 mm 叶片)	RM-CHR-1-1	\$69
中号 (20.0 mm 叶片)	RM-CHR-1-2	\$74
大号 (25.0 mm 叶片)	RM-CHR-1-3	\$79





Charnley Initial Incision Retractor

SKU **RM-CIIR-399-1**

价格 **\$399 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	自持环形钳底架	平滑圆周框架环
1	短向外弯曲 4 齿钝性叶片	25 mm × 32 mm 工作端
1	长向外弯曲 4 齿钝性叶片	25 mm × 38 mm 工作端
1	可拆卸牵引钩	用于固定组织的弯曲锚点
1	金属牵引连接链	机械连接部件
1	重力配重组件	用于提供恒定牵引力的砝码
1	保护包装 / 箱	标准运输包装



Cloward Cervical/Lamina Retractor

SKU **RM-CCLR-1**

价格 **\$99 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
交叉网纹叶片	RM-CCLR-1-1	\$99
齿状叶片	RM-CCLR-1-2	\$99



Cloward-Style 叶片式拉钩

SKU **RM-CSBR-1**

价格 **\$84 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
13 × 75 mm	RM-CSBR-1-1	\$84
18 × 75 mm	RM-CSBR-1-2	\$89
20 × 75 mm	RM-CSBR-1-3	\$94
23 × 75 mm	RM-CSBR-1-4	\$99



Cloward-Style 颈椎牵开器

SKU RM-CSCR-17-1

价格 **\$75 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Cloward-Style 颈椎牵开器框架	总长 17 cm, 折叠臂, 棘轮锁定	\$75
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$75



Cobra Retractor

SKU RM-COBR-1

价格 **\$79 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
标准尖端 — 12.0"	RM-COBR-1-1	\$79
标准尖头型 — 12.0"	RM-COBR-1-2	\$84
宽型 — 11.75"	RM-COBR-1-3	\$89
改良小号 — 12.5"	RM-COBR-1-4	\$94
双头型 — 14.0"	RM-COBR-1-5	\$99
深型 — 14.5"	RM-COBR-1-6	\$104
改良大号 — 14.75"	RM-COBR-1-7	\$109



Cobra Retractor with Hand Rest

SKU RM-CRHR-1

价格 **\$169 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Cobra Retractor with Hand Rest	10.22" 长度, 32 mm 叶片, 集成手托	\$169
Schutzhülle / Box	运输专用独立包装	\$169



Cobra Style 股骨拉钩

SKU RM-CSFR-1

价格 **\$84 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Cobra Style 股骨拉钩	长度 11.75" (29.84 cm), Cobra 弯曲叶片, 大钩尖	\$84
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$84



侧副韧带拉钩

SKU RM-CLR-1

价格 **\$104 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
侧副韧带拉钩	8" (20.3 cm) 总长度, 5 mm & 11 mm 叶片轮廓	\$104
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$104



Collateral Soft Tissue Retractor

SKU RM-CSTR-1

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Collateral Soft Tissue Retractor	9 1/2" 长度, 45 mm 刀片, 11 mm 2 爪弯曲尖端	\$69
保护套 / 盒	个人运输包装	\$69





Concave Knee Retractor 膝关节凹型牵引器

SKU **RM-CKR-1**

价格 **\$105 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
标准叶片	RM-CKR-1-1	\$105
窄长叶片	RM-CKR-1-2	\$105



D'Errico 神经根钩

SKU **RM-DNRR-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
22.8 cm (approx. 9.0") — 7.0 mm 宽 × 11.0 mm 长 — 标准腰椎间盘切除术和神经根动员	RM-DNRR-1-1	\$49
28.0 cm (约 11.0") — 7.0 mm 宽 × 11.0 mm 长 — 深部手术通道和腰椎肥胖入路	RM-DNRR-1-2	\$54



Deep Gelpi Retractor

SKU **RM-DGR-SERIES-1**

价格 **\$68 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
3 1/2" - 4 1/2" — 尖头, 钝头, 成角尖头, 90°, 直角 — 表浅小型手术、手外科和儿科显露	RM-DGR-SERIES-1-1	\$68
5 1/2" - 6 3/4" — 尖头, 钝头, 成角尖头, 90°, 直角 — 中层软组织、整形和颈部入路	RM-DGR-SERIES-1-2	\$74
7 1/2" - 7 3/4" — 尖头, 钝头, 成角尖头, 90°, 直角 — 标准腰椎椎板切除术和关节牵开	RM-DGR-SERIES-1-3	\$84
9 1/4" - 12" — 尖头, 钝头, 成角尖头, 90°, 直角 — 深部盆腔、减重手术和多节段脊柱融合术	RM-DGR-SERIES-1-4	\$94



Deep Gelpi 撑开器，自动固定型

SKU **RM-DGSRR-1**

价格 **\$129 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
7 1/2" (约 19.0 cm) — 成角度底座，尖锐向外弯曲齿 — 标准腰椎椎板切除术和关节暴露	RM-DGSRR-1-1	\$129
10 1/2" (approx. 26.7 cm) — 延长成角度柄，尖锐向外弯曲齿 — 深层盆腔、肥胖患者和多级 Spondylodese	RM-DGSRR-1-2	\$139



Dingo Modified Humeral Head Retractors

SKU **RM-DMHHR-1**

价格 **\$134 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Dingo Modified Humeral Head Retractor	10" (25.5 cm) 长度，弯曲锯齿状尖端	\$134
保护套 / 盒子	独立运输包装	\$134



Direct Access Anterior Broaching Retractor

SKU **RM-DAABR-1**

价格 **\$99 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
左侧方向 — 9" (22.86 cm), 57 mm 叶片	RM-DAABR-1-1	\$99
右侧方向 — 9" (22.86 cm), 57 mm Valve	RM-DAABR-1-2	\$99



Engh Intercondylar Notch Retractor

SKU **RM-EINR-1**

价格 **\$79 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Engh Intercondylar Notch Retractor	长度 8 ½" (206.4 mm), 尖端 2.25"	\$79
保护套/盒	用于运输的单包装	\$79



Feler-Ducker Retractor

SKU **RM-FDR-1**

价格 **\$109 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
选项 A — 54×25 mm 左 / 76×38 mm 右	RM-FDR-1-1	\$109
选项 B — 76×38 mm 左 / 54×25 mm 右	RM-FDR-1-2	\$109



Femoral Calcar Retractor

SKU **RM-FCR-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Femoral Calcar Retractor	25 mm 叶片宽度, 5.08 cm (2") 深度, 环形手柄	\$44
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$44



Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor

SKU RM-FGR-1175-1

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor	11.75" (29.85 cm) 长度, 20 mm 宽叶片	\$44
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$44



Flared Cobra Retractors

SKU RM-FCR-15-1

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
左向 — 单爪, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-1	\$69
左向 — 双爪, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-2	\$69
右向 — 单爪, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-3	\$69
右向 — 双爪, 15" (38 cm)	RM-FCR-15-1-4	\$69



带摆动叶片的侧前臂撑开器

SKU RM-FSBR-1

价格 **\$74 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
带摆动叶片的侧前臂撑开器	5.12" (13.00 cm) 叶片, 环形手柄, 棘轮锁 — 1	\$74
保护套 / 包装盒	单个运输包装 — 1	\$74



Fukuda Kujat Style Retractor

SKU **RM-FKSR-1**

价格 **\$94 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Fukuda Kujat Style Retractor	9" (22.86 cm) 总长度, 宽锯齿叶片, T 型手柄 — 1	\$94
保护套 / 包装盒	用于运输的独立包装 — 1	\$94



Fukuda Style Retractors

SKU **RM-FSR-SHLD-1**

价格 **\$89 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
6 1/2" (16.51 cm) — 30 mm 或 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-1	\$89
8 3/4" (22.23 cm) — 30 mm 或 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-2	\$94
9" (22.86 cm) — 30 mm 或 35 mm	RM-FSR-SHLD-1-3	\$99



Gelpi Crossover Retractor - Deep Angles

SKU **RM-GCRDA-1**

价格 **\$124 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
3 1/2 in (9 cm) 叶片	RM-GCRDA-1-1	\$94
5 1/2 in (14 cm) 叶片	RM-GCRDA-1-2	\$104
6 1/2 in (16.5 cm) 叶片	RM-GCRDA-1-3	\$114
7 1/2 in (19 cm) 叶片	RM-GCRDA-1-4	\$119
8 in (20.3 cm) 叶片 — 标准	RM-GCRDA-1-5	\$124



关节孟髌突牵开器

SKU **RM-GCR-7-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Glenoid-Condyle-Retractor	7" (17.8 cm) 总长度, 轮廓钩状叶片 — 1	\$44
保护套 / 包装盒	运输用独立包装 — 1	\$44



Glenoid 关节盂拉钩

SKU **RM-GLR-SERIES-1**

价格 **\$88 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
8 ¾" - 9" — 左侧	RM-GLR-SERIES-1-1	\$88
8 ¾" - 9" — 右侧	RM-GLR-SERIES-1-2	\$91
9 ½" - 10 ½" — 左侧	RM-GLR-SERIES-1-3	\$94
9 ½" - 10 ½" — 右侧	RM-GLR-SERIES-1-4	\$97
11" - 11 ¾" — 左侧对齐	RM-GLR-SERIES-1-5	\$100
11" - 11 ¾" — 右侧对齐	RM-GLR-SERIES-1-6	\$103




大转子拨棒 (Trochanter-Major-Hebel)

SKU **RM-GTR-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Greater Trochanteric Retractor	14.875" (37.8 cm) 长度, 25 mm 宽 × 1.5" 深叶片 — 1	\$49
保护套 / 包装盒	独立运输包装 — 1	\$49





Harvey Jackson Self Retaining Retractor

SKU **RM-HJSRR-1**

价格 **\$229 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Harvey Jackson Self Retaining Retractor	28 cm 总长度, 45 × 32 mm 叶片, 3×3 锐齿 — 1	\$229
Schutzhülle / Box	独立运输包装 — 1	\$229



Hess 神经根钩

SKU **RM-HNRR-1**

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
10.0 cm — 3.0 mm – 4.0 mm 叶片 — 标准型	RM-HNRR-1-1	\$69
10.0 cm — 5.0 mm – 7.0 mm 叶片 — 标准型	RM-HNRR-1-2	\$69
12.0 cm	RM-HNRR-1-3	\$74
17.5 cm	RM-HNRR-1-4	\$79



Hibbs Retractor

SKU **RM-HBR-24-1**

价格 **\$39 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
51 mm 长 × 19 mm 宽 — 24 cm	RM-HBR-24-1-1	\$39
76 mm 长 × 25 mm 宽 — 24 cm	RM-HBR-24-1-2	\$41
82 mm 长 × 25 mm 宽 — 24 cm	RM-HBR-24-1-3	\$43
101 mm 长 × 25 mm 宽 — 24 cm	RM-HBR-24-1-4	\$45



Hohmann 后下方拉钩骨撬

SKU **RM-HPIR-11-1**

价格 **\$74 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
左手柄 #7 弯曲 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-1	\$74
中右手柄 #7 弯曲 — 11" (27.94 cm)	RM-HPIR-11-1-2	\$74



Hohmann Retractor

SKU **RM-HR-12IN-1**

价格 **\$74 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
15 mm 宽度叶片 — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-1	\$74
17 mm 宽度叶片 — 12" (30.48 cm)	RM-HR-12IN-1-2	\$79



Hohmann Retractor Bent Extra Long Handle

SKU **RM-HRBELH-1**

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
9 ¾" (24.76 cm) — 超长弯曲手柄	RM-HRBELH-1-1	\$69
10.0" (25.40 cm) — 超长成角手柄	RM-HRBELH-1-2	\$79



Hohmann Retractor Right Angled

SKU **RM-HRRA-1**

价格 **\$79 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
9 1/2" 总长度 — 24.13 cm 长度, 7" 手柄, 40 mm 直角弯曲	RM-HRRA-1-1	\$84
9 3/4" 总长度 — 24.76 cm 长度, 7" 手柄, 18 mm 直角弯曲	RM-HRRA-1-2	\$79



Hohmann Retractor 钝头

SKU **RM-HRRE-1**

价格 **\$74 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
8 5/8" (21.91 cm) — 19 mm 圆形叶片	RM-HRRE-1-1	\$74
9 3/4" (24.76 cm) — 19 mm 圆形叶片	RM-HRRE-1-2	\$79
11.0" (27.94 cm) — 19 mm 圆形叶片	RM-HRRE-1-3	\$84
11 1/2" (29.21 cm) — 19 mm 圆形叶片	RM-HRRE-1-4	\$89
12.0" (30.48 cm) — 19 mm 圆形叶片	RM-HRRE-1-5	\$94
12 1/2" (30.80 cm) — 19 mm 圆形叶片	RM-HRRE-1-6	\$99



Hohmann Retractor Square End

SKU **RM-HRSE-1**

价格 **\$74 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
8 1/2" (21.59 cm) — 带方形远端的弯曲叶片	RM-HRSE-1-1	\$74
9 1/2" (24.13 cm) — 带方形远端的弯曲叶片	RM-HRSE-1-2	\$79



Hohmann Retractors Angled

SKU **RM-HRA-1**

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
6 ½" 总长 — 16.51 cm 长度, 4 mm 弯曲尖端	RM-HRA-1-1	\$69
11" 总长 — 27.94 cm 长度, 7" 手柄, 17 mm 弯曲度	RM-HRA-1-2	\$79



Hohmann Retractors Square Blade

SKU **RM-HRSB-1**

价格 **\$74 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
8 ½" (21.59 cm) — 方形叶片轮廓, 超长手柄	RM-HRSB-1-1	\$74
9 ½" (24.13 cm) — 方形叶片轮廓, 超长手柄	RM-HRSB-1-2	\$79



Holscher 牵开器

SKU **RM-HLSR-1**

价格 **\$43 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
7 mm 宽 — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-1	\$43
9 mm 宽 — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-2	\$46
13 mm 宽 — 9 ½" (24.13 cm)	RM-HLSR-1-3	\$49



Holsher 神经根钩

SKU **RM-HNRR-235-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Holsher 神经根钩	23.5 cm 总长度, 宽大的下降钝叶片	\$44
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$44



Humeral Head Retractor

SKU **RM-HHR-ORTHO-1**

价格 **\$84 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
8 3/4" (22.23 cm) — 弯曲轴, 成角度环形叶片	RM-HHR-ORTHO-1-1	\$84
9.0" (22.86 cm) — 弯曲轴, 成角度环形叶片	RM-HHR-ORTHO-1-2	\$89
10.0" (25.40 cm) — 弯曲轴, 成角度环形叶片	RM-HHR-ORTHO-1-3	\$94
11.0" (27.94 cm) — 弯曲轴, 成角度环形叶片	RM-HHR-ORTHO-1-4	\$99





Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set

SKU RM-ILACF-1

价格 \$4,499 USD

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	深度计	彩色编码
2	扭锁手柄	硅胶柄
1	纵向框架	标准型
1	横向框架	标准型
2	钝头叶片	30 mm, 银色
2	钝头叶片	35 mm, 蓝色
2	钝头叶片	40 mm, 红色
2	钝头叶片	55 mm, 黑色
2	钝头叶片	60 mm, 金色
2	钝头叶片	65 mm, 海军蓝
2	钝头叶片	70 mm, 浅绿色
2	钝头叶片	75 mm, 橙色
1	短齿叶片	30 mm, 银色
1	短齿叶片	35 mm, 蓝色
1	短齿叶片	40 mm, 红色
1	短齿叶片	45 mm, 绿色
1	短齿叶片	50 mm, 紫色
1	短齿叶片	55 mm, 黑色
1	短齿叶片	60 mm, 金色
1	短齿叶片	65 mm, 海军蓝
1	长齿叶片	30 mm, 银色
1	长齿叶片	35 mm, 蓝色
1	长齿叶片	40 mm, 红色
1	长齿叶片	45 mm, 绿色
1	长齿叶片	50 mm, 紫色
1	长齿叶片	55 mm, 黑色
1	长齿叶片	60 mm, 金色
1	长齿叶片	65 mm, 海军蓝
2	微型叶片, 钝头	14 × 35 mm, 蓝色
2	微型叶片, 钝头	14 × 40 mm, 红色
2	微型叶片, 钝头	14 × 45 mm, 绿色
2	微型叶片, 钝头	14 × 50 mm, 紫色
2	微型叶片, 钝头	14 × 55 mm, 黑色
2	微型叶片, 钝头	14 × 60 mm, 金色
2	微型叶片, 短齿	14 × 35 mm
2	微型叶片, 短齿	14 × 40 mm
2	微型叶片, 短齿	14 × 45 mm
2	微型叶片, 短齿	14 × 50 mm
2	微型叶片, 短齿	14 × 55 mm
2	微型叶片, 短齿	14 × 60 mm
2	CVB 麻花钻	8 mm 深度, 5/4" 长度
1	CVB 撑开器钻孔导向器	左侧
1	CVB 撑开器钻孔导向器	右侧
1	椎体撑开器	左侧, 100 mm 导轨
1	椎体撑开器	右侧, 100 mm 导轨
2	CVB 螺丝刀	硅胶柄
1	多级撑开器	左侧, 120 mm 导轨, 90 mm 延长杆
1	多级撑开器	右侧, 120 mm 导轨, 90 mm 延长杆
1	植骨持骨器	8 × 15 mm 尖端, 210 mm 长度
1	植骨冲击器	3 mm
1	植骨冲击器	5 mm
1	植骨冲击器	8 mm
1	植骨切割器	可调深度 8.75", 7 mm 宽度
1	ACF 游标卡尺	9"
1	灭菌托盘	定制密封箱





Johnson Neuroma Retractor

SKU **RM-JNR-1**

价格 **\$74 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
8.0 cm	RM-JNR-1-1	\$74
10.0 cm	RM-JNR-1-2	\$79
11.0 cm	RM-JNR-1-3	\$84
14.0 cm	RM-JNR-1-4	\$89



Kolbel 肩部牵开器框架

SKU **RM-KSRF-23-1**

价格 **\$159 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
小号 — 36 mm x 36 mm 叶片	RM-KSRF-23-1-1	\$159
中号 — 53 mm x 36 mm blade	RM-KSRF-23-1-2	\$169
大号 — 68 mm x 36 mm 叶片	RM-KSRF-23-1-3	\$179



Kolbel 软组织牵开器

SKU **RM-KSTR-8IN-1**

价格 **\$119 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Kolbel 软组织牵开器	尺寸/详情: 8" (20.32 cm) 总长度, 带钝齿的弯曲叶片 • 包含数量: 1	\$119
保护套/盒	尺寸/详情: 独立运输包装 • 包含数量: 1	\$119



Lateral Fat Pad Retractor

SKU **RM-LFPR-10IN-1**

价格 **\$84 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Lateral Fat Pad Retractor	尺寸/详情: 10" (25.4 cm) 总长度, 41 mm 宽抛光弯曲叶片 • 包含数量: 1	\$84
保护套 / 包装盒	尺寸/详情: 独立运输包装 • 包含数量: 1	\$84



外侧软组织拉钩

SKU **RM-LSTR-ORTHO-1**

价格 **\$84 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
9.75 in — 20 mm 叶片	RM-LSTR-ORTHO-1-1	\$84
9.87 in — 22 mm 叶片	RM-LSTR-ORTHO-1-2	\$89





Lobster Anterior Lumbar Retractor

SKU **RM-LALR-1**

价格 **\$3,999 USD**

组件列表



数量	组件	尺寸 / 描述
6	Lobster 牵开器固定夹	—
1	带垂直柱和框架联轴器的 Lobster 床夹	—
1	Lobster 框架	—
2	Lobster Mayo 关节叶片, 优质 AISI 304/316 不锈钢 (非磁性)	2¾" × 2"
1	Lobster Mayo 关节叶片, 优质 AISI 304/316 不锈钢 (非磁性)	3½" × 2"
1	Lobster Deaver 关节叶片, 优质 AISI 304/316 不锈钢 (非磁性)	2¾" × 4½"
1	Lobster Harrington 关节叶片, 优质 AISI 304/316 不锈钢 (非磁性)	2" × 5"
1	Lobster Malleable 关节叶片, 优质 AISI 304/316 不锈钢 (非磁性)	2" × 6½"
1	Lobster Malleable 关节叶片, 优质 AISI 304/316 不锈钢 (非磁性)	3" × 6½"
1	Lobster Fence 关节叶片, 优质 AISI 304/316 不锈钢 (非磁性)	4" × 6"
2	Lobster Renal 关节叶片, 优质 AISI 304/316 不锈钢 (非磁性)	1" × 4"
2	Lobster Renal 关节叶片, 优质 AISI 304/316 不锈钢 (非磁性)	1" × 6"
2	Lobster Renal 关节叶片, 优质 AISI 304/316 不锈钢 (非磁性)	1" × 8"
1	Lobster Splanchnic 关节叶片, 优质 AISI 304/316 不锈钢 (非磁性)	1½" × 6"
1	Lobster Splanchnic 关节叶片, 优质 AISI 304/316 不锈钢 (非磁性)	2" × 4½"
1	Lobster Splanchnic 关节叶片, 优质 AISI 304/316 不锈钢 (非磁性)	2" × 6"
1	Lobster Splanchnic 关节叶片, 优质 AISI 304/316 不锈钢 (非磁性)	2" × 8"
1	消毒盒	—



Love 神经根钩

SKU **RM-LNRR-MAT-1**

价格 **\$24 USD**

组件列表



数量	组件	尺寸 / 描述
1	直形轮廓	可用长度: 17.5 cm 或 21.5 cm • 主要临床作用: 直接线性椎板间入路和传出神经根动员 • 价格 (USD): \$24.00 / \$29.00
1	45-度角轮廓	可用长度: 17.5 cm 或 21.5 cm • 主要临床作用: 侧隐窝减压及关节突下神经根保护 • 价格 (USD): \$24.00 / \$29.00
1	90-度角轮廓	可用长度: 17.5 cm 或 21.5 cm • 主要临床作用: 深部椎间孔探查及硬膜囊内侧固定 • 价格 (USD): \$24.00 / \$29.00
1	保护套 / 包装盒	可用长度: 标准运输包装 • 主要临床作用: — • 价格 (USD): 已包含



Love 神经根钩，枪刺型

SKU RM-LNRR-BAY-21-1

价格 **\$29 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Love 神经根钩 (枪刺型)	尺寸/详情: 21 cm 总长度, 枪刺柄, 匙形神经叶片 · 包含数量: 1	\$29
保护套/盒	尺寸/详情: 运输用独立包装 · 包含数量: 1	\$29



Low Profile 足部与踝关节拉钩

SKU RM-LPFAR-1

价格 **\$84 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
7.5 inches	RM-LPFAR-1-1	\$84
8.75 inches	RM-LPFAR-1-2	\$89




Markham-Meyerding 半椎板切除术牵开器

SKU RM-MMHR-17-1

价格 **\$124 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
小号 — 40 mm x 25 mm 叶片	RM-MMHR-17-1-1	\$104
中号 — 50 mm x 25 mm 叶片	RM-MMHR-17-1-2	\$114
大号 — 60 mm x 25 mm 叶片	RM-MMHR-17-1-3	\$124



McCulloch-Type Microdisectomy Rigid Retractor Frame

SKU **RM-MMRRF-14-1**

价格 **\$384 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
McCulloch-Type Microdisectomy Rigid Retractor Frame	尺寸/细节: 总长 14 cm, 刚性底盘, 齿轮驱动 • 数量: 1	\$384
保护套 / 包装盒	尺寸/细节: 独立运输包装 • 数量: 1	\$384



McCulloch-Type 神经根牵开器

SKU **RM-MNRR-1**

价格 **\$64 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
12.8 cm	RM-MNRR-1-1	\$64
14.5 cm	RM-MNRR-1-2	\$74



Meniscal Repair Retractor

SKU **RM-MRR-5IN-1**

价格 **\$59 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Meniscal Repair Retractor	尺寸 / 详情: 5" (12.7 cm) 总长度, 抛光弯曲偏转叶片 • 包含数量: 1	\$59
保护套 / 包装盒	尺寸 / 详情: 独立运输包装 • 包含数量: 1	\$59



Meyerding Retractor

SKU **RM-MDR-18-1**

价格 **\$99 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	钝头工作端	总长度: 18 cm • 主要临床作用: 非创伤性椎旁肌肉移位和软组织固定 • 价格 (USD): \$99.00
1	尖头工作端	总长度: 18 cm • 主要临床作用: 在致密纤维筋膜和腱附着点处稳固固定 • 价格 (USD): \$99.00
1	锯齿状工作端	总长度: 18 cm • 主要临床作用: 在椎板和关节突边缘进行防滑骨性锚定 • 价格 (USD): \$99.00
1	鞍状工作端	总长度: 18 cm • 主要临床作用: 对肌肉束的轮廓化容纳及脊柱减压入路维护 • 价格 (USD): \$99.00
1	防护套 / 盒	总长度: 标准运输包装 • 主要临床作用: — • 价格 (USD): 已包含



Meyerding 棘突式自动伤口拉钩

SKU **RM-MRWR-18-1**

价格 **\$84 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
32 mm × 25 mm 宽	RM-MRWR-18-1-1	\$84
41 mm × 25 mm 宽	RM-MRWR-18-1-2	\$89
50 mm × 25 mm 宽	RM-MRWR-18-1-3	\$94
57 mm × 25 mm 宽	RM-MRWR-18-1-4	\$99



微创膝关节拉钩

SKU **RM-MIKR-1**

价格 **\$79 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
19 cm 总长度	RM-MIKR-1-1	\$79
20 cm 总长度	RM-MIKR-1-2	\$84
22 cm 总长度	RM-MIKR-1-3	\$89



MIS 神经根钩

SKU **RM-MIS-NRR-17-1**

价格 **\$84 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
4.7 mm 宽叶片	RM-MIS-NRR-17-1-1	\$84
7.3 mm 宽叶片	RM-MIS-NRR-17-1-2	\$89



Modified Fukuda Type 牵开器

SKU **RM-MFTR-SHLD-1**

价格 **\$89 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Modified Fukuda Type 牵开器	手持式骨科肱骨杠杆牵开器，开窗环形叶片	\$89
保护套 / 包装盒	个人运输包装	\$89



髌骨拉钩

SKU **RM-PTR-9IN-1**

价格 **\$84 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Patella-Retractor	长度 9" (22.86 cm)，22 mm 板，16 mm 叶片，钩状尖端	\$84
保护套 / 盒	独立运输包装	\$84



PCL Retractor

SKU **RM-PCLR-25-1**

价格 **\$99 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
PCL Retractor	25 cm (10") 总长度, 21 mm 尖端, 4 mm 齿列	\$99
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$99



PERCY 截肢拉钩

SKU **RM-PAR-1**

价格 **\$399 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
24.3 cm	RM-PAR-1-1	\$399
35.0 cm	RM-PAR-1-2	\$449
42.0 cm	RM-PAR-1-3	\$499



Perkins 自动撑开器

SKU **RM-PSRR-99-1**

价格 **\$99 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
标准实心爪 — 13 cm, 左侧或右侧	RM-PSRR-99-1-1	\$99
2 爪尖头叶片 — 11 cm	RM-PSRR-99-1-2	\$99
2 爪尖头叶片 — 13 cm	RM-PSRR-99-1-3	\$99
3 爪尖头叶片 — 11 cm	RM-PSRR-99-1-4	\$99
3 爪尖头叶片 — 13 cm	RM-PSRR-99-1-5	\$99
弯曲开窗叶片 — 13 cm, 左侧或右侧	RM-PSRR-99-1-6	\$99
实心刺针叶片 — 12.7 cm, 左侧或右侧	RM-PSRR-99-1-7	\$99





Phantom AL Anterior Lumbar Surgical Access System

SKU **RM-PAL-1**

价格 **\$3,999 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
4	Valve 25 × 60 mm	浅层牵开叶片
4	Valve 25 × 80 mm	中浅层牵开叶片
4	Valve 25 × 100 mm	中层牵开叶片
4	Valve 25 × 120 mm	标准牵开叶片
4	Valve 25 × 140 mm	深层扩展牵开叶片
4	Valve 25 × 160 mm	深部通道牵开叶片
4	Valve 25 × 180 mm	极深通道牵开叶片
4	Valve 25 × 200 mm	最大深度牵开叶片
1	Retraktoring	300 mm 直径的核心圆形框架
2	Verlängerungsstange	延长或调节牵开器框架组件的位置
6	Ringklemme	将夹具和组件固定在牵开环上
6	Schwenkbarer Valvenhalter	允许在环上进行可调节的叶片安装
1	Sechskantschlüssel	用于框架组装和调整的 225 mm 手动扳手
2	Arm mit Ringhalter	支撑并将牵开环连接至床架支架
2	Drehbare Tischklemme	将支撑结构锚定在手术床侧轨上
1	Inbus-Schraubendreher	用于系统调节的专用工具
1	Sterilisationsbox	用于处理的穿孔铝容器





Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access System

SKU **RM-PML-1**

价格 **\$3,999 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	直钩 40 mm	专用窄型牵开钩
1	直钩 50 mm	专用窄型牵开钩
1	直钩 60 mm	专用窄型牵开钩
1	直钩 70 mm	专用窄型牵开钩
1	直钩 80 mm	专用窄型牵开钩
1	直钩 90 mm	专用窄型牵开钩
1	直钩 100 mm	专用窄型牵开钩
1	T 型柄摆动控制器	用于调节摆动的控制手柄
1	旋转床夹	将设备固定在手术床侧轨上
1	导光缆	标准弧度, 10 ft, 非无菌; 将光从光源传输到牵开器
1	LED 光源	便携式台式照明单元
1	弯角关节臂	带齿条的多关节臂, 用于连接床夹和框架
1	MIS Lumbar Base 摆动牵开器	顶装式, 250 mm 齿条主框架, 用于腰推入路
1	框架连接器	将辅助框架连接到主框架
1	摆动式中央叶片保持器	顶装式, 130 mm 齿条; 持有带摆动控制的中央叶片
1	Counter Pivoting Step Over Retraktor	侧装式, Sure-Lock, 225 mm 齿条对抗牵开臂, 用于横向稳定性
1 对	斜面叶片 (对) 22 × 50 mm	带斜尖的配对牵开叶片
1 对	斜面叶片 (对) 22 × 60 mm	带斜尖的配对牵开叶片
1 对	斜面叶片 (对) 22 × 70 mm	带斜尖的配对牵开叶片
1 对	斜面叶片 (对) 22 × 80 mm	带斜尖的配对牵开叶片
1 对	斜面叶片 (对) 22 × 90 mm	带斜尖的配对牵开叶片
1 对	斜面叶片 (对) 22 × 100 mm	带斜尖的配对牵开叶片
1 对	斜面叶片 (对) 22 × 110 mm	带斜尖的配对牵开叶片
1 对	斜面叶片 (对) 22 × 120 mm	带斜尖的配对牵开叶片
1	短齿对抗叶片 14 × 40 mm	带短爪齿的对抗叶片
1	短齿对抗叶片 14 × 50 mm	带短爪齿的对抗叶片
1	短齿对抗叶片 14 × 60 mm	带短爪齿的对抗叶片
1	短齿对抗叶片 14 × 70 mm	带短爪齿的对抗叶片
1	短齿对抗叶片 14 × 80 mm	带短爪齿的对抗叶片
1	短齿对抗叶片 14 × 90 mm	带短爪齿的对抗叶片
1	短齿对抗叶片 14 × 100 mm	带短爪齿的对抗叶片
1	短齿对抗叶片 14 × 110 mm	带短爪齿的对抗叶片
1	短齿对抗叶片 14 × 120 mm	带短爪齿的对抗叶片
1	短齿扇形叶片 18 × 50 mm	远端扩张的短齿扇形叶片
1	短齿扇形叶片 18 × 60 mm	远端扩张的短齿扇形叶片
2	短齿扇形叶片 18 × 70 mm	远端扩张的短齿扇形叶片
2	短齿扇形叶片 18 × 80 mm	远端扩张的短齿扇形叶片
2	短齿扇形叶片 18 × 90 mm	远端扩张的短齿扇形叶片
2	短齿扇形叶片 18 × 100 mm	远端扩张的短齿扇形叶片
2	短齿扇形叶片 18 × 110 mm	远端扩张的短齿扇形叶片
2	短齿扇形叶片 18 × 120 mm	远端扩张的短齿扇形叶片
1	扩张器 8 mm	用于分级组织扩张的器械
1	扩张器 13 mm	用于分级组织扩张的器械
1	扩张器 18 mm	用于分级组织扩张的器械
1	扩张器 22 mm	用于分级组织扩张的器械
1	Obturator 18 mm	用于初始置入和引导的器械
1	Obturator 22 mm	用于初始置入和引导的器械
1	灭菌盒	用于组织存放和再处理的容器





Ranawat 膝关节拉钩

SKU **RM-RKR-95-1**

价格 **\$79 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Ranawat 膝关节拉钩	长度 9 ½" (24.13 cm), 叶片 17 × 34 mm 90° (钝头或尖头)	\$79
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$79



Reverse Hohmann 骨拉钩

SKU **RM-RHR-85-1**

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Reverse Hohmann Retractor	8 ½" (21.59 cm) 长度, 带钝齿的不对称叶片, 开窗式手柄	\$69
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$69



S Total Knee Retractor

SKU **RM-STKR-6IN-1**

价格 **\$59 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
单叶型号 10 mm — 6" length, 10 mm 宽叶片	RM-STKR-6IN-1-1	\$59
单叶型号 20 mm — 6" length, 20 mm 宽叶片	RM-STKR-6IN-1-2	\$59
双头型号 — 6" 长度, 5 mm & 13 mm 双端	RM-STKR-6IN-1-3	\$59



Sandhu 神经根钩

SKU RM-SNRR-243-1

价格 **\$54 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Sandhu 神经根钩	总长 24.3 cm, 3.2 mm 钝性叶片, 90° 可弯曲杆	\$54
保护套 / 盒	独立运输包装	\$54



Saxena Bone Grafting Retractor

SKU RM-SBGR-1

价格 **\$124 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
16.5 cm 规格 — 齿状或交叉齿状	RM-SBGR-1-1	\$124
25.5 cm 规格 — 齿状或交叉齿状	RM-SBGR-1-2	\$149



Scoville 神经根钩

SKU RM-SNRR-235-1

价格 **\$29 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Scoville 神经根钩	23.5 cm 总长度, 成角度的轮廓尖端, 细长柄部	\$29
防护套 / 盒子	运输专用独立包装	\$29





Scoville Self Retaining Retractor

SKU RM-SSRR-150-1

价格 \$259 USD

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Selbsthaltender Gleitschienenrahmen	用于神经外科和脊柱腔隙暴露的主底座滑轨
1	Abnehmbares laterales Einzinken-Spitzblatt	50 mm 单齿叶片，用于在强力切口线下进行深层锚定
1	Abnehmbares massives gezahntes Seitenblatt	60 mm × 25 mm 带结构化锯齿尖端的实心骨牵开叶片
1	Integrierte manuelle Schraubsperr	螺纹组件，用于固定精确伸展，同时减轻操作者疲劳
2	Ergonomische Retraktorarme	轻型双臂分支，具有完全光滑的外边缘
1	Schutzverpackung / Box	标准运输包装



Scoville-Haverfield Self Retaining Retractor

SKU RM-SHSRR-150-1

价格 \$339 USD

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Selbsthaltendes Gestell mit Gelenkschenkeln	关节式剪切架，向下弯曲避开视线
1	Abnehmbare einzinkige scharfen Lateralvalvula	50 mm 单齿爪，用于切口边缘下的深度锚定
1	Abnehmbare massive gezahnte Lateralplatte	60 mm × 25 mm 实心骨牵开板，带微齿尖端
1	Integrierte manuelle Schraubbarretierung	中央螺纹机构，牢固锁定以防止疲劳
2	Ergonomische Retraktorarme	轻质、纹理化的手柄臂，具有完全光滑的外缘
1	Schutzverpackung / Box	标准运输包装



Scoville-Richter Self Retaining Retractor

SKU RM-SRSRR-155-1

价格 \$395 USD

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Selbsthaltender Basisrahmen	用于固定高要求暴露位置的主滑轨底盘
1	Abnehmbare 3-zinkige halbscharfe Lateralvalve	62 mm × 37 mm 爪形附件，用于固定深层组织表面
1	Abnehmbare 4-zinkige halbscharfe Lateralvalve	62 mm × 52 mm 爪形附件，用于撑开较宽的组织边缘
1	Integrierte manuelle Schraubsperr	机械旋转夹具，提供稳定支撑以减少疲劳
2	Ergonomische Retraktorarme	轻质双柄型材，边缘平滑
1	Schutzbox / Verpackung	标准运输包装



SHADOWLINE Trimline 颈椎牵开器套装

SKU RM-STCSRS-1

价格 \$2,999 USD

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	编码颜色深度计	器械与框架 — 标准
2	侧装式锁定牵开器手柄	器械与框架 — 标准
1	阶梯式横向牵开器框架	器械与框架 — 双关节，侧装式
1	横向牵开器框架	器械与框架 — 双关节，侧装式 (120 mm 开口)
1	器械托盘	存储与保护 — 组织盘
1	灭菌箱	存储与保护 — 穿孔容器
2	银色组织叶片	钝性组织叶片 (对) — 30 mm × 23 mm
2	蓝色组织叶片	钝性组织叶片 (对) — 35 mm × 23 mm
2	红色组织叶片	钝性组织叶片 (对) — 40 mm × 23 mm
2	绿色组织叶片	钝性组织叶片 (对) — 45 mm × 23 mm
2	紫色组织叶片	钝性组织叶片 (对) — 50 mm × 23 mm
2	黑色组织叶片	钝性组织叶片 (对) — 55 mm × 23 mm
2	金色组织叶片	钝性组织叶片 (对) — 60 mm × 23 mm
2	海军蓝组织叶片	钝性组织叶片 (对) — 65 mm × 23 mm
2	浅绿色组织叶片	钝性组织叶片 (对) — 70 mm × 23 mm
2	橙色组织叶片	钝性组织叶片 (对) — 75 mm × 75 mm
2	蓝色窄肌肉叶片	窄肌肉叶片 (短齿, 对) — 35 mm × 14 mm
2	红色窄肌肉叶片	窄肌肉叶片 (短齿, 对) — 40 mm × 14 mm
2	绿色窄肌肉叶片	窄肌肉叶片 (短齿, 对) — 45 mm × 14 mm
2	紫色窄肌肉叶片	窄肌肉叶片 (短齿, 对) — 50 mm × 14 mm
2	黑色窄肌肉叶片	窄肌肉叶片 (短齿, 对) — 55 mm × 14 mm
2	金色窄肌肉叶片	窄肌肉叶片 (短齿, 对) — 60 mm × 14 mm
1	银色侧方肌肉叶片	侧方肌肉叶片 (短齿, 单件) — 30 mm × 23 mm
1	蓝色侧方肌肉叶片	侧方肌肉叶片 (短齿, 单件) — 35 mm × 23 mm
1	红色侧方肌肉叶片	侧方肌肉叶片 (短齿, 单件) — 40 mm × 23 mm
1	绿色侧方肌肉叶片	侧方肌肉叶片 (短齿, 单件) — 45 mm × 23 mm
1	紫色侧方肌肉叶片	侧方肌肉叶片 (短齿, 单件) — 50 mm × 23 mm
1	黑色侧方肌肉叶片	侧方肌肉叶片 (短齿, 单件) — 55 mm × 23 mm
1	金色侧方肌肉叶片	侧方肌肉叶片 (短齿, 单件) — 60 mm × 23 mm
1	海军蓝侧方肌肉叶片	侧方肌肉叶片 (短齿, 单件) — 65 mm × 23 mm
1	银色正中肌肉叶片	正中肌肉叶片 (长齿, 单件) — 30 mm × 23 mm
1	蓝色正中肌肉叶片	正中肌肉叶片 (长齿, 单件) — 35 mm × 23 mm
1	红色正中肌肉叶片	正中肌肉叶片 (长齿, 单件) — 40 mm × 23 mm
1	绿色正中肌肉叶片	正中肌肉叶片 (长齿, 单件) — 45 mm × 23 mm
1	紫色正中肌肉叶片	正中肌肉叶片 (长齿, 单件) — 50 mm × 23 mm
1	黑色正中肌肉叶片	正中肌肉叶片 (长齿, 单件) — 55 mm × 23 mm
1	金色正中肌肉叶片	正中肌肉叶片 (长齿, 单件) — 60 mm × 23 mm
1	海军蓝正中肌肉叶片	正中肌肉叶片 (长齿, 单件) — 65 mm × 23 mm
2	蓝色窄组织叶片	窄组织叶片 (钝性, 对) — 35 mm × 14 mm
2	红色窄组织叶片	窄组织叶片 (钝性, 对) — 40 mm × 14 mm
2	绿色窄组织叶片	窄组织叶片 (钝性, 对) — 45 mm × 14 mm
2	紫色窄组织叶片	窄组织叶片 (钝性, 对) — 50 mm × 14 mm
2	黑色窄组织叶片	窄组织叶片 (钝性, 对) — 55 mm × 14 mm
2	金色窄组织叶片	窄组织叶片 (钝性, 对) — 60 mm × 14 mm





Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure

SKU **RM-SAR-GE-775-1**

价格 **\$79 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Shoulder Arthroplasty Retractor Glenoid Exposure	7 ¾" (19.68 cm) 长度, 40 mm 宽叶片, 人体工程学 T-Handle	\$79
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$79



Sofield 骨拉钩

SKU **RM-SFR-SERIES-1**

价格 **\$46 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
尺寸 #1 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-1	\$46
尺寸 #2 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-2	\$46
尺寸 #3 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-3	\$46
尺寸 #4 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-4	\$46
尺寸 #5 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-5	\$46
尺寸 #6 — 18.0, 19.5, 20.3, 21.0, 22.3, 22.8 cm	RM-SFR-SERIES-1-6	\$46



Stackable Hohmann-Hebel

SKU **RM-SHR-1**

价格 **\$89 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
8 ¼" (20.96 cm) — Standard, Wide 或 Bent 叶片	RM-SHR-1-1	\$89
9 ¼" (23.50 cm) — Standard, Wide 或 Bent 叶片	RM-SHR-1-2	\$99



Super-Slide Laminektomie-Spreizer 椎板切除扩张器

SKU **RM-SSLR-1**

价格 **\$2,499 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	扩张器框架	牵开器系统的主结构框架
4	小叶片	用于外科牵开的 2" 深叶片选项
4	中叶片	3" 深的中等深度叶片
4	大叶片	4" 深的大深度叶片
4	附加叶片	4¾" 深的超深叶片
1	消毒盒	用于组织和存放完整套件的容器



Surgical Lead Hand Retractor Plate

SKU **RM-SLHRP-199-1**

价格 **\$199 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Surgical Lead Hand Retractor Plate	成人用手掌形可塑铅制拉钩板	\$199
保护套 / 纸盒	标准运输包装	\$199



T-Griff 弯曲叶片拉钩

SKU **RM-THRAB-1**

价格 **\$99 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
8.0" (20.32 cm) — 110×32 mm 或 120×32 mm 带齿	RM-THRAB-1-1	\$99
11.0" (27.94 cm) — 110×32 mm 或 120×32 mm 带齿	RM-THRAB-1-2	\$109
14.0" (35.56 cm) — 110×32 mm 或 120×32 mm 带齿	RM-THRAB-1-3	\$139



Taylor 脊柱牵开器

SKU RM-TSR-1

价格 **\$74 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
7 ¼" (18.42 cm) — 3" (7.62 cm) 深度 — 颈椎和胸椎后路椎板切除术, 青少年脊柱	RM-TSR-1-1	\$74
7 ½" (19.05 cm) — 3" 或 4" 深度 — 成人标准腰椎椎板切除术和椎间盘切除术	RM-TSR-1-2	\$79
8.0" (20.32 cm) — 4" (10.16 cm) 深度 — 深层腰椎融合术、肥胖病人脊柱手术和骶骨暴露	RM-TSR-1-3	\$89



Toennis 神经根钩

SKU RM-TNRR-15-1

价格 **\$29 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Toennis 神经根钩	15 cm 总长度, 纤细柄部, 光滑定型钩尖	\$29
保护套 / 盒	独立运输包装	\$29



全肩关节和反肩关节置换术关节盂球组件撬棒

SKU RM-TRSAGCR-26-1

价格 **\$109 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Total and Reverse Shoulder Arthroplasty Glenosphere Component Retractor	长度 10 ¼" (26.03 cm), 24 mm 双齿尖端, 人体工程学手柄	\$109
保护套 / 包装盒	个人运输包装	\$109




Tubular Retractor System

SKU RM-TRS-MIS-1

价格 \$2,199 USD

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 12-14 mm, 长度 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 12-14 mm, 长度 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 12-14 mm, 长度 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 12-14 mm, 长度 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 12-14 mm, 长度 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 12-14 mm, 长度 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 12-14 mm, 长度 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 14-16 mm, 长度 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 14-16 mm, 长度 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 14-16 mm, 长度 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 14-16 mm, 长度 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 14-16 mm, 长度 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 14-16 mm, 长度 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 14-16 mm, 长度 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 16-18 mm, 长度 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 16-18 mm, 长度 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 16-18 mm, 长度 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 16-18 mm, 长度 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 16-18 mm, 长度 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 16-18 mm, 长度 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 16-18 mm, 长度 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 18-20 mm, 长度 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 18-20 mm, 长度 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 18-20 mm, 长度 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 18-20 mm, 长度 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 18-20 mm, 长度 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 18-20 mm, 长度 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 18-20 mm, 长度 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 27-29 mm, 长度 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 27-29 mm, 长度 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 27-29 mm, 长度 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 27-29 mm, 长度 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 27-29 mm, 长度 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 27-29 mm, 长度 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	直径 27-29 mm, 长度 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	直径 6 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	直径 8 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	直径 10 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	直径 12 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	直径 14 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	直径 16 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	直径 18 mm
1	Tubular Flexible Arm	多关节柔性支撑臂
1	Table Clamp Set	手术床导轨支架
1	Sterilization Box	用于有组织再处理的精密适配盒





Wallace Knee Retractor

SKU RM-WKR-5IN-1

价格 **\$79 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Wallace Knee Retractor	总长度 5" (12.7 cm)，双臂自持式框架，螺杆传动装置	\$79
保护套 / 包装盒	用于运输的单件包装	\$79



Williams Discectomy Retractor

SKU RM-WDR-1

价格 **\$94 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
50 mm × 20 mm (左侧或右侧)	RM-WDR-1-1	\$94
70 mm × 20 mm (左侧或右侧)	RM-WDR-1-2	\$99



Williams Distal Radius 骨折拉钩

SKU RM-WDRFR-45-1

价格 **\$189 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
左弯叶片 — 4.5" (11.43 cm) 长度，钝性成角齿，左弯	RM-WDRFR-45-1-1	\$189
右弯叶片 — 4.5" (11.43 cm) 长度，钝性成角齿，右弯	RM-WDRFR-45-1-2	\$189




Williams Spinal Discectomy 脊柱椎间盘切除术牵开器

SKU **RM-WSDR-153-1**

价格 **\$149 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
50 mm – 70 mm 深度 (10 或 20 mm) — 左侧或右侧	RM-WSDR-153-1-1	\$149
80 mm – 90 mm 深度 (10 或 20 mm) — 左侧或右侧	RM-WSDR-153-1-2	\$149
110 mm 深度 (10 或 20 mm) — 左侧或右侧	RM-WSDR-153-1-3	\$149



Wiltse-Gelpi 自锁式创口扩张器

SKU **RM-WGSRR-1**

价格 **\$99 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
28.0 cm 版本 — 向外弯曲臂，尖锐末端，带锁	RM-WGSRR-1-1	\$99
30.5 cm 版本 — 向外弯曲臂，尖锐末端，带锁	RM-WGSRR-1-2	\$109






Image-Line ACF 牵开器配快速释放撑开器套件

SKU RM-ILACF-QR-1

价格 \$4,999 USD

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	深度规	彩色编码
2	弹簧加载手柄	快速释放机制
1	纵向框架	标准快速释放
1	纵向框架 (Panther 涂层)	低反射表面
1	横向框架	标准快速释放
1	横向框架 (Panther 陶瓷)	非反射陶瓷涂层
2	叶片, 钝头	30 mm, 银色
2	叶片, 钝头	35 mm, 蓝色
2	叶片, 钝头	40 mm, 红色
2	叶片, 钝头	45 mm, 绿色
2	叶片, 钝头	50 mm, 紫色
2	叶片, 钝头	55 mm, 黑色
2	叶片, 钝头	60 mm, 金色
2	叶片, 钝头	65 mm, 海军蓝
2	叶片, 钝头	70 mm, 亮绿色
2	叶片, 钝头	75 mm, 橙色
1	叶片, 短齿	30 mm, 银色
1	叶片, 短齿	35 mm, 蓝色
1	叶片, 短齿	40 mm, 红色
1	叶片, 短齿	45 mm, 绿色
1	叶片, 短齿	50 mm, 紫色
1	叶片, 短齿	55 mm, 黑色
1	叶片, 短齿	60 mm, 金色
1	叶片, 短齿	65 mm, 海军蓝
1	叶片, 长齿	30 mm, 银色
1	叶片, 长齿	35 mm, 蓝色
1	叶片, 长齿	40 mm, 红色
1	叶片, 长齿	45 mm, 绿色
1	叶片, 长齿	50 mm, 紫色
1	叶片, 长齿	55 mm, 黑色
1	叶片, 长齿	60 mm, 金色
1	叶片, 长齿	65 mm, 海军蓝
2	微型叶片, 钝头	14 × 35 mm, 蓝色
2	微型叶片, 钝头	14 × 40 mm, 红色
2	微型叶片, 钝头	14 × 45 mm, 绿色
2	微型叶片, 钝头	14 × 50 mm, 紫色
2	微型叶片, 钝头	14 × 55 mm, 黑色
2	微型叶片, 钝头	14 × 60 mm, 金色
2	微型叶片, 短齿	14 × 35 mm
2	微型叶片, 短齿	14 × 40 mm
2	微型叶片, 短齿	14 × 45 mm
2	微型叶片, 短齿	14 × 50 mm
2	微型叶片, 短齿	14 × 55 mm
2	微型叶片, 短齿	14 × 60 mm
1	CVB 麻花钻	8 mm 深度, 5/4" 长度
1	CVB 撑开钻孔导向器, 左侧	标准
1	CVB 撑开钻孔导向器, 右侧	标准
1	椎体撑开器, 左侧	100 mm 齿条
1	椎体撑开器, 右侧	100 mm 齿条
2	CVB 螺丝刀, 硅胶手柄	标准
1	多级撑开器, 左侧	120 mm 齿条, 90 mm 延伸
1	多级撑开器, 右侧	120 mm 齿条, 90 mm 延伸
1	骨块夹持器	8 × 15 mm 尖端, 210 mm 长度
1	骨块撞击器	3 mm
1	骨块撞击器	5 mm
1	骨块撞击器	8 mm
1	植骨切割器	可调节深度 8.75", 7 mm 宽度
1	ACF 卡尺	9"
1	灭菌盒	高性能组织盒






Bookwalter Posterior Spinal Retractor

SKU **RM-BPSR-1**

价格 **\$2,399 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	立柱 (Field Post)	12" (30.5 cm)
1	联轴器 (Post Coupler)	标准
1	水平杆	1" 直径 (2.5 cm)
6	标准棘轮	不可倾斜
4	倾斜棘轮	多角度
1	半圆环段	8½" 直径 (21.6 cm)
1	直环段	4" 直径 (10.2 cm)
1	直环段	6" 直径 (15.2 cm)
1	直环段	8" 直径 (20.3 cm)
2	Meyerding 牵引叶片	¾" × 2½" (1.7 × 5.9 cm)
2	Meyerding 牵引叶片	1" × 3½" (2.5 × 8.5 cm)
2	Meyerding 牵引叶片	2" × 3¼" (5.1 × 9.5 cm)
2	Scoville 钩	小号
2	Scoville 钩	大号
2	3 齿耙	¾" 宽 × ¾" 深 (1.7 × 1.9 cm)
2	4 齿耙	¾" 宽 × ½" 深 (1.9 × 0.8 cm)
2	6 齿耙	1" 宽 × ½" 深 (2.5 × 0.8 cm)
1	灭菌盒	防护外壳



Tedan Phantom CS-1600 颈椎牵开器套装

SKU **RM-TPCS1600-SET-1**

价格 **\$2,899 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
10 对 (共 20 片叶片)	钝头牵开叶片	长度从 30 mm 到 75 mm (每 5 mm 递增)
6 对 (共 12 片叶片)	微钝头牵开叶片	长度从 35 mm 到 60 mm (每 5 mm 递增)
8 片	长齿牵开叶片	长度从 30 mm 到 65 mm (每 5 mm 递增)
1 对 (共 2 片叶片)	桨形叶片	标准兼容多向撑开框架
2 个手柄	侧入式牵开器手柄	人体工程学旋锁设计, 可快速更换模块化叶片
1 个深度规	彩色编码深度规	经校准, 用于快速测量软组织深度
1 套	带驱动手柄的麻花钻	用于撑开螺丝的手动启动钻头单元
1 个导向装置	双孔钻孔导向装置	用于确保椎体撑开螺丝之间精确的平行间距
1 个导向装置	单孔钻孔导向装置	用于撑开螺丝的独立或模块化放置
1 个钻头	麻花钻	用于撑开螺丝导向孔的特定备用钻头
2 个起子	撑开螺丝起子	带安全握把的手动安装螺丝起子, 适用于 Caspar 钉
1 个工具	卡尺	用于确认椎间隙高度和植入物间隙公差精密量规
1 个工具	带防护的骨髓	双端外科放置工具, 截面为 6 mm × 10 mm
1 个容器	灭菌箱	耐用、定制的外科组织容器





ALM 自动固位伤口牵开器

SKU RM-ASRR-1

价格 **\$89 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
7 cm (约 2.75"), 4×4 尖头或钝头齿	RM-ASRR-1-1	\$89
10 cm (approx. 4.0"), 4×4 尖头或钝头齿	RM-ASRR-1-2	\$99



Ambidextrous Self-Retaining Retractors

SKU RM-ASRR-AMB-1

价格 **\$239 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
4×3 齿排列	RM-ASRR-AMB-1-1	\$239
4×4 齿排列	RM-ASRR-AMB-1-2	\$249
7×7 齿布局	RM-ASRR-AMB-1-3	\$259




Army-Navy 手术拉钩套装 (2件套)

SKU RM-ANR-SET-1

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Army-Navy 手术拉钩	21 cm 总长度, 双头叶片	\$49
保护套 / 盒	标准运输包装	\$49



Balfour Baby 自持式牵开器

SKU **RM-BBSRR-1**

价格 **\$299 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1 Set (2 个叶片)	侧叶	60 mm 深
1	Balfour 中间叶	21 mm 宽 × 24 mm 深
1	Balfour 牵开器框架	125 × 90 mm




Balfour 牵引器

SKU **RM-BR-STD-1**

价格 **\$299 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Balfour 扩张框架	200 × 155 mm, 200 × 235 mm 或 200 × 265 mm
1 对	侧向牵引叶	集成/可拆卸 (60 mm 或 90 mm 深度)
1	可调节中心叶	47 × 80 mm, 62 × 76 mm 或 80 × 80 mm
1	保护包装	独立运输盒



Balfour USA 自动固定的切口扩张器

SKU **RM-BUSRR-1**

价格 **\$399 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
4 Sets (共 8 个叶片)	侧叶	65 mm、85 mm、105 mm 和 155 mm 深
1	Balfour 中心叶	70 mm 宽 × 70 mm 深
1	直形中心叶	70 mm 宽 × 100 mm 深
1	Balfour 框架	带有固定螺钉的中央支撑框架



Boley 牵开器

 SKU **RM-BR-16-1**

 价格 **\$85 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Boley 牵开器	16 cm 总长度, 双头叶片	\$85
保护套 / 盒子	独立运输包装	\$85



Brewster Retractor

 SKU **RM-BRW-1**

 价格 **\$159 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
'E' 级 (1.9 × 3.8 cm)	RM-BRW-1-1	\$159
'D' 级 (4.4 × 2.5 cm)	RM-BRW-1-2	\$164
'C' 级 (5.1 × 3.5 cm)	RM-BRW-1-3	\$169
'B' 级 (5.7 × 4.4 cm)	RM-BRW-1-4	\$174
'A' 级 (6.3 × 4.7 cm)	RM-BRW-1-5	\$179



Brunner 牵开器

 SKU **RM-BRUN-1**

 价格 **\$54 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
89 × 19 mm	RM-BRUN-1-1	\$54
101 × 25 mm	RM-BRUN-1-2	\$56
120 × 25 mm	RM-BRUN-1-3	\$58
130 × 29 mm	RM-BRUN-1-4	\$60
140 × 29 mm	RM-BRUN-1-5	\$62
159 × 29 mm	RM-BRUN-1-6	\$64
178 × 29 mm	RM-BRUN-1-7	\$69





儿童医院式牵开器

 SKU **RM-CHR-PED-1**

 价格 **\$39 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Children's Hospital Wundhaken	14 cm 全长, 双头儿科叶片	\$39
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$39




Collin Hartmann S-Shaped Retractor

 SKU **RM-CHSR-1**

 价格 **\$29 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Collin Hartmann S-Shaped Retractor	16 cm 总长度, 52×33 mm & 30×21 mm 双端	\$29
保护套 / 盒	独立运输包装	\$29



Cope Retractor Double Ended

 SKU **RM-CRDE-1**

 价格 **\$29 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Cope Retractor Double Ended	18 cm 总长度, 6.0 mm & 11.0 mm 双叶片	\$29
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$29





Crile Wundhaken, 双头

SKU **RM-CRDE-RET-1**

价格 **\$29 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
型号 #1 — 11 × 3 mm (1/8" × 7/16") & 20 × 6 mm (1/4" × 13/16")	RM-CRDE-RET-1-1	\$29
型号 #2 — 1/4" × 1/2" & 3/8" × 7/8"	RM-CRDE-RET-1-2	\$35



Czerny Retractor Double-Ended

SKU **RM-CRDE-CZ-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Czerny Retractor Double-Ended	17.5 cm 总长度, 38 × 22 mm 双端叶片	\$44
保护套 / 包装盒	用于运输的单件包装	\$44





Deaver Retractor

SKU **RM-DR-STD-1**

价格 **\$59 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
18 cm L × 10 mm / 19 mm B — 儿科、浅表腹部和甲状腺显露	RM-DR-STD-1-1	\$59
20 cm L × 13 mm / 16 mm / 26 mm B — 标准阑尾切除术和小型剖腹术显露	RM-DR-STD-1-2	\$63
21 cm L × 23 mm W — 中度腹壁和盆腔牵开	RM-DR-STD-1-3	\$69
23 cm L × 26 mm W — 成人标准探查性剖腹术显露	RM-DR-STD-1-4	\$71
26 cm L × 26 mm B — 深部盆腔和妇科切口	RM-DR-STD-1-5	\$73
30 cm L × 26 mm / 38 mm / 50 mm W — 广泛的内脏和肝脏显露	RM-DR-STD-1-6	\$75
30 cm L × 76 mm / 101 mm W — 特宽腹壁拉钩和肥胖症内脏显露	RM-DR-STD-1-7	\$81
33 cm L × 26 mm W — 深部腹膜后和盆腔肿瘤手术	RM-DR-STD-1-8	\$85
36 cm L × 26 mm W — 肥胖症手术和主动脉显露的最大伸展范围	RM-DR-STD-1-9	\$87



Deaver Retractor Thin Handle

SKU **RM-DRTH-1**

价格 **\$59 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
12" (约 30.5 cm) — 25, 38, 50, 或 75 mm — 标准腹壁和盆腔脏器牵引	RM-DRTH-1-1	\$59
13" (approx. 33.0 cm) — 25, 38, 50, 或 75 mm — 深层腹膜后、肥胖外科和骨科髋关节入路	RM-DRTH-1-2	\$64





Deaver Retractors Hollow Grip Handle

SKU **RM-DRHGH-1**

价格 **\$64 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
7" (约 17.8 cm) — 小儿和浅表腹部伤口显露	RM-DRHGH-1-1	\$64
8" – 8 ½" (approx. 20.3 – 21.6 cm) — 标准阑尾切除术、甲状腺和盆腔牵开	RM-DRHGH-1-2	\$66
9" – 10" (approx. 22.9 – 25.4 cm) — 标准成人剖腹探查显露	RM-DRHGH-1-3	\$70
10 ½" (approx. 26.7 cm) — 深部盆腔和妇科手术视野	RM-DRHGH-1-4	\$74
12" – 13" (approx. 30.5 – 33.0 cm) — 深部内脏移位和肝/脾抬高	RM-DRHGH-1-5	\$76
14" (approx. 35.6 cm) — 最大延伸范围的减重和腹膜后手术	RM-DRHGH-1-6	\$80



深部耙状拉钩 (Deep Rake Retractor)

SKU **RM-DRR-1**

价格 **\$68 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
38 mm 深度 — 57 mm 宽 × 38 mm 深 — 中层皮下和肌肉牵开	RM-DRR-1-1	\$68
51 mm 深度 — 57 mm 宽 × 51 mm 深 — 标准腹壁和骨科关节显露	RM-DRR-1-2	\$72
63 mm Depth — 57 mm wide × 63 mm deep — 深部盆底和副脊柱肌肉移位	RM-DRR-1-3	\$76
76 mm 深度 — 57 mm 宽 × 76 mm 深 — 适用于减肥手术的最大深度和强力肌肉杠杆作用	RM-DRR-1-4	\$80



Denis-Browne Retractor

SKU **RM-DBR-SET-1**

价格 **\$499 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	自持式圆形底座框架	175 mm × 150 mm 底盘, 实现全方位可见性
2 (1 对)	可更换的浅层组织叶片	40 mm × 30 mm 弯曲尖端, 适用于精细层次
2 (1 对)	可更换的深层组织叶片	40 mm × 40 mm 弯曲尖端, 针对大体积组织优化
4	Quick-Slide 更换插锁	Slide-and-Lock 锚定机制, 减轻手指负担
1	防护储存 / 包装盒	标准运输包装



Desai 创口扩张器，自持式

SKU **RM-DSRR-1**

价格 **\$129 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Desai 创口扩张器，自持式	长度 7.25" (18.41 cm)，90° 开放式环形叶片，棘轮锁定	\$129
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$129



Dockhorn Retractor

SKU **RM-DOCK-1**

价格 **\$64 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
12.0 mm × 40.0 mm 叶片	RM-DOCK-1-1	\$64
14.0 mm × 55.0 mm 叶片	RM-DOCK-1-2	\$69



Doyen 腹部拉钩

SKU **RM-DAR-25-1**

价格 **\$94 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
90 mm 宽叶片 — 25 cm	RM-DAR-25-1-1	\$94
100 mm 宽叶片 — 25 cm	RM-DAR-25-1-2	\$99
115 mm 宽叶片 — 25 cm	RM-DAR-25-1-3	\$104



Doyen Retractor

SKU **RM-DR-22-1**

价格 **\$99 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
30 x 30 mm 叶片 — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-1	\$89
32 x 40 mm 叶片 — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-2	\$94
40 x 50 mm 叶片 — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-3	\$99
40 x 60 mm 叶片 — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-4	\$104
45 x 75 mm 叶片 — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-5	\$109
65 x 85 mm 叶片 — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-6	\$114




Farabeuf 牵开器

SKU **RM-FBR-SET-1**

价格 **\$24 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
12 cm (约 4.7") 套装	RM-FBR-SET-1-1	\$24
15 cm (约 6.0") 套装	RM-FBR-SET-1-2	\$29



Farr Spring Retractor

SKU **RM-FSR-1**

价格 **\$34 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
4 cm — 平瓣或尖头	RM-FSR-1-1	\$34
5 cm — 平瓣或尖头	RM-FSR-1-2	\$36
5.5 cm — 平瓣或尖头	RM-FSR-1-3	\$38
6 cm — 平瓣或尖头	RM-FSR-1-4	\$40
7.8 cm — 平瓣或尖头	RM-FSR-1-5	\$42
14 cm — 平瓣或尖头	RM-FSR-1-6	\$44



Fiber optic Deaver Retractor

SKU **RM-FODR-1**

价格 **\$139 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Fiber optic Deaver Retractor	8" (20.3 cm) 手柄, 1" (25 mm) 弯曲叶片, 光纤束
1	通用光纤电缆适配器	连接到标准手术光纤电缆
1	保护套/盒	标准运输包装



Fischl Shoe Horn 牵引钩

SKU **RM-FSHR-16-1**

价格 **\$24 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Fischl Shoe Horn 牵引钩	16 cm 全长, 弯曲鞋拔刮勺叶片	\$24
保护套 / 盒子	单个运输包装	\$24



Goelet Retractor

SKU **RM-GLR-185-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Goelet Retractor	长度 18.5 cm, 38 mm & 45 mm 双叶片 — 1	\$44
保护套 / 包装盒	独立运输包装 — 1	\$44



Golligher 自动固定切口扩张器

SKU **RM-GSRR-SET-1**

价格 **\$299 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	自动固定腹部框架底盘	用于深部手术入路的多用途结构环形框架
2	可拆卸厚实侧叶	侧面板 (51 mm 或 102 mm 深度)
2	可拆卸中心叶片	针对内脏结构塑形的略微弯曲叶片 (51 mm 或 102 mm)
3	独立滑动螺旋锁	每个叶片上的机械棘轮锁定销，以减轻操作者的负担
2	人体工学牵开臂	具有光滑圆周边缘的轻质型材
1	保护容器 / 盒	标准运输包装



Gosset 自持式切口牵开器

SKU **RM-GSR-SET-1**

价格 **\$349 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	自持式滑轨框架	基础底盘，可选配直型或弯型机械臂
2 (1 对)	固定侧向金属丝叶片	63 mm × 35 mm 环形设计，无创叶片
1	可拆卸实心中间叶片	60 mm × 65 mm 轻微弯曲的组织压板（用于 3 叶配置）
1	双滑动螺钉锁定装置	用于固定导轨位置的自动多点滚花螺栓系统
2	人体工程学钳式延伸臂	外缘完全光滑的轻便抓握导轨
1	保护性包装 / 盒子	标准运输包装



Harrington Splanchnic Retractor

SKU **RM-HSR-SPL-1**

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
127 mm 长 × 38 mm 宽 — 30.5 cm 或 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-1	\$69
127 mm 长 × 63 mm 宽 — 30.5 cm 或 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-2	\$69
190 mm 长 × 63 mm 宽 — 30.5 cm 或 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-3	\$74



Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic

SKU **RM-HSR-FO-1**

价格 **\$189 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Harrington Splanchnic Retractor With Fiber Optic	127 × 62 mm 叶片, 导光束, 吸引灌洗通道 — 1
1	Universal Light Cable Fitting	标准手术导光电缆接口 — 1
1	Protective Sleeve / Box	标准运输包装 — 1




Harrington Sweetheart Retractor

SKU **RM-HSR-1**

价格 **\$129 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
4 × 12.8 cm	RM-HSR-1-1	\$129
6.5 × 12.8 cm	RM-HSR-1-2	\$134
6.5 × 14.6 cm	RM-HSR-1-3	\$139
9 × 25.5 cm	RM-HSR-1-4	\$144
11.5 × 25.5 cm	RM-HSR-1-5	\$149



Hasson S形牵开器

SKU **RM-HSR-LAP-1**

价格 **\$24 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
刚性版本 — 10.0 mm 或 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-1	\$24
可弯曲设计 — 10.0 mm 或 13.0 mm	RM-HSR-LAP-1-2	\$44



Heiss 伤口牵开器

SKU **RM-HWR-1**

价格 **\$94 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
5×5 齿排列 — 10×10 mm 或 15×10 mm (尖头 / 钝头)	RM-HWR-1-1	\$94
6×6 齿图式 — 10×10 mm 或 15×10 mm (尖头 / 钝头)	RM-HWR-1-2	\$99



Holzhimer Self-Retaining Retractor

SKU **RM-HSRR-4IN-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Holzhimer 自动保持式开创器 — 4" (10 cm) 长度, 4×4 向外弯曲的齿 (尖锐或钝头)	RM-HSRR-4IN-1-1	\$49



皮钩牵开器

SKU **RM-HKR-165-1**

价格 **\$14 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
1 齿 (单钩) — 锐头或钝头	RM-HKR-165-1-1	\$14
2 齿 — 锐头或钝头	RM-HKR-165-1-2	\$16
3 齿 — 锐头或钝头	RM-HKR-165-1-3	\$18
4 齿 — 锐头或钝头	RM-HKR-165-1-4	\$20



Kelly 腹壁拉钩

SKU **RM-KLR-26-1**

价格 **\$89 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
55 mm × 60 mm	RM-KLR-26-1-1	\$89
70 mm × 40 mm	RM-KLR-26-1-2	\$94
95 mm × 60 mm	RM-KLR-26-1-3	\$99



Kelly Retractor-Grip Handle

SKU **RM-KLR-GH-1**

价格 **\$94 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	38 mm 长 × 51 mm 宽	可选长度: 24 cm 或 26 cm • 手柄变体: 空心手柄或轻量化手柄 • 价格 (USD): \$94.00 / \$99.00
1	51 mm 长 × 63 mm 宽	可选长度: 24 cm 或 26 cm • 手柄变体: 空心手柄或轻量化手柄 • 价格 (USD): \$94.00 / \$99.00
1	63 mm 长 × 76 mm 宽	可选长度: 24 cm 或 26 cm • 手柄变体: 空心手柄或轻量化手柄 • 价格 (USD): \$94.00 / \$99.00
1	76 mm 长 × 89 mm 宽	可选长度: 24 cm 或 26 cm • 手柄变体: 空心手柄或轻量化手柄 • 价格 (USD): \$94.00 / \$99.00
1	89 mm 长 × 76 mm 宽	可选长度: 24 cm 或 26 cm • 手柄变体: 空心手柄或轻量化手柄 • 价格 (USD): \$94.00 / \$99.00
1	保护套 / 包装盒	可选长度: 标准运输包装 • 手柄变体: — • 价格 (USD): 已包含



Kelly Retractor-Lamb Handle

SKU **RM-KLR-LH-1**

价格 **\$94 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	51 mm 长 × 63 mm 宽	总长度: 24 cm • 主要临床作用: 标准腹壁和深层肌肉牵开 • 价格 (USD): \$94.00
1	63 mm 长 × 76 mm 宽	总长度: 24 cm • 主要临床作用: 剖腹手术中的深部盆底和内脏位移 • 价格 (USD): \$94.00
1	76 mm 长 × 89 mm 宽	总长度: 24 cm • 主要临床作用: 腹壁和减肥手术中内脏暴露的最大宽度 • 价格 (USD): \$94.00
1	保护套 / 纸箱	总长度: 标准运输包装 • 主要临床作用: — • 价格 (USD): 包含



Kirschner Retractor

SKU **RM-KR-SET-1**

价格 **\$449 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	自持式导轨底座框架	椭圆形或正方形底盘 (240×240 mm 或 340×240 mm)
4 bis 6 叶片	模块化钝性组织叶片	可选 2 叶片组或 4 叶片完整组
4	独立锁紧销	用于固定叶片的滑动锁定锚定机制
2	人体工程学牵开臂	具有光滑外缘的超轻纹理手柄
1	保护存储/包装盒	标准运输包装



Kocher Langenbeck Retractor

SKU **RM-KLR-GEN-1**

价格 **\$44 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	窄叶片 (例如 25×6, 35×8 mm)	可用长度 & 手柄: 20.3 或 22 cm (指环 / 中空) • 临床作用: 针对性甲状腺、肌腱和小外科牵开 • 价格 (USD): \$44.00 / \$49.00
1	中等叶片 (例如 28×15, 41×14 mm)	可用长度 & 手柄: 20.3 或 22 cm (指环 / 中空) • 临床作用: 标准阑尾切除术、疝气和骨科关节入路 • 价格 (USD): \$44.00 / \$49.00
1	深层叶片 (例如 70×14, 80×16 mm)	可用长度 & 手柄: 20.3 或 22 cm (指环 / 中空) • 临床作用: 保持深层肌肉层以及盆腔或髋关节重建 • 价格 (USD): \$44.00 / \$49.00
1	保护套 / 包装盒	可用长度 & 手柄: 标准运输包装 • 临床作用: — • 价格 (USD): 已包含



Kocher Retractor

SKU **RM-KCR-1**

价格 **\$49 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	20.3 cm 型号, 配备 20 mm × 12 mm 叶片	主要临床功能: 浅表创口边缘和甲状腺瓣抬高 • 价格 (USD): \$49.00
1	21 cm 型号, 配备 8×25, 12×40, 12×45 mm 叶片	主要临床功能: 中层软组织牵开及阑尾切除术 • 价格 (USD): \$54.00
1	21 cm 型号, 配备 12×60, 12×65 mm 叶片	主要临床功能: 深层筋膜牵开及四肢肌肉固定 • 价格 (USD): \$54.00
1	23 cm 型号, 配备 18×40, 20×38, 20×60 mm 叶片	主要临床功能: 成人标准剖腹术和骨科关节暴露 • 价格 (USD): \$64.00
1	23 cm 型号, 配备 25×60, 30×75, 40×75 mm 叶片	主要临床功能: 盆腔和髋关节手术中的宽大肌肉位移 • 价格 (USD): \$64.00
1	保护套 / 包装盒	主要临床功能: 标准运输包装 • 价格 (USD): 已包含



Koenig 牵引器

 SKU **RM-KNR-17-1**

 价格 **\$49 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	带孔叶片型	可用尺寸: 13×13 mm 或 13×16 mm • 主要临床功能: 通过叶片直接可视化下层血管/结构 • 价格 (USD): \$49.00
1	不带孔叶片型	可用尺寸: 13×13 mm 或 13×16 mm • 主要临床功能: 用于组织保持和伤口边缘牵引的坚固屏障 • 价格 (USD): \$49.00
1	保护套 / 包装盒	可用尺寸: 标准运输包装 • 主要临床功能: — • 价格 (USD): 已包含



Koerte Retractor

 SKU **RM-KTR-24-1**

 价格 **\$54 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Koerte Retractor	尺寸/详情: 全长 24 cm, 8 个锐利齿尖, 带防滑环的环状手柄 • 包含数量: 1	\$54
保护套/盒	尺寸/详情: 运输用独立包装 • 包含数量: 1	\$54



Krasky Retractor

 SKU **RM-KRK-28-1**

 价格 **\$99 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Krasky Retractor	尺寸 / 详情: 28 cm 总长度, 50 × 25 mm 叶片, 6 个尖锐爪钩 • 包含数量: 1	\$99
保护套 / 纸箱	尺寸 / 详情: 单个运输包装 • 包含数量: 1	\$99



Lahey Finger Retractor

SKU **RM-LFR-12-1**

价格 **\$24 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
1 齿 / 单钩	RM-LFR-12-1-1	\$24
2 齿	RM-LFR-12-1-2	\$29
3 齿	RM-LFR-12-1-3	\$34



Lahey 牵开器

SKU **RM-LR-HH-1**

价格 **\$39 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
18 cm (约 7")	RM-LR-HH-1-1	\$39
20.3 cm (approx. 8")	RM-LR-HH-1-2	\$49



Langenbeck Green 组织拉钩

SKU **RM-LGR-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
17 cm	RM-LGR-1-1	\$44
及 22 cm	RM-LGR-1-2	\$49





Langenbeck Retractor-Solid Handle

SKU **RM-LRSH-203-1**

价格 **\$49 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	型号 #1	尺寸 (长度 × 宽度): 32 mm 长 × 10 mm 宽 · 主要临床应用: 靶向伤口边缘和浅层软组织拉拢 · 价格 (USD): \$49.00
1	型号 #2	尺寸 (长度 × 宽度): 38 mm 长 × 10 mm 宽 · 主要临床应用: 中层筋膜拉拢和肌腱显露 · 价格 (USD): \$49.00
1	型号 #3	尺寸 (长度 × 宽度): 38 mm 长 × 12 mm 宽 · 主要临床应用: 标准成人阑尾切除术、疝气和骨科关节入路 · 价格 (USD): \$49.00
1	型号 #4	尺寸 (长度 × 宽度): 38 mm 长 × 16 mm 宽 · 主要临床应用: 宽阔肌肉牵开和深层软组织保持 · 价格 (USD): \$49.00
1	保护套 / 纸箱	尺寸 (长度 × 宽度): 标准运输包装 · 主要临床应用: — · 价格 (USD): 已包含



Leriche 牵开器 - 无创宽叶片

SKU **RM-LRAW-1**

价格 **\$94 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
25.5 cm	RM-LRAW-1-1	\$94
及 27 cm	RM-LRAW-1-2	\$99



Little Retractor

SKU **RM-LTR-195-1**

价格 **\$54 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
10 mm × 12 mm	RM-LTR-195-1-1	\$54
16 mm × 12 mm	RM-LTR-195-1-2	\$59



Lobster General Retractor System

SKU **RM-LGRS-1**

价格 **\$2,699 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Lobster 框架	—
1	带垂直支撑柱和支架的 Lobster 手术床固定夹	—
6	Lobster 牵开器固定钳	—
2	Lobster Mayo 关节牵开器	¾" × 2"
1	Lobster Fence 关节牵开器	4" × 6"
1	Lobster 内脏关节牵开器	2" × 6"
1	Lobster Deaver 关节牵开器	2¾" × 4½"
1	Lobster 可弯曲关节牵开器 (带孔)	2" × 6½"
1	Lobster 可弯曲关节牵开器 (带孔)	3" × 6½"
1	Lobster Harrington Sweetheart 牵开器	2" × 5"
1	Lobster Kelly 关节牵开器, 改良型	3" × 2½"
1	Lobster Kelly 关节牵开器, 改良型	3" × 4"
1	灭菌容器	—



Lone Star Retractor (结肠、直肠、头颈外科)


SKU **RM-LSR-CRHN-1**

价格 **\$399 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
小环 — 14.1 cm x 14.1 cm (结直肠)	RM-LSR-CRHN-1-1	\$384
标准环 — 18.6 cm x 8.9 cm (结直肠)	RM-LSR-CRHN-1-2	\$399
大环 — 25.0 cm x 25.0 cm (结直肠)	RM-LSR-CRHN-1-3	\$414





Lone Star Retractor (常规、头颈外科)

SKU **RM-LSR-GHN-1**

价格 **\$499 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
小号环 — 22.0 cm x 11.3 cm (常规外科/头颈)	RM-LSR-GHN-1-1	\$484
标准环 — 28.3 cm x 18.3 cm (常规外科/头颈)	RM-LSR-GHN-1-2	\$499
大号环 — 32.5 cm x 18.3 cm (常规/头颈)	RM-LSR-GHN-1-3	\$514



Martin Arm Retractor

SKU **RM-MAR-1**

价格 **\$799 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	接头	安全地夹在手术台的侧导轨上并固定 L 形杆。
1	L 形杆	插入接头中，作为主要的垂直和水平支撑结构。
1	关节臂	与 L 形杆连接，为手术区域上方的器械提供多轴移动和锁定定位。



Mathieu 牙指拉钩

SKU **RM-MFR-16-1**

价格 **\$34 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Mathieu 牙指拉钩	尺寸 / 详情: 16 cm 总长度, 8.0 mm 宽度, 每端 3 个齿 (锐头或钝头) • 包含数量: 1	\$34
保护套 / 盒	尺寸 / 详情: 独立运输包装 • 包含数量: 1	\$34



Mathieu Retractor

SKU **RM-MTR-20-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
42 mm × 13 mm / 42 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-1	\$44
47 mm × 13 mm / 46 mm × 26 mm	RM-MTR-20-1-2	\$54



Mayo 腹部拉钩

SKU **RM-MAR-28-1**

价格 **\$109 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
标准版 — 11 in, 70 mm 弯曲叶片	RM-MAR-28-1-1	\$109



Mayo-Collins 牵开器套装 (2件装)

SKU **RM-MCR-SET-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
标准 — 5 7/8 英寸, 双头叶片	RM-MCR-SET-1-1	\$49



Meyerding 指形牵开器

 SKU **RM-MFR-178-1**

 价格 **\$39 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	3 爪尖锐	尺寸 (长度 × 宽度) : 9.5 mm × 3.9 mm 宽 • 主要临床作用: 在真皮组织中提供防滑抓持并提升小皮瓣 • 价格 (USD): \$39.00
1	齿形轮廓	尺寸 (长度 × 宽度) : 3.1 mm × 6.3 mm 宽 • 主要临床作用: 有针对性的肌腱鞘暴露和固定纤维边缘 • 价格 (USD): \$39.00
1	齿形轮廓	尺寸 (长度 × 宽度) : 4.7 mm × 15.8 mm 宽 • 主要临床作用: 中间筋膜牵拉和肌腱重建 • 价格 (USD): \$39.00
1	钝性轮廓	尺寸 (长度 × 宽度) : 3.1 mm × 9.5 mm 宽 • 主要临床作用: 无创性神经血管牵拉和手指暴露 • 价格 (USD): \$39.00
1	钝性轮廓	尺寸 (长度 × 宽度) : 6.3 mm × 17.4 mm 宽 • 主要临床作用: 宽大的软组织提升和手部韧带暴露 • 价格 (USD): \$39.00
1	保护套 / 包装盒	尺寸 (长度 × 宽度) : 标准运输包装 • 主要临床作用: — • 价格 (USD): 已包含



Middledorpf 牵开器

 SKU **RM-MDR-28-1**

 价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
7.0 mm × 14.0 mm	RM-MDR-28-1-1	\$49
22.0 mm × 20.0 mm	RM-MDR-28-1-2	\$54
30.0 mm × 26.0 mm	RM-MDR-28-1-3	\$59



Morris Retractor 单头式

 SKU **RM-MRSE-23-1**

 价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Morris Retractor 单头式	230 mm (23 cm) 总长度, L 形实心叶片, 开窗式手柄	\$49
保护套 / 纸盒	独立运输包装	\$49



Murphy Ball Retractor

SKU **RM-MBR-35-1**

价格 **\$39 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
2.0 mm 球头	RM-MBR-35-1-1	\$39
3.0 mm 球形尖端	RM-MBR-35-1-2	\$39
4.0 mm 球头	RM-MBR-35-1-3	\$39



Murphy Retractor

SKU **RM-MR-195-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
2 齿 (8.0 mm 宽)	RM-MR-195-1-1	\$44
3 齿 (13.0 mm 宽)	RM-MR-195-1-2	\$49
4 齿 (18.0 mm 宽)	RM-MR-195-1-3	\$54
6 齿 (28.0 mm 宽)	RM-MR-195-1-4	\$59



Neonatal T Ribbon Retractor

SKU **RM-NTRR-265-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
2.5 cm × 1.25 cm	RM-NTRR-265-1-1	\$49
3.8 cm × 1.40 cm	RM-NTRR-265-1-2	\$54
4.5 cm × 1.60 cm	RM-NTRR-265-1-3	\$59



Ollier 术中拉钩

SKU **RM-OR-SERIES-1**

价格 **\$74 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
8 ½" (21.59 cm)	RM-OR-SERIES-1-1	\$74
9.0" (22.86 cm)	RM-OR-SERIES-1-2	\$79



Parker Retractor - 2件套装

SKU **RM-PR-SET-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
5 in	RM-PR-SET-1-1	\$44
5 1/2 in	RM-PR-SET-1-2	\$49
6 in	RM-PR-SET-1-3	\$54
7 in	RM-PR-SET-1-4	\$59
7 1/4 in	RM-PR-SET-1-5	\$64



Parker-Mott 伤口牵开器组件 (两件套)

SKU **RM-PMR-SET-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Parker-Mott 伤口牵开器	15.3 cm 总长度, 不对称双头实心叶片	\$49
保护套 / 盒子	标准运输包装	\$49




Parker-Tommy 顺式拉钩

SKU RM-PTR-16-1

价格 **\$39 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Parker-Tommy Retractor	总长 16 cm, 不对称双端弯曲叶片	\$39
保护套 / 包装盒	单件运输包装	\$39



儿科 Deaver 牵开器

SKU RM-PDR-1

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
17.5 cm (6.9")	RM-PDR-1-1	\$69
20.0 cm (7.9")	RM-PDR-1-2	\$74
22.0 cm (8.7")	RM-PDR-1-3	\$79



儿科用可弯曲腹部拉钩

SKU RM-PRR-1

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
17.5 cm (6.9")	RM-PRR-1-1	\$44
20.0 cm (7.9")	RM-PRR-1-2	\$49
22.0 cm (8.7")	RM-PRR-1-3	\$54



Rake Finger Retractor

SKU **RM-RFR-153-1**

价格 **\$29 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
1 齿 (单钩) — 钝头或锐头	RM-RFR-153-1-1	\$29
2 齿 — 钝头或锐头	RM-RFR-153-1-2	\$34
3 齿 — 钝头或锐头	RM-RFR-153-1-3	\$39
4 齿 — 钝头或锐头	RM-RFR-153-1-4	\$44



Redler Retractor

SKU **RM-RDR-5IN-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Redler Retractor	5" (12.7 cm) 总长度, 锥形功能叶片, 细长人体工程学把手	\$49
保护套 / 盒	独立运输包装	\$49



Ricard Abdominal Retractor

SKU **RM-RAR-SET-1**

价格 **\$229 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	自持式基础框架	带弯曲臂的底盘, 用于增强视觉通路
2 (1 对)	可拆卸实心侧叶	宽铲形侧向元件 (选项 A: 50×58 mm / 选项 B: 60×80 mm)
1	可拆卸中心叶	非对称平板 (选项 A: 55×70 mm / 选项 B: 80×90 mm)
1	特殊螺纹锁	手动锁定装置, 用于固定扩张宽度
1	紧凑型钩状手柄	集成式简约手柄, 用于节省手术视野空间
1	保护性包装 / 盒子	标准运输包装



Richardson Eastman Retractor

SKU **RM-RER-SERIES-1**

价格 **\$54 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
10 ¼" (approx. 26.0 cm) — 两个直角凹面叶片	RM-RER-SERIES-1-1	\$54
10 ½" (approx. 26.7 cm) — 两个直角凹面叶片	RM-RER-SERIES-1-2	\$59
10 ¾" (approx. 27.3 cm) — 两个直角凹面叶片	RM-RER-SERIES-1-3	\$64
11 ¼" (approx. 28.6 cm) — 两个直角凹面叶片	RM-RER-SERIES-1-4	\$69



Richardson Retractor Grip Handle

SKU **RM-RRGH-1**

价格 **\$64 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
9 ½" (24.13 cm) — 空心柄、Lamb 或轻便柄	RM-RRGH-1-1	\$64
10.0" (25.40 cm) — 空心柄、Lamb 柄或轻便柄	RM-RRGH-1-2	\$69
11.0" (27.94 cm) — 空心柄、Lamb 柄或轻便柄	RM-RRGH-1-3	\$74



带环形手柄的 Richardson Retractor

SKU **RM-RRLH-1**

价格 **\$54 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
9 ½" (24.13 cm) — 直角弯曲叶片，环形手柄	RM-RRLH-1-1	\$54
10.0" (25.40 cm) — 直角弯曲叶片，环形手柄	RM-RRLH-1-2	\$59



Rochard Retractor

SKU **RM-RR-1**

价格 **\$1,699 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
2	导轨固定钳	固定在手术台导轨上
2	手术台侧杆	26" (安装框架)
1	手术台横杆	21" (安装框架)
1	Rochard 固定装置	框架固定机制
1	Rochard 腹部牵开器	50 × 90 mm
1	Rochard 腹部牵开器	50 × 105 mm
1	Rochard 腹部牵开器	50 × 120 mm



Rose Retractor Double Ended

SKU **RM-RRDE-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
5.0" (12.7 cm) — 11.5×12 mm / 10×14.5 mm 钝爪	RM-RRDE-1-1	\$44
5 ½" (13.97 cm) — 11.5×12 mm / 10×14.5 mm 钝爪	RM-RRDE-1-2	\$49



Roux Retractor - 双头

SKU **RM-RRDE-14-1**

价格 **\$54 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
小号叶片 — 19 mm wide × 25 mm long	RM-RRDE-14-1-1	\$54
中号叶片 — 22 mm wide × 41 mm long	RM-RRDE-14-1-2	\$59
大号叶片 — 25 mm wide × 41 mm long	RM-RRDE-14-1-3	\$64
3 件套升级 — 包含小号、中号和大号	RM-RRDE-14-1-4	\$94



S-Form 双头拉钩

 SKU **RM-SSDER-1**

 价格 **\$29 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
10.0 cm (约 4.0") — 15×11 mm / 14×10 mm 双头	RM-SSDER-1-1	\$29
11.5 cm (约 4.5") — 15×11 mm / 14×10 mm 双端	RM-SSDER-1-2	\$34



Sauerbruch 术中拉钩

 SKU **RM-SBR-9IN-1**

 价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
5/8" × 1 3/4" (约 16 × 44 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-1	\$69
2 1/8" × 7/8" (approx. 54 × 22 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-2	\$69
7/8" × 2 1/2" (约 22 × 64 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-3	\$69
3/4" × 2 7/8" (约 19 × 73 mm) — 9" (22.86 cm)	RM-SBR-9IN-1-4	\$69



Seeburger Retractor 两件套

 SKU **RM-SRS-14-1**

 价格 **\$54 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Seeburger Retractors	14 cm 总长度, 扁平手柄, 弯曲叶片	\$54
保护套 / 包装盒	标准运输包装	\$54



Senn Forward Retractor

 SKU **RM-SFR-625-1**

 价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Senn Forward Retractor	6.25" (15.87 cm) 长度, 扁平齿前向尖端, 扁平手柄	\$49
保护套 / 盒	独立运输包装	\$49



Senn Green 组织拉钩

 SKU **RM-SGR-14-1**

 价格 **\$27 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
6 mm × 10 mm 叶片 — 14 cm	RM-SGR-14-1-1	\$27
6 mm × 20 mm 叶片 — 14 cm	RM-SGR-14-1-2	\$29



Senn Miller Retractor

 SKU **RM-SMR-SERIES-1**

 价格 **\$29 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
15.0 cm 有效长度 — 10×9 mm 平叶片 / 10×11 mm 3 齿耙	RM-SMR-SERIES-1-1	\$29
15.5 cm 有效长度 — 10×9 mm 平叶片 / 10×11 mm 3 齿耙	RM-SMR-SERIES-1-2	\$34
16.0 cm 有效长度 — 10×9 mm 平叶片 / 10×11 mm 3 齿耙	RM-SMR-SERIES-1-3	\$39
20.0 cm 工作长度 — 10×9 mm 平叶片 / 10×11 mm 3 齿耙	RM-SMR-SERIES-1-4	\$49



Senn T-Handle 牵引钩

SKU RM-STHR-45-1

价格 **\$54 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Senn T-Handle 牵引钩	长度 4.5" (11.43 cm), 多齿耙 (钝头或锐头), T-handle	\$54
保护套 / 盒子	独立运输包装	\$54



Strandell Stille Retractor

SKU RM-SSR-17-1

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Strandell Stille Retractor	17 cm 总长度, 6 × 15 mm 弯曲叶片 (尖锐或钝性)	\$44
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$44



US Army Retractor, 2er-Set

SKU RM-USAR-SET-21-1

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
US Army Retraktoren	21 cm 总长度, 双头叶片 38 × 22 mm & 41 × 25 mm	\$49
Schutzhülle / Box	标准运输包装	\$49



Volkman Retractor-USA Pattern

SKU **RM-VRUP-223-1**

价格 **\$64 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
2 齿 (钝 / 尖) — 8 mm – 11 mm	RM-VRUP-223-1-1	\$64
3 齿 (钝 / 尖) — 11 mm – 18 mm	RM-VRUP-223-1-2	\$69
4 齿 (钝 / 尖) — 18 mm – 26 mm	RM-VRUP-223-1-3	\$74
6 齿 (钝 / 锐) — 26 mm – 40 mm	RM-VRUP-223-1-4	\$79



Volkman 牵开器

SKU **RM-VR-SERIES-1**

价格 **\$64 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
2 齿 (钝 / 锐) — 8 mm – 11 mm	RM-VR-SERIES-1-1	\$64
3 齿 (钝 / 锐) — 10 mm – 18 mm	RM-VR-SERIES-1-2	\$69
4 齿 (钝 / 锐) — 13 mm – 28 mm	RM-VR-SERIES-1-3	\$74
6 齿 (钝 / 锐) — 18 mm – 28 mm	RM-VR-SERIES-1-4	\$79
8 齿 (钝 / 锐) — 28 mm – 42 mm	RM-VR-SERIES-1-5	\$84



W.M. Lemmon Deaver 牵开器

SKU **RM-WMLDR-395-1**

价格 **\$119 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
25 mm 宽叶片 — 25 mm 宽 × 235 mm 工作面	RM-WMLDR-395-1-1	\$119
50 mm 宽叶片 — 50 mm 宽 × 235 mm 工作面	RM-WMLDR-395-1-2	\$119





Weitlaner 自动拉钩

 SKU **RM-WR-SERIES-1**

 价格 **\$94 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
4" 至 4 ½" (10–11.5 cm) — 2×2 或 2×3 齿	RM-WR-SERIES-1-1	\$94
5" 至 5 ½" (13–14 cm) — 3×4 齿	RM-WR-SERIES-1-2	\$99
6 ½" (16.5 cm) — 3×4 齿	RM-WR-SERIES-1-3	\$104
8" (20 cm) — 3×4 齿	RM-WR-SERIES-1-4	\$109
9 ½" to 10" (24–25.5 cm) — 5×6 齿	RM-WR-SERIES-1-5	\$114



宽面自锁型创口扩张器

 SKU **RM-WSRR-35-1**

 价格 **\$139 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
宽面自锁型创口扩张器	3.5" (8.89 cm) 宽光滑叶片, 10×12 mm 尖端, 棘轮底座	\$139
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$139



Zalkind 可弯曲压板 (Malleable)

 SKU **RM-ZMRR-1**

 价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
10 cm	RM-ZMRR-1-1	\$44
18 cm	RM-ZMRR-1-2	\$49
20 cm	RM-ZMRR-1-3	\$54
21 cm	RM-ZMRR-1-4	\$59
26 cm	RM-ZMRR-1-5	\$64
30 cm	RM-ZMRR-1-6	\$69
33 cm	RM-ZMRR-1-7	\$69




Bookwalter Retractor (Standard)

SKU **RM-SBR-1**

价格 **\$2,499 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Bookwalter 支架立柱	12" (30.5 cm)
1	Bookwalter 水平臂	Standard
1	Bookwalter 立柱耦合器	重型
1	Bookwalter 水平柔性臂	1" 直径 (2.5 cm)
2	Bookwalter 标准棘轮	不可倾斜
7	Bookwalter 倾斜棘轮机制	多角度调节
1	中号椭圆形环	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	中号分段环	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
2	Balfour 叶片	2¾" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
4	Kelly 叶片	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
4	Kelly 叶片	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
4	Kelly 叶片	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
4	Kelly 叶片	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
4	Kelly 叶片	2" × 7" (5.1 × 17.8 cm)
1	可塑形叶片	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	可塑形叶片	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	灭菌箱	穿孔组织盒



Omni Retractor System

SKU **RM-OR-1**

价格 **\$2,499 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Omni Clamp 底座立柱	高负荷手术台导轨夹具和立柱
1	标准 Wishbone 框架	叉状结构环形框架
1	关节臂	19" (48.3 cm) 提供更大的范围和灵活性
8	SnapClamp 叶片固定器	推入式快速释放框架夹具
2	Mayo 摆动叶片	2¾" × 2" (7.0 × 5.1 cm)
1	Mayo 摆动叶片	3½" × 2" (8.9 × 5.1 cm)
1	Fence 摆动叶片	4" × 6" (10.2 × 15.2 cm) 宽肌壁叶片
1	Splanchnic 摆动叶片	2" × 4½" (5.1 × 11.4 cm) 深部内脏叶片
1	Splanchnic 摆动叶片	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm) 深部内脏叶片
2	肾静脉摆动叶片	1" × 6" (2.5 × 15.2 cm) 窄血管叶片
1	Deaver 摆动叶片	2¾" × 4½" (7.0 × 11.4 cm) 弯曲叶片
1	可弯曲开槽摆动叶片	2" × 6½" (5.1 × 16.5 cm) 可弯曲条带
1	可弯曲开槽摆动叶片	3" × 6½" (7.6 × 16.5 cm) 可弯曲条带
1	Harrington (Sweetheart) 摆动叶片	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm) 心形叶片
1	储存箱	带有定制衬垫内嵌的木盒





Bookwalter Bariatric Retractor System

SKU **RM-BBRS-1**

价格 **\$1,899 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Field Post	18" (45.7 cm)
1	Horizontal Bar	标准型
1	Post Coupler	标准型
6	Tilt Ratchet Mechanism	角度可调
1	Ratchet Extender	标准延长器
1	Twist Ratchet	可变角度
1	Ring, Oval	中型
1	Kelly Blade	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Kelly Blade	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Kelly Blade	2" × 8" (5.1 × 20.3 cm)
1	Balfour Blade	3½" × 2¼" (8.9 × 7.0 cm)
1	Malleable Blade	3" × 10" (7.6 × 25.4 cm)
1	Malleable Blade	2" × 8" (5.1 × 20.3 cm)
1	Malleable Blade	2" × 10" (5.1 × 25.4 cm)
1	Malleable Blade	4" × 8" (10.2 × 20.3 cm)
1	Harrington Blade	2½" × 8" × 3½" (6.4 × 20.3 × 8.9 cm)
1	Sterilization Box	保护外壳




Bookwalter 普外手术牵开器系统

SKU **RM-BGSR-1**

价格 **\$1,999 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	立柱支架	12" (30.5 cm)
1	水平臂	Standard
1	立柱耦合器	Standard
1	柔性水平臂	1" 直径 (2.5 cm)
2	标准棘轮	非倾斜
6	倾斜棘轮机构	多角度
1	中型椭圆形环	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	中型分段环	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Balfour 叶片	2¾" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Kelly 叶片	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Kelly 叶片	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Kelly 叶片	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Kelly 叶片	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	可塑形叶片	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	可塑形叶片	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	可塑形叶片	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	Harrington 叶片	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Gelpi 叶片	Standard
1	灭菌盒	保护性卡塞





Thompson Retractor System

SKU **RM-TRS-1**

价格 **\$2,499 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
2	Elite Rail Clamp	22" (55.9 cm) 高负荷侧轨支架
1	Double Angled Arm	22" (7" × 9" × 7" / 17.8 × 22.9 × 17.8 cm)
1	Lateral Angled Arm	19" (12" × 7" / 30.5 × 17.8 cm) @ 45° (3/8" 直径)
2	Lateral Angled Arms	17" (10" × 7" / 25.4 × 17.8 cm) @ 45° (3/8" 直径)
1	Bilateral Crossbar (Hinged)	34" (11 1/2" × 8 1/2" × 11 1/2" / 29.2 × 21.6 × 29.2 cm)
3	Cam Clip-On	快速连接框架滑块
1	Micro-Adjustable Handle	10" (25.4 cm) 带精密张力螺钉
3	Balfour Blades with Lips	83 × 73 mm, 83 × 123 mm, 83 × 175 mm
3	Wide Balfour Blades	可更换, 宽型肌肉壁支撑
1	Harrington (Sweetheart) Blade	114 × 254 mm (4 1/2" × 10") 用于深部器官支撑
9	Kelly Interchangeable Blades	3" × 3 1/2" (7.6 × 8.9 cm) 标准角度叶片
1	Malleable Interchangeable Blade Set	25 × 190 mm, 51 × 254 mm, 76 × 254 mm, 102 × 254 mm
2	St. Marks Interchangeable Blades	51 × 152 mm (2" × 6") 带深唇缘
1	Storage Box	带独立缓冲槽的木制储藏箱




Bookwalter Rectal/Trans-Anal Surgery Retractor

SKU **RM-BRTASR-1**

价格 **\$2,199 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	支柱	12" (30 cm)
2	优质 AISI 304/316 不锈钢 (非磁性) 支柱联轴器	1" × 1" (2.5 cm × 2.5 cm)
2	水平 Flex-Arm	1" 直径 (2.5 cm)
1	垂直延长杆	12" (30 cm)
5	倾斜棘轮	标准, 角度可调
1	小型半圆环	8 1/2" (21.3 cm) ID
1	分段式会阴环	9 1/2" × 14 1/2" (23.8 cm × 36.3 cm)
2	直肠瓣	7/8" × 3 1/4" (2.2 cm × 9.7 cm)
2	直肠瓣	7/8" × 2 1/8" (2.2 cm × 7.2 cm)
2	可弯曲瓣	1" × 3 1/2" (2.5 cm × 10 cm)
2	可弯曲瓣	1 1/2" × 4" (1.3 cm × 8.8 cm)
2	可弯曲瓣	3/4" × 4" (1.9 cm × 10 cm)
2	Deaver 瓣	1" × 3 1/2" (2.5 cm × 8.8 cm)
1	灭菌托盘	保护性容器





Bookwalter Retractor

SKU **RM-BR-1**

价格 **\$1,999 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Bookwalter 立柱	12" (30.5 cm)
1	Bookwalter 横杆	标准型
1	Bookwalter 连杆器	标准型
1	Bookwalter 横向柔性杆	1" 直径 (2.5 cm)
2	Bookwalter 标准棘轮	非倾斜
5	Bookwalter 倾斜棘轮机制	角度可调
1	Bookwalter 中号椭圆形环	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Bookwalter 中号分段环	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
2	Bookwalter Balfour 叶片	2¾" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Bookwalter Kelly 叶片	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Bookwalter Kelly 叶片	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Bookwalter Kelly 叶片	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Bookwalter Kelly 叶片	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Bookwalter 可塑形叶片	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	Bookwalter 可塑形叶片	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Bookwalter Harrington 叶片	1" × 5½" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	木质储物箱	精密配合的保护箱



Bookwalter Small Incision Retractor System

SKU **RM-BSIRS-1**

价格 **\$2,199 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	支柱	12" (30 cm) 垂直支撑杆
1	优质 AISI 304/316 不锈钢 (非磁性) 支柱联轴器	1" × 1" (2.5 × 2.5 cm) 重型导轨钳
1	水平伸缩杆	1" 直径 (2.5 cm) 多关节臂
1	小圆实心环	8½" (21.3 cm) 内径 (ID)
1	小椭圆分段环	8½" × 14" (20 × 35 cm) 可折叠、可配置框架
6	倾斜棘轮	扁平机械框架锁
2	柔性瓣	1" × 3½" (2.5 × 12.5 cm)
2	柔性瓣	¾" × 4" (1.9 × 10 cm)
2	柔性瓣	2" × 6" (5 × 15 cm)
2	Deaver 瓣	1" × 3½" (2.5 × 8.8 cm) 弯曲盆腔瓣
2	Kelly 瓣	2" × 1½" (5 × 3.8 cm) 扁平直角瓣
2	Kelly 瓣	1" × 2½" (2.5 × 6.3 cm) 直角瓣
2	Kelly 瓣	1" × 3" (2.5 × 7.5 cm) 直角瓣
2	深 Rake 瓣	¾" 深 × ¾" 宽 (1.9 × 1.7 cm) 多齿抓爪
2	Richardson 瓣	¾" × 2" (1.9 × 5 cm) 扁平有唇瓣
2	Richardson 瓣	1" × 1¼" (2.5 × 3.1 cm) 扁平有唇瓣
2	Richardson 瓣	¾" × 1" (1.9 × 2.5 cm) 扁平有唇瓣
1	灭菌盒	定制打孔整理容器




Bookwalter StrongArm Basic General Retractor System

SKU **RM-BSABGRS-1**

价格 **\$1,499 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	StrongArm PLUS Holder (顶部安装)	高度可调 / 关节式
1	椭圆形环, 中型	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	高性能导轨钳	兼容手术台导轨
4	倾斜棘轮机构	角度可调
1	Balfour-Valve	2¾" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
1	Harrington-Valve	1" × 5¾" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
2	可弯曲瓣膜	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	消毒盒	保护性容器



Bookwalter StrongArm General Surgery Retractor System

SKU **RM-BSAGSRS-1**

价格 **\$2,199 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	用于顶部安装的 StrongArm PLUS 支架	高度可调 / 关节式
1	坚固导轨夹	兼容手术台导轨
2	棘轮机构	标准, 无倾斜功能
6	倾斜棘轮机构	角度可调
1	分段环	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	分段环	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Balfour 叶片	2¾" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Kelly 叶片	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Kelly 叶片	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Kelly 叶片	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Kelly 叶片	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Harrington 叶片	1" × 5¾" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Gelpi 叶片	标准
1	柔性叶片	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	柔性叶片	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	柔性叶片	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	灭菌盒	保护外壳





定制化 Bookwalter Retractor

 SKU **RM-CBR-1**

 价格 **\$2,999 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
可配置	固定件 (可选项)	标准支撑杆 (12", 18"), Top-Mount StrongArm PLUS 支架, 重型导轨夹, 立柱耦合器, 水平杆, 柔性水平杆, 延长杆
可配置	环形框架 (可选项)	整体式椭圆环, 整体式圆环, 分段式椭圆环, 分段式圆环, 半圆分段, 直环分段 (4", 6", 8"), 带槽会阴环
可配置	棘轮机制 (可选项)	标准棘轮 (刚性), 角度可调摆动棘轮, Twist-Ratchets, 延长件, 低轮廓锁定机制
可配置	刚性及柔性叶片 (可选项)	Kelly, Balfour, Harrington, Deaver, 柔性叶片, Richardson, Meyerding, Gelpi, 阴道侧位/后位叶片, Wylie 肾脏叶片和直肠叶片, 深部拉钩
可配置	存放与包装 (可选项)	穿孔灭菌盒, 定制托盘插件, 防护运输容器, OEM 自有品牌包装



直肠/经肛门附件套装

 SKU **RM-RTAAS-1**

 价格 **\$499 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
2	直肠叶片	7/8" × 2 1/8" (2.2 × 7.2 cm)
2	直肠叶片	7/8" × 3 3/8" (2.2 × 9.7 cm)
1	小型圆形实心环	8.5" (21.3 cm) 内径 (ID)
1	灭菌盒	保护性储存收纳盒



小切口手术附件套装

 SKU **RM-SIAS-1**

 价格 **\$449 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Gelpi 钩型叶片	标准精细轮廓
1	Kelly 牵开器叶片	1" × 1 1/2" (2.5 × 3.8 cm)
1	Kelly 牵开器叶片	1" × 2 1/2" (2.5 × 6.3 cm)
1	小型圆形完整环	8.5" (21.3 cm) 内径 (ID)
1	灭菌盒	专用收纳整理盒




Bookwalter StrongArm System

SKU **RM-BSA-1**

价格 **\$899 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Bookwalter StrongArm 定位臂	完整的铰接式 3 关节定位系统
1	支撑立柱	可选长度为 12" (30 cm) 或 18" (45 cm)



Snake 肝脏拉钩

SKU **RM-SLR-SERIES-1**

价格 **\$299 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
三角形尖端型号	RM-SLR-TRI-1	\$299
Gastric Band 尖端型号	RM-SLR-GB-1	\$299
圆形尖端型号	RM-SLR-CIR-1	\$299
钩型尖端型号	RM-SLR-HOOK-1	\$299
多边形尖端型号	RM-SLR-POLY-1	\$299
完整 5 件套装	RM-SLR-SERIES-1	\$1,399



5指扇形拉钩

SKU **RM-FR5F-299-1**

价格 **\$299 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
5 mm — 可弯曲	RM-FR5F-5A-1	\$299
5 mm — 固定式	RM-FR5F-5N-1	\$299
10 mm — 可弯曲	RM-FR5F-10A-1	\$299
10 mm — 固定式	RM-FR5F-10N-1	\$299



三指扇形拉钩

SKU **RM-FR3F-299-1**

价格 **\$299 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
5 mm — 关节式	RM-FR3F-5A-1	\$299
5 mm — 非关节式	RM-FR3F-5N-1	\$299
10 mm — 关节式	RM-FR3F-10A-1	\$299
10 mm — 非关节式	RM-FR3F-10N-1	\$299



食管关节牵开器

SKU **RM-EAR-299-1**

价格 **\$299 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
5 mm 轴径	RM-EAR-5-1	\$299
10 mm 轴径	RM-EAR-10-1	\$299



龙式扇形拉钩

SKU **RM-KSFR-299-1**

价格 **\$299 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
5 mm — 直轴	RM-KSFR-5S-1	\$299
5 mm — 弯轴	RM-KSFR-5C-1	\$299
10 mm — 直轴	RM-KSFR-10S-1	\$299
10 mm — 弯轴	RM-KSFR-10C-1	\$299



Iron Intern Einarm 单臂

SKU **RM-IIISA-SERIES-1**

价格 **\$999 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
17" Standard 型号	RM-IIISA-1-1	\$999
22" Standard 型号	RM-IIISA-2-1	\$1,199
22" Jumbo Heavy Duty	RM-IIISA-3-1	\$1,299
22" Duplex 变体	RM-IIISA-4-1	\$1,399
22" Collapsible 变体	RM-IIISA-5-1	\$1,499
26" Standard 型号	RM-IIISA-6-1	\$1,599
26" Jumbo Heavy Duty	RM-IIISA-7-1	\$1,699



Iron Intern Hydra Doppelarm

SKU **RM-IIHDA-SERIES-1**

价格 **\$1,699 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
22" Standard Hydra 模型	RM-IIHDA-1-1	\$1,699
22" Jumbo Heavy Duty	RM-IIHDA-2-1	\$1,799
26" Jumbo Heavy Duty	RM-IIHDA-3-1	\$1,999





Stieber Rib Grip Retractor Kit

 SKU **RM-SRGRK-4999-1**

 价格 **\$4,999 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Lees Center 平台	连接主横梁与专用的 Hydra Yoke 双臂附件
1	Hydra Yoke 双臂	将单柱配置转换为用于双侧入路的刚性双臂框架
1	带蝶形螺母的垂直杆	标准垂直支撑柱；必须安装在手术床左侧
1	带 V 型缺口的垂直杆	垂直双锚定柱，提供框架平衡和抗旋转稳定性
1	两段式水平杆	坚固的水平横梁，可锁定在上胸部/腹部区域
2	带槽 3/D Swinger 导轨钳	将垂直支撑柱直接安全锁定在手术床轨道上
1	Stieber 小型平台（左）	推进或推进左侧牵开器叶片的棘轮外壳
1	Stieber 小型平台（右）	推进或推进右侧牵开器叶片的棘轮外壳
1	Stieber 大型平台（左）	在左侧手术视野提供结构杠杆作用的外部解剖翼
1	Stieber 大型平台（右）	在右侧手术视野提供结构杠杆作用的外部解剖翼
2	Stieber 旋转手柄	用于手动推进或收回棘轮叶片的插入式驱动手柄
1	Stieber 针	用于安全锁定或释放平台组件的专用调节针工具
2	Stieber 棘轮叶片（尺寸 4A）	中深型坚固结构叶片（随 A 型或 B 型手柄提供）
2	Stieber 棘轮叶片（尺寸 5A）	深型结构叶片（随 A 型或 B 型手柄提供）
1	保护套 / 包装盒	标准坚固运输和存储箱
机械连接类型	叶片手柄变体	活动范围详情
固定 / 永久销配置	A 型手柄	将叶片旋转严格限制在单一平面
开槽端 / 可更换	B 型手柄	允许全多维旋转；是提升顽固肋弓的理想选择





鼻翼牵开器

SKU RM-AR-1

价格 **\$29 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Alar-Retractor	15 cm 总长度, 22 × 13 mm 叶片	\$29
保护套 / 包装盒	个人运输包装	\$29



Allport 乳突牵开器

SKU RM-AMR-1

价格 **\$59 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Allport Mastoid-Retractor	总长度 10.2 cm, 4×4 锐利齿爪	\$59
保护套 / 盒	运输用单体包装	\$59



Arnett Le Fort 上唇拉钩

SKU RM-ALFULR-1

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Arnett Le Fort 上唇拉钩	颌面上唇暴露器械	\$49
保护套 / 盒	用于运输的单件包装	\$49



Aufricht Daniel 鼻钩

SKU RM-ADNR-1

价格 **\$29 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Aufricht Daniel 鼻钩	11 cm 总长度, 50 × 10 mm 叶片	\$29
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$29



Aufricht 鼻牵开器

SKU RM-ANR-6IN-1

价格 **\$59 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
不带吸引功能（标准）	RM-ANR-6IN-1-1	\$59
带吸痰管	RM-ANR-6IN-1-2	\$199



Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic

SKU RM-ANR-FO-1

价格 **\$149 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Aufricht Nasal Retractor - Fiber Optic	6 ¼" (15.9 cm) 长度, 7.0 mm 凹面叶片, 光束
1	Universal-Lichtleiteradapter	适用于手术室标准光纤电缆
1	Schutzhülle / Box	标准运输包装



Aufricht Walter 鼻翼拉钩

SKU RM-AWNR-1

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Aufricht Walter 鼻翼拉钩	13.5 cm 全长, 42 × 7 mm 双头叶片	\$69
保护套 / 盒	独立运输包装	\$69



Austin 组织与颊部拉钩

SKU RM-ATCR-1

价格 **\$45 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Austin 组织与颊部拉钩	紧凑型直角口腔内拉钩	\$45
保护套 / 包装盒	用于运输的单件包装	\$45



Awty 髁突颈牵开器

SKU RM-ACNR-1

价格 **\$59 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Awty Kondylenhals-Retractor	总长 22 cm, 弯曲髁突叶片	\$59
保护套 / 盒子	独立运输包装	\$59



Barsky 鼻拉钩

SKU **RM-BNR-1**

价格 **\$64 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Barsky 鼻拉钩	3 ¾" (9.5 cm) 长度, 10 × 55 mm 叶片	\$64
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$64



Bauer Sigmoid Notch 口内拉钩

SKU **RM-BSNIOR-1**

价格 **\$79 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
不带光导接口（左侧或右侧）	RM-BSNIOR-1-1	\$79
带玻璃光导接口（左侧或右侧）	RM-BSNIOR-1-2	\$149



Bellucci 耳道撑开器

SKU **RM-BER-1**

价格 **\$174 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
带有 2 个钝齿的实心叶片	RM-BER-1-1	\$174
带有 2 个尖齿的实心叶片	RM-BER-1-2	\$174



Bishop 唇颊牵开器

SKU RM-BLCR-1

价格 **\$24 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Bishop 唇颊牵开器	13.5 cm 总长度, 27 mm 双头叶片	\$24
保护套 / 盒	独立运输包装	\$24



Bose 气管拉钩

SKU RM-BOTR-1

价格 **\$29 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
左侧方向	RM-BOTR-1-1	\$29
右侧方向	RM-BOTR-1-2	\$29



Bose 气管牵开器，弹簧式

SKU RM-BTR-ST-1

价格 **\$59 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Bose Tracheal Retractor Spring Type	7 cm 总长度, 弹簧加载弯曲叶片	\$59
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$59





Bremerich 下颌骨槽形拉钩

SKU RM-BMCR-1

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
18 cm	RM-BMCR-1-1	\$44
22.5 cm	RM-BMCR-1-2	\$49



Cerkes 鼻拉钩，双头

SKU RM-CDENR-1

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
小号 (10×7 mm & 15×7 mm)	RM-CDENR-1-1	\$69
大号 (30×8 mm & 35×10 mm)	RM-CDENR-1-2	\$74



Cerkes Nasal Retractor With Weight - Gruber Columella Retractor

SKU RM-CNRW-1

价格 **\$79 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Cerkes / Gruber Weighted Columella Retractor	带有校准球形配重的轮廓钩状叶片	\$79
保护套 / 盒子	个人运输包装	\$79



组合式伤口与颊部拉钩

SKU RM-CWCR-1

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
组合式伤口与颊部拉钩	双头口腔与伤口拉钩 — 1	\$69
防护套 / 盒	独立运输包装 — 1	\$69



髁状突拉钩

SKU RM-CONDR-1

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
8 mm × 27 mm	RM-CONDR-1-1	\$44
10 mm × 44 mm	RM-CONDR-1-2	\$49



Converse Alar Retractor Double Ended

SKU RM-CARDE-1

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
10 mm 宽开口	RM-CARDE-1-1	\$49
14 mm 宽开口	RM-CARDE-1-2	\$54



Converse Nasal Retractor

SKU **RM-CNR-45-1**

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
不带玻璃纤维导光管	RM-CNR-45-1-1	\$69
带玻璃纤维导光管	RM-CNR-45-1-2	\$209



Converse Nasal retractor, 10 cm

SKU **RM-CNR-10CM-1**

价格 **\$14 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
10 mm × 16 mm	RM-CNR-10CM-1-1	\$14
12 mm × 30 mm	RM-CNR-10CM-1-2	\$19
12 mm × 40 mm	RM-CNR-10CM-1-3	\$24
12 mm × 50 mm	RM-CNR-10CM-1-4	\$29



Cottle 鼻翼钩 / 鼻翼拉钩

SKU **RM-CANR-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
球形在左侧 — 14.0 cm 长度, 10 mm 宽度, 左侧球形齿	RM-CANR-1-1	\$44
球形在右侧 — 14.0 cm 长度, 10 mm 宽度, 右侧球形齿	RM-CANR-1-2	\$44



Cottle Nasal Retractor - 4 stumpfe Zinken

SKU **RM-CNR4BP-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Cottle Nasal Retractor - 4 Blunt Prongs	6" (15.0 cm) 长度, 10.0 mm 宽钩, 4 个钝齿	\$44
Schutzhülle / Box	独立运输包装	\$44



Cottle Retractor 2-zinkig 伤口拉钩

SKU **RM-CRH2P-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
球头齿 — 6 ¾" 长度, 12 mm 宽度	RM-CRH2P-1-1	\$49
尖锐齿 — 6 ¾" length, 12 mm width	RM-CRH2P-1-2	\$49



Cronin 颊部拉钩

SKU **RM-CCR-ORAL-1**

价格 **\$24 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Cronin 颊部拉钩	16 cm 全长, 19 mm 宽弯曲叶片	\$24
保护套 / 盒	个人运输包装	\$24



Cronin 唇部与鼻翼拉钩

SKU RM-CLNR-1

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Cronin 唇部与鼻翼拉钩	总长度 6" (15.2 cm)，宽度 14 mm，双头	\$49
保护套 / 盒	独立运输包装	\$49



Dumbach Mandibular Channel Retractor

SKU RM-DMCR-1

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
左弯 — 23 cm	RM-DMCR-1-1	\$49
右弯 — 23 cm	RM-DMCR-1-2	\$49



Dunn Dautrey Lateral 牵开器

SKU RM-DDLR-135-1

价格 **\$29 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Dunn Dautrey Lateral 牵开器	13.5 cm 总长度，成角的侧向叶片	\$29
保护套 / 盒子	独立运输包装	\$29



Fisch Retractor with Joint

SKU **RM-FRWJ-1**

价格 **\$109 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
2 齿右侧 / 左侧带齿板 — 17 cm	RM-FRWJ-1-1	\$109
2 齿左侧 / 右侧带齿板 — 17 cm	RM-FRWJ-1-2	\$109



可弯曲颈部拉钩

SKU **RM-FNR-1**

价格 **\$29 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
2 爪型号 — 锐性或钝性末端	RM-FNR-1-1	\$29
3 爪配置 — 锐性或钝性末端	RM-FNR-1-2	\$34
4 爪设置 — 锐性或钝性末端	RM-FNR-1-3	\$39



Fomon Retractor

SKU **RM-FMR-17-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
标准配置 — 17 cm 长度, 5 × 10 mm 球头, 优质 AISI 304/316 不锈钢 (非磁性)	RM-FMR-17-1-1	\$44
绝缘版本 — 17 cm 长度, 5 × 10 mm 球头, 介电涂层	RM-FMR-17-1-2	\$54



Gerbault Tebbett' s 吸改钩

SKU **RM-GTSR-1**

价格 **\$209 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
14 cm — 吸引牵开器	RM-GTSR-1-1	\$194
18 cm — 吸引牵开器 — 标准型	RM-GTSR-1-2	\$209
吸引与光纤双功能型号 — 带有三孔尖端、吸引管路和光纤束的牵开器	RM-GTSR-1-3	\$209



Gifford-Jansen Retractor

SKU **RM-GJR-115-1**

价格 **\$84 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
3×3 爪齿布局 — 尖头或钝头	RM-GJR-115-1-1	\$84
4×4 爪齿布局 — 尖头或钝头	RM-GJR-115-1-2	\$89



Goodyear Uvula Retractor

SKU **RM-GUR-18-1**

价格 **\$34 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
6 1/4 in (15.9 cm)	RM-GUR-18-1-1	\$26
7 3/8 in (18.7 cm) — 标准型, 15 mm 叶片	RM-GUR-18-1-2	\$34



Green 甲状腺拉钩

SKU **RM-GTR-223-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Green 甲状腺拉钩	总长 22.3 cm，弯曲开孔线圈叶片，指环手柄 — 1	\$44
保护套 / 盒	单件运输包装 — 1	\$44



Gruber Rhinoplasty Retractor

SKU **RM-GRR-NOSE-1**

价格 **\$89 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Gruber Rhinoplasty Retractor	10 mm 宽双钩布局，扁平手柄 — 1	\$89
保护套 / 盒	单个运输包装 — 1	\$89




Hajek 拉钩 (颊部牵引器)

SKU **RM-HCR-175-1**

价格 **\$24 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Hajek 拉钩	17.5 cm 全长，无损伤叶片，舒适手柄 — 1	\$24
保护套 / 盒子	单个运输包装 — 1	\$24



Hargis 钩状突拉钩（带链条）

SKU **RM-HCRWC-1**

价格 **\$49 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Hargis 钩状突拉钩	19 cm 总长度，带缺口的钩状突叶片 — 1
1	集成牵开链	20 cm 高载荷优质 AISI 304/316 不锈钢（非磁性）链条 — 1
1	保护套 / 盒子	独立运输包装 — 1



Hargis Mandibular Body 牵引钩

SKU **RM-HMBR-17-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Hargis Mandibular Body 牵引钩	17 cm 总长度，13 mm 钩尖 — 1	\$44
保护套 / 盒	独立运输包装 — 1	\$44



Hargis Medial Ramus 下颌升支内侧拉钩

SKU **RM-HMRR-1**

价格 **\$59 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
左侧型 — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-1	\$59
右侧型 — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-2	\$59



Helms 牵开器

SKU **RM-HLR-11-1**

价格 **\$109 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Helms Retractor	11 cm 总长度, 2 个光滑钝性叶片, 螺钉锁定	\$109
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$109



Henahan Retractor

SKU **RM-HNHR-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
17 cm (approx. 6.7") — 2 号钝性叶片	RM-HNHR-1-1	\$44
20 cm (approx. 7.9") — 2 号钝性叶片	RM-HNHR-1-2	\$49




Henner Endaural Retractor

SKU **RM-HER-475-1**

价格 **\$189 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
4 1/2 in (11.4 cm)	RM-HER-475-1-1	\$179
4 3/4 in (12.06 cm) — 标准	RM-HER-475-1-2	\$189



House Hand Retractor

SKU **RM-HHR-6IN-1**

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
House Hand Retractor	长度 6" (15.24 cm), 双头叶片 5 × 16 mm & 9 × 25 mm	\$69
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$69



Jackson 气管拉钩

SKU **RM-JTR-14-1**

价格 **\$29 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Jackson 气管拉钩	总长 14 cm, 8.0 mm 成角锐利钩尖 , 扁平手柄	\$29
保护套 / 包装盒	用于运输的独立包装	\$29



Jackson Tracheal Retractor-Double Ended

SKU **RM-JTR-DE-17-1**

价格 **\$39 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Jackson Tracheal Retractor-Double Ended	17 cm 总长度, 纤细、弯曲的双头 叶片	\$39
Schutzhülle / Box	独立运输包装	\$39



Jansen 乳突牵开器

SKU RM-JMR-1

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
3"	RM-JMR-1-1	\$69
3 ¼"	RM-JMR-1-2	\$74
3 ½"	RM-JMR-1-3	\$79
4"	RM-JMR-1-4	\$84
4 ¼"	RM-JMR-1-5	\$89
4 ½"	RM-JMR-1-6	\$94



Jolls Friedman 自持式切口扩张器

SKU RM-JFSRR-1

价格 **\$94 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Jolls Friedman 自持式切口扩张器	尺寸 / 详情: 6" (15.24 cm) 长度, 开窗弯曲叶片, 螺钉锁	\$94
保护套 / 包装盒	尺寸 / 详情: 个人运输包装	\$94



Kreidler 软组织牵开器

SKU RM-KSTR-21-1

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Kreidler 软组织牵开器	尺寸 / 详情: 21 cm 总长度, 5 × 20 mm 宽叶片 • 包含数量: 1	\$44
保护套 / 盒子	尺寸 / 详情: 单个运输包装 • 包含数量: 1	\$44




Lahey Thyroid Retractor

SKU **RM-LTR-203-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Lahey Thyroid Retractor	尺寸 / 详情: 20.3 cm (8") 总长度, 25 mm 直角带边叶片 · 包含数量: 1	\$49
保护套 / 包装盒	尺寸 / 详情: 个人运输包装 · 包含数量: 1	\$49



Levasseur Merrill Retractor

SKU **RM-LMR-25-1**

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Levasseur Merrill Retractor	尺寸/详情: 总长度 25 cm, 12.5 / 27 mm 骨切开槽状叶片 · 包含数量: 1	\$69
保护套/盒	尺寸/详情: 用于运输的独立包装 · 包含数量: 1	\$69




Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic

SKU **RM-LMR-FO-1**

价格 **\$139 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Levasseur Merrill Retractor Fiber Optic	尺寸 / 详情: 25 cm 长度, 12.5 / 27 mm 叶片, 光纤光束 · 包含数量: 1
1	Universal-Lichtleitkabel-Adapter	尺寸 / 详情: 连接至标准手术光纤电缆 · 包含数量: 1
1	Schutzhülle / Box	尺寸 / 详情: 标准运输包装 · 包含数量: 1



唇颊牵开器

SKU RM-LCR-26-1

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
唇颊牵开器	尺寸/详情: 26 cm 总长度, 弯曲无创叶片, 扁平手柄 · 包含数量: 1	\$49
保护套/包装盒	尺寸/详情: 用于运输的独立包装 · 包含数量: 1	\$49



Lothrop 悬雍垂牵开器

SKU RM-LUR-1

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
17 cm	RM-LUR-1-1	\$44
25 cm	RM-LUR-1-2	\$49



Love Uvula Retractor

SKU RM-LUR-17-1

价格 **\$59 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
18 mm 叶片宽度	RM-LUR-17-1-1	\$59
20 mm 宽叶片	RM-LUR-17-1-2	\$64



Luer S 气管拉钩

SKU RM-LSTR-1

价格 \$24 USD

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
10 cm	RM-LSTR-1-1	\$24
13 cm	RM-LSTR-1-2	\$29
14 cm	RM-LSTR-1-3	\$34



Lukens 气管拉钩

SKU RM-LTR-634-1

价格 \$79 USD

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Lukens 气管拉钩	尺寸/详情: 6 3/4" (17.1 cm) 长度, 10 mm 弯曲 & 7 mm 成角双叶片 · 包含数量: 1	\$79
保护套/盒	尺寸/详情: 独立运输包装 · 包含数量: 1	\$79



Mandibular-Channel-Retractor

SKU RM-MCR-17-1

价格 \$29 USD

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Mandibular-Channel-Retractor	尺寸/详情: 17 cm 总长度, 8 mm 宽槽型叶片 · 包含数量: 1	\$29
保护套/盒	尺寸/详情: 独立运输包装 · 包含数量: 1	\$29



Martin-Simplex 颊唇钩

SKU **RM-MSCLR-1**

价格 **\$24 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
10 cm	RM-MSCLR-1-1	\$24
4 ½ inches / 11 cm	RM-MSCLR-1-2	\$29




McBurney Thyroid Retractor

SKU **RM-MTR-19-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
标准 — 7.5 in, 16x10 mm 叶片	RM-MTR-19-1-1	\$49



McCabe Antral Retractor

SKU **RM-MAR-658-1**

价格 **\$99 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
标准 — 6 5/8 英寸	RM-MAR-658-1-1	\$99



Medial Ramus & Orbital Rim Retractor

SKU **RM-MRORR-29-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Medial Ramus & Orbital Rim Retractor	尺寸 / 详情: 总长 29 cm, 解剖弯曲 颌面叶片 · 包含数量: 1	\$49
Schutzhülle / Box	尺寸 / 详情: 独立运输包装 · 包含 数量: 1	\$49



Medial Ramus Retractor

SKU **RM-MRR-195-1**

价格 **\$99 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	左侧型号	总长度: 19.5 cm · 主要临床作用: 左侧矢状劈开 截骨术中的内侧软组织保护 · 价格 (USD): \$99.00
1	右侧型号	总长度: 19.5 cm · 主要临床作用: 右侧矢状劈开 截骨术中的内侧软组织保护 · 价格 (USD): \$99.00
1	保护套 / 盒	总长度: 标准运输包装 · 主要临床作用: — · 价 格 (USD): 已包含



Millard Cottle 指环式拉钩

SKU **RM-MCRFR-1**

价格 **\$24 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Millard Cottle 指环式拉钩	5.5 cm 长度, 5 × 12 mm 锋利 2-齿 叶片, 带指环	\$24
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$24



Minnesota Retractor

SKU **RM-MNR-55-1**

价格 **\$39 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
标准型号 (不带吸引)	RM-MNR-55-1-1	\$39
带吸引管	RM-MNR-55-1-2	\$49



Mollison Anterior Pillar Retractor

SKU **RM-MAPR-22-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Mollison Anterior Pillar Retractor	22 cm 总长度，两个 10 mm 窄型叶片，弯角手柄	\$44
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$44



Mollison Retractor

SKU **RM-MLR-155-1**

价格 **\$99 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Mollison Retractor	15.5 cm 总长度，4×4 尖齿，棘轮锁	\$99
保护套 / 包装盒	运输用独立包装	\$99



黏骨膜牵开器

SKU **RM-MPR-ORAL-1**

价格 **\$54 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Mukoperiost-Retractor	手持式口腔内牵开器，弯曲无损伤叶片，扁平手柄	\$54
防护套 / 包装盒	运输用单件包装	\$54



鼻皮拉钩

SKU **RM-NSR-6IN-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
鼻皮拉钩	6" (15 cm) 总长度，16 mm 宽弯曲叶片，人体工程学手柄	\$44
保护套 / 盒	独立运输包装	\$44




Neivert 刀片和引导钩

SKU **RM-NKGR-1**

价格 **\$39 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
小号 — 6 3/4 in	RM-NKGR-1-1	\$39
标准 — 7 3/4 in	RM-NKGR-1-2	\$44



Obwegeser 牙槽拉钩

SKU RM-OAR-22-1

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Obwegeser 牙槽拉钩	22 cm 总长，带缺口的弯曲牙槽叶片	\$49
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$49



Obwegeser 颈部拉钩

SKU RM-OCR-16-1

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Obwegeser 颈部拉钩	16 cm 总长度，用于颈部的弧形鞍状叶片	\$44
保护套 / 包装盒	单个运输包装	\$44



Obwegeser Mandibular Channel Retractor

SKU RM-OMCR-1

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
8 mm 工作通道	RM-OMCR-1-1	\$44
10 mm 通道套管	RM-OMCR-1-2	\$49




Obwegeser Mandibular Rim Retractor

SKU **RM-OMRR-20-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Obwegeser Mandibular Rim Retractor	总长度 20 cm，下颌缘弯曲钩状叶片	\$49
Schutzhülle / Box	独立运输包装	\$49



Obwegeser 鼻棘拉钩

SKU **RM-ONSR-22-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Obwegeser 鼻棘拉钩	总长度 22 cm，带缺口的鼻棘叶片	\$49
保护套 / 包装盒	运输用独立包装	\$49



Obwegeser Ramus 下颌支拉钩

SKU **RM-ORR-22-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Obwegeser Ramus 下颌支拉钩	22 cm 总长，解剖型弯曲下颌支叶片	\$49
保护套 / 盒	独立运输包装	\$49




Obwegeser 软组织拉钩

SKU RM-OSTR-1

价格 **\$39 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Obwegeser 软组织拉钩	8 3/4" (22.2 cm) 总长度	\$39
保护套 / 盒子	个人运输包装	\$39



Orringer 颊向牵开器

SKU RM-OCR-4IN-1

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Orringer 颊向牵开器	4" (10.16 cm) 长度, 3" (8 cm) 宽度, 自锁式弹簧钢丝	\$49
保护套 / 盒	独立运输包装	\$49




Paparella-Weitlaner 自锁式铺巾钳/伤口撑开器

SKU RM-PWSRR-5IN-1

价格 **\$89 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Paparella-Weitlaner 伤口撑开器, 自锁式	5" (12.7 cm) 总长度, 2×2 齿 (13 mm), 33 mm 展开宽度, 棘轮	\$89
保护套 / 包装盒	用于运输的单个包装	\$89



Petri Pterygoid Intra Oral Retractor

SKU **RM-PPIOR-23-1**

价格 **\$79 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Petri Pterygoid Intra Oral Retractor	23 cm 总长度, 25.5 mm 宽 Pterygoid 叶片	\$79
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$79



Petri Pterygoid Intra Oral Retractor With Fiber Optic

SKU **RM-PPIOR-FO-23-1**

价格 **\$149 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Petri Pterygoid Intra Oral Retractor With Fiber Optic	23 cm 长度, 25.5 mm 宽叶片, 光纤光束
1	通用光导适配器	连接标准手术导光电缆
1	保护套/盒	标准运输包装



Piriform Rim Retractor

SKU **RM-PRR-17-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
小号 — 17 cm	RM-PRR-17-1-1	\$44
标准 — 18.5 cm, 45×7 mm 叶片	RM-PRR-17-1-2	\$49



Plester 自留牵开器

SKU **RM-PSRR-109-1**

价格 **\$109 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
可拆卸标准型 — 4", 5" (约 11 cm), 半锐利精细齿, 左侧或右侧实心叶片	RM-PSRR-109-1-1	\$109
特细 2:2 齿型 — 11 cm 或 13 cm, 不对称 2×2 特细齿布置	RM-PSRR-109-1-2	\$109
左侧不对称 3 齿型 — 13 cm, 左侧 3 个半锐利齿配右侧平滑叶片	RM-PSRR-109-1-3	\$109



下颌升支拉钩 (Ramus-Retraktor)

SKU **RM-RR-MAX-1**

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
小号 — 17 cm, 11/15×70 mm 叶片	RM-RR-MAX-1-1	\$59
标准 — 22 cm, 11×70 mm 叶片	RM-RR-MAX-1-2	\$69
大号 — 22 cm, 12/22×70 mm 叶片	RM-RR-MAX-1-3	\$79



Reich Condyle Retractor

SKU **RM-RCR-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
18 cm 总长度 — 80° 或 110° 型	RM-RCR-1-1	\$49
19 cm 总长度 — 80° 或 110° 型	RM-RCR-1-2	\$59



Sailer 鼻背拉钩

SKU RM-SNBR-235-1

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Sailer 鼻背拉钩	23.5 cm 总长, 15-20 mm × 50 mm 弯曲叶片	\$49
保护套 / 盒	独立运输包装	\$49



Sailer Nasal-Spine-Retractor

SKU RM-SNSR-49-1

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Sailer Nasal-Spine-Retractor	带缺口鼻棘叶片的手持式拉钩, 扁平手柄	\$49
保护套 / 盒子	独立运输包装	\$49



Sailer 软组织拉钩

SKU RM-SSTR-15-1

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
小号 — 15 cm, 7×25 mm 叶片	RM-SSTR-15-1-1	\$39
标准 — 15 cm, 10×35 mm 叶片	RM-SSTR-15-1-2	\$44
中大号 — 15 cm, 12×55 mm blade	RM-SSTR-15-1-3	\$49
大号 — 15 cm, 14×70 mm 叶片	RM-SSTR-15-1-4	\$54
加大号 — 15 cm, 16×80 mm 叶片	RM-SSTR-15-1-5	\$59



Salzburg Condylar Neck Retractor

SKU RM-SCNR-225-1

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
右侧型号 — 22.5 cm 长度，右弯髁突颈叶片	RM-SCNR-225-1-1	\$49
左侧型号 — 22.5 cm 长度，左弯髁突颈叶片	RM-SCNR-225-1-2	\$49



Salzburg 下颌骨缘牵开器

SKU RM-SMRR-23-1

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Salzburg Mandibular-Rim-Retractor	23 cm 总长度，弯曲下颌骨边缘叶片	\$49
保护套 / 盒	独立运输包装	\$49



Salzburg 软组织拉钩

SKU RM-SSSTR-1

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
13 cm 规格 — 单端光滑叶片	RM-SSSTR-1-1	\$44
14 cm 规格 — 单端光滑叶片	RM-SSSTR-1-2	\$49



Schuknecht Fisch 牵开器

SKU **RM-SFR-13-1**

价格 **\$114 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
2 齿 (2:2 布局) — 13 cm 长度, 半锐利 2:2 齿尖, 可拆卸	RM-SFR-13-1-1	\$114
3 齿 (3:3 布局) — 13 cm 长度, 半锐利 3:3 齿尖, 可拆卸	RM-SFR-13-1-2	\$124




Shea Retractor With Fiber Optic Guide

SKU **RM-SRFOG-22-1**

价格 **\$139 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Shea Retractor With Fiber Optic Guide	22 cm 长度, 14.5 mm 宽叶片, 集成光束
1	通用光缆适配器	用于连接标准手术光纤电缆
1	保护套 / 包装盒	标准运输包装



Sheen 鼻钩（弯曲型）

SKU **RM-SNRA-65-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Sheen 鼻钩（弯曲型）	6 ½" (165 mm) 总长度, 10 mm 实心叶片, 弯曲柄轴	\$49
保护套 / 包装盒	用于运输的独立包装	\$49



Sigmoid Notch 压榨钩

SKU **RM-SNR-22-1**

价格 **\$64 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Sigmoid Notch 压榨钩	22 cm 总长度, 9.5 / 16 mm 凹面叶片, 完全弯曲的尖端	\$64
保护套 / 盒	独立运输包装	\$64




Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic Guide

SKU **RM-SNRFOG-22-1**

价格 **\$139 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Sigmoid Notch Retractor With Fiber Optic Guide	22 cm 长度, 9.5 / 16 mm 叶片, 光纤通道
1	Universal-Lichtkabeladapter	连接到标准手术光纤电缆
1	Schutzhülle / Box	标准运输包装



Sistrunk 牵开器

SKU **RM-STR-153-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Sistrunk 牵开器	15.3 cm 总长度, 3/8" (9.5 mm) 双头叶片, 扁平手柄	\$49
保护套 / 盒	个人运输包装	\$49



Snitman 自锁式耳内牵开器

SKU RM-SSER-108-1

价格 **\$99 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Snitman 自锁式耳内牵开器	10.8 cm 总长度, 3×3 尖头, 棘轮锁扣	\$99
保护套 / 包装盒	用于运输的单件包装	\$99



Sternberg Double Ended Retractor

SKU RM-SDER-1

价格 **\$24 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
14 cm 标准型 — U 形相对线形端	RM-SDER-1-1	\$24
37 cm Macro-Reach — U 形相对线形端	RM-SDER-1-2	\$34



Swivel Ring Nasal Retractor

SKU RM-SRNR-11-1

价格 **\$59 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Swivel Ring Nasal Retractor	11 cm 总长度, 8 mm 宽叶片, 360° 旋转环	\$59
保护套/盒	单个运输包装	\$59



Terry Nasal Retractor

SKU **RM-TNR-6IN-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Terry Nasal Retractor	6" (152 mm) 总长度, 5 × 46 mm 叶片, 人体工程学手柄	\$44
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$44



Tessier 可弯曲条带拉钩

SKU **RM-TMRR-22-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
窄叶片 — 22 cm length, 窄型可弯曲铲子 — 轨道底探查、内眦入路、儿科颅面手术	RM-TMRR-22-1-1	\$44
中叶片 — 22 cm length, 中型可弯曲铲子 — 标准眼眶底边缘暴露、颧弓和上颌骨截骨术	RM-TMRR-22-1-2	\$44
宽叶片 — 22 cm length, 宽型可弯曲铲子 — 用于宽额瓣提升、冠状面入路和眼球保护	RM-TMRR-22-1-3	\$44
3 件套包 — 组合窄、中、宽型 — 适用于所有面部骨骼通道的完整可弯曲颅面器械包	RM-TMRR-22-1-4	\$94



气管钩/牵开器

SKU **RM-THR-6IN-1**

价格 **\$29 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
标准 — 6 in, 15.2 cm	RM-THR-6IN-1-1	\$29
大号 — 7 in, 18 cm	RM-THR-6IN-1-2	\$34
特大号 — 7.5 in, 19 cm	RM-THR-6IN-1-3	\$39



Wassmund 软组织拉钩

SKU **RM-WSTR-21-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Wassmund 软组织拉钩	21 cm 总长度, 33 × 20 mm 平滑叶片, 扁平手柄	\$49
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$49



Williger 牵开器

SKU **RM-WLR-13-1**

价格 **\$79 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Williger Retractor (3 Prongs) — 13 cm	RM-WLR-13-1-1	\$79
Williger Retractor (4 Prongs) — 13 cm	RM-WLR-13-1-2	\$89



Wullstein Weitlaner 自动伤口开口器

SKU **RM-WWSRR-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
紧凑型 (4", 4 ¼", 4 ½") — 直式 / 弯式; 2×2 或 2×3 齿	RM-WWSRR-1-1	\$44
中间型 (5 ⅛", 5.5", 6", 6 ½") — 直式 / 弯式; 2×3, 3×3 或 3×4 齿	RM-WWSRR-1-2	\$59
加长型 (8", 9 ½", 10") — 直式 / 弯式; 3×3 或 3×4 齿	RM-WWSRR-1-3	\$79





FK Retractor (Feyh-Kastenbauer)

SKU **RM-FK-1**

价格 **\$4,999 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	带适配器的 FK-WO TORS 基础框架	主框架组件
1	FK-WO TORS 基础框架适配器	安装连接适配器
1	肿瘤抓钳或吸引管适配器	辅助器械安装适配器
1	导光夹	侧向电缆连接
2	护颊器	弯曲型
1	吸烟管	4.0 × 170 mm
10 片	牙齿保护器	不含乳胶，不可高压灭菌
1	下颌窥刀	11 cm
1	喉部窥刀	17 cm，凹面
1	压舌板	弯曲型
1	压舌板	弯曲型，右侧开口
1	压舌板	弯曲型，左侧开口
1	Weinstein-O' Malley TORS 窥刀	标准 TORS 型号
2	小型 TORS 窥刀，左侧	紧凑型左侧配置
2	小型 TORS 窥刀，右侧	紧凑型右侧配置
1	消毒盒	FK-WO TORS 套装模型托盘





Anderson 熊爪形牵开器

SKU **RM-ABCR-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
3 尖锐爪, 4 ¾" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-1	\$49
5 锋利爪, 4 ¾" (12.1 cm)	RM-ABCR-1-2	\$59



Biggs Face Lift (Rhytidectomy) 拉钩

SKU **RM-BFLR-1**

价格 **\$79 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Biggs Face Lift (Rhytidectomy) 拉钩	8" (20.3 cm) 长度, 5.2 cm 开窗式叶片	\$79
保护套 / 包装盒	单个运输包装	\$79



Biggs Face-Lift-Retractor, 带光纤照明

SKU **RM-BFLR-FO-1**

价格 **\$99 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Biggs Face-Lift-Retractor, 带光纤照明	9" (229 mm) 长度, 52 mm 叶片, 光纤束
1	通用光缆适配器	兼容 Storz, Olympus, Wolf, ACMI 接口
1	保护套 / 包装盒	标准运输包装



Biggs 乳房成形术牵开器（窄型）

SKU **RM-BMRN-1**

价格 **\$89 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Biggs Mammoplastik-Wundhaken schmal	6" (15.2 cm) 长度, 3 cm 窄型弯曲叶片	\$89
防护套 / 包装盒	独立运输包装	\$89



Biggs Mammoplasty Retractor standard

SKU **RM-BMRS-1**

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Biggs Mammoplasty Retractor standard	8" (20.3 cm) 长度, 50.0 mm 宽叶片	\$69
保护套 / 盒	单件运输包装	\$69



Biggs Mammoplasty Retractor, Fiber Optics

SKU **RM-BMRFO-1**

价格 **\$239 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Biggs Mammoplasty Retractor, Fiber Optics	50 mm 开窗叶片、导光纤、吸引管
1	通用导光电缆接口	连接到标准手术室光纤电缆
1	保护套 / 包装盒	标准运输包装



Blair Finger 皮肤拉钩

SKU **RM-BFR-1**

价格 **\$94 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
4 爪, 钝端	RM-BFR-1-1	\$94
4 爪, 尖端	RM-BFR-1-2	\$94



Breast Engler Retractor

SKU **RM-BER-OPT-1**

价格 **\$139 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Breast Engler Retractor	65 × 12 mm 叶片, 带集成光纤束
1	Universal-Lichtkabeladapter	连接标准手术室导光电缆
1	Schutzhülle / Box	标准运输包装



Clodius 眼眶牵开器

SKU **RM-COR-1**

价格 **\$24 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Clodius Orbital-Retractor	手持式眶周及眼睑成形术牵开器	\$24
保护套 / 包装盒	用于运输的单件包装	\$24



冠状切口提眉术拉钩

SKU **RM-CBLR-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
冠状切口提眉术拉钩	7 ¼" (18.4 cm) 长度, 70.0 mm 耙头, 7 个锋利齿尖	\$49
保护套 / 盒	独立运输包装	\$49



Curtin 皮肤及组织拉钩

SKU **RM-CSTR-SKIN-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Curtin 皮肤及组织拉钩	14 cm 总长度, 15.0 mm 宽头部, 6 个锋利齿	\$49
保护套 / 包装盒	运输用独立包装	\$49



Daniel 内窥镜额部神经拉钩

SKU **RM-DEFNR-1**

价格 **\$54 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Daniel Endoscopic Forehead Nerve Retractor	9 ¾" (17 cm) 触及范围, 左弯尖端轮廓	\$54
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$54



Desmarres 睑板拉钩

SKU **RM-DER-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
标准配置 — 5 ½" (14 cm) 长度, 优质 AISI 304/316 不锈钢 (非磁性) 马鞍叶片 — 常规眼睑牵拉和眼球保护	RM-DER-1-1	\$49
绝缘配置 — 5 ½" (14 cm) 长度, 电介质聚合物涂层 — 电外科烧灼和射频切割时的安全性	RM-DER-1-2	\$79



EMORY Endo-Plastic Retractor

SKU **RM-EEPR-1**

价格 **\$309 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
EMORY Endo-Plastic Retractor	10" (254 mm) 长度, 1" (25.4 mm) 尖端, 10 mm 光学通道	\$309
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$309





Epstein Breast Retractor

SKU **RM-EBR-1**

价格 **\$244 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
90 x 27 mm (L x B)	RM-EBR-1-1	\$204
110 x 27 mm (L x B)	RM-EBR-1-2	\$214
140 x 27 mm (L x B)	RM-EBR-1-3	\$224
150 x 25 mm (L x B)	RM-EBR-1-4	\$234
150 x 30 mm (L x B)	RM-EBR-1-5	\$244
150 x 36 mm (L x B)	RM-EBR-1-6	\$254
160 x 27 mm (L x B)	RM-EBR-1-7	\$264
180 x 25 mm (L x B)	RM-EBR-1-8	\$274
190 x 36 mm (L x B)	RM-EBR-1-9	\$284
220 x 27 mm (L x W)	RM-EBR-1-10	\$294



Ferreira breast augmentation Retractor

SKU **RM-FBAR-1**

价格 **\$99 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Ferreira breast augmentation Retractor	5 1/8" (130 mm) 手柄, 25 × 171 mm 弯曲锥形叶片	\$99
保护套 / 盒子	运输专用独立包装	\$99





Ferreira 乳房增大手术拉钩 - 光纤导光器

SKU **RM-FBAR-FO-1**

价格 **\$129 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Ferreira 乳房增大手术拉钩 - 光纤导光器	5 ½" 长度, 25 × 171 mm 弯曲叶片, 光纤束
1	通用导光缆适配器	用于标准手术导光缆的连接器
1	保护套/盒	标准运输包装



Ferreira Face Lift Retractor

SKU **RM-FFLR-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Ferreira Face Lift Retractor	4 ¼" (108 mm) 总长度, 22 mm 宽弯曲叶片	\$49
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$49



Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor

SKU **RM-FFOFLR-1**

价格 **\$99 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Ferreira Fiber Optic Face Lift Retractor	4 ¼" (108 mm) 长度, 22 mm 叶片, 光纤束
1	Universal-Lichtkabeladapter	连接到标准手术室光缆
1	Schutzhülle / Box	标准运输包装



Freeman Face Lift 护钩

SKU RM-FFLR-SERIES-1

价格 **\$62 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
20 mm – 22 mm — 直型	RM-FFLR-SERIES-1-1	\$62
20 mm – 22 mm — 强弯型	RM-FFLR-SERIES-1-2	\$64
35 mm – 36 mm — 直型	RM-FFLR-SERIES-1-3	\$66
35 mm – 36 mm — 强弯型	RM-FFLR-SERIES-1-4	\$68
37 mm – 38 mm — 直型	RM-FFLR-SERIES-1-5	\$70
37 mm – 38 mm — 强弯型	RM-FFLR-SERIES-1-6	\$72



Freeman 皮瓣拉钩

SKU RM-FFR-8-1

价格 **\$19 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
½" (12 mm) 宽 — 弯曲或直型	RM-FFR-8-1-1	\$19
1" (24 mm) 宽 — 弯曲或直型	RM-FFR-8-1-2	\$24



Freeman Flap Retractor With Fiber Optic Illumination

SKU RM-FFR-FO-1

价格 **\$89 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
13 mm 宽叶片 — 8" 总长度, 13 mm 叶片, 光纤导光管	RM-FFR-FO-1-1	\$89
25 mm 宽叶片 — 8" 总长度, 25 mm 叶片, 冷光源附件	RM-FFR-FO-1-2	\$94



Freeman Mini Rake Retractor

 SKU **RM-FMRR-1**

 价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Freeman Mini Rake Retractor	4 ¾" (12.0 cm) 长度, 1" 宽头部, 4 个锐利齿 — 1	\$44
Schutzhülle / Box	个人运输包装 — 1	\$44



Freeman Rake Retractor

 SKU **RM-FRR-7-1**

 价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
22 mm 宽耙 — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-1	\$44
38 mm 宽耙 — 7" (18 cm)	RM-FRR-7-1-2	\$49



Gonzalez Gluteal L-Shaped 术中拉钩

 SKU **RM-GGLR-1**

 价格 **\$39 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGLR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGLR-1-2	\$44



Gonzalez Gluteal S-Shaped 臀肌S形拉钩

SKU **RM-GGSR-1**

价格 **\$39 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
18.1 cm (18 cm) — 20 mm	RM-GGSR-1-1	\$39
20.0 cm — 20 mm	RM-GGSR-1-2	\$44



Gorney Rake Retractor

SKU **RM-GRR-3IN-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
3 in (7.5 cm), 38 mm 宽 — 标准款	RM-GRR-3IN-1-1	\$49
4 1/4 in (10.8 cm), 38 mm 宽	RM-GRR-3IN-1-2	\$59



Hayes Hand Retractors

SKU **RM-HHR-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
5 1/4" (13.3 cm)	RM-HHR-1-1	\$49
5 1/2" (14.0 cm)	RM-HHR-1-2	\$59
6 1/4" (15.9 cm)	RM-HHR-1-3	\$69



Hoyos Distal Retractor

SKU **RM-HDR-1**

价格 **\$349 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
7.5 cm 短款 — 7.5 cm (约 3.0")	RM-HDR-1-1	\$349
15.0 cm 长款 — 15.0 cm (约 6.0")	RM-HDR-1-2	\$399



Hoyos Proximal Retractor

SKU **RM-HPR-20-1**

价格 **\$499 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Hoyos Proximal Retractor	总长 20 cm, TC 集成手柄, 近端弯曲叶片	\$499
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$499



Hoyos Remora Retractor

SKU **RM-HRR-1**

价格 **\$499 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Hoyos Remora Retractor	带锯齿的弯曲叶片, 集成的玻璃纤维束, 抽吸管
1	通用导光适配器	连接标准手术光源
1	保护套 / 包装盒	标准运输包装



Kasden Double Ended delicate retractor

SKU **RM-KDEDR-1**

价格 **\$29 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Kasden Double Ended delicate retractor	尺寸/详情: 6 ½" (16.5 cm) 总长度, 双重精细叶片, 铝制手柄	\$29
保护套 / 包装盒	尺寸/详情: 运输用单包装	\$29



Kawamoto 绝缘拉钩, 双头

SKU **RM-KDEIR-1**

价格 **\$34 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Kawamoto 绝缘拉钩, 双头	尺寸/详情: 6" (152 mm) 长度, 14 × 16 mm L型绝缘叶片	\$34
保护套 / 包装盒	尺寸/详情: 单个运输包装	\$34



Knapp 泪囊牵开器

SKU **RM-KLSR-1**

价格 **\$39 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	1 齿 (单钩)	可用宽度: 5.0 mm • 柄部与尖端: 刚性或柔性 (锐利 / 钝头) • 价格 (USD): \$39.00 – \$49.00
1	2 齿	可用宽度: 5.0 mm 或 6.0 mm • 柄部与尖端: 刚性或柔性 (锐利 / 钝头) • 价格 (USD): \$39.00 – \$49.00
1	3 齿	可用宽度: 6.0 mm 或 8.0 mm • 柄部与尖端: 刚性 or 柔性 (锐利 / 钝头) • 价格 (USD): \$39.00 – \$49.00
1	4 齿	可用宽度: 6.0 mm 或 8.0 mm • 柄部与尖端: 刚性或柔性 (锐利 / 钝头) • 价格 (USD): \$39.00 – \$49.00
1	保护套 / 包装盒	可用宽度: 标准运输包装 • 柄部与尖端: — • 价格 (USD): 已包含




Knapp 自动伤口撑开器

SKU **RM-KSRR-10-1**

价格 **\$79 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Knapp 自动伤口撑开器	尺寸/详情: 总长度 10 cm, 宽度 26 mm, 4×4 爪 (直/弯, 锐/钝) • 临床作用: 泪囊及微切口手术中的自动暴露 • 价格 (USD): \$79.00	\$79
保护套/盒	尺寸/详情: 标准运输包装 • 临床作用: — • 价格 (USD): 已包含	\$79



Logan 牵开器

SKU **RM-LWS-4CM-1**

价格 **\$199 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	下方导轨	作为创缘扩张引导的主底盘
1	滑动臂支架	沿轨道水平调节的可移动部件
2	螺钉调节机制	用于移动和固定手臂的精密锁定螺钉
2	叉形牵开尖端	带有 3 × 3 锐利外弯齿的防滑爪端
1	保护包装 / 盒	标准运输包装



Marx 乳房牵开器

SKU **RM-MBR-27-1**

价格 **\$119 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Marx Breast Retractor	尺寸 / 详情: 27 cm 总长度, 30 × 125 mm 弯曲叶片 • 包含数量: 1	\$119
保护套 / 包装盒	尺寸 / 详情: 独立运输包装 • 包含数量: 1	\$119



Maxwell Flap Retractor

SKU **RM-MFR-4IN-1**

价格 **\$29 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
22 mm 宽度版本	RM-MFR-4IN-1-1	\$29
38 mm 宽度版本	RM-MFR-4IN-1-2	\$34



Meyerding 皮肤拉钩/牵开器

SKU **RM-MSHR-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
16 cm (approx. 6.3")	RM-MSHR-1-1	\$44
22.86 cm (9.0")	RM-MSHR-1-2	\$49



Miller Rake Retractor

SKU **RM-MRR-514-1**

价格 **\$39 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	钝头轮廓	尺寸 / 详情: 5 ¼" 长度, 15 mm 宽度, 9 爪钝头 • 主要临床作用: 安全提升皮瓣而无穿刺风险 • 价格 (USD): \$39.00
1	锐头轮廓	尺寸 / 详情: 5 ¼" 长度, 15 mm 宽度, 9 爪锐头 • 主要临床作用: 在致密真皮和纤维筋膜上提供安全、防滑的抓持 • 价格 (USD): \$39.00
1	保护套 / 盒	尺寸 / 详情: 标准运输包装 • 主要临床作用: — • 价格 (USD): 已包含



Moberg 皮肤拉钩

SKU **RM-MSR-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
17 cm 规格	RM-MSR-1-1	\$44
18 cm 规格	RM-MSR-1-2	\$49



Ragnell-Davis 牙钩/双头拉钩

SKU **RM-RDDR-49-1**

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
2.5×8 mm / 5×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (扁平 / 圆形)	RM-RDDR-49-1-1	\$49
3×9 mm / 5×17 mm — 15, 15.5, 16 cm (扁平 / 圆形)	RM-RDDR-49-1-2	\$49
4×8 mm / 6×15 mm — 15, 15.5, 16 cm (扁平 / 圆形)	RM-RDDR-49-1-3	\$49



带冷光源照明的 Ring Breast Retractor

SKU **RM-RBR-FO-339-1**

价格 **\$339 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	带冷光源照明的 Ring Breast Retractor	手动乳腺拉钩，环形叶片，集成光纤束
1	通用光导纤维电缆适配器	连接到标准手术光纤电缆
1	保护套 / 包装盒	标准运输包装





Rollet Retractor

SKU **RM-RLR-5IN-1**

价格 **\$39 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
标准型 — 13 cm, 4 锐齿, 4.5 mm 尖端	RM-RLR-5IN-1-1	\$39
大型 — 13.5 cm, 4 锐齿, 7.0 mm 尖端	RM-RLR-5IN-1-2	\$44



Saldanha-Solz 腹部牵开器

SKU **RM-SSAR-235-1**

价格 **\$199 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Saldanha-Solz Abdominal-Retraktor	23.5 cm 总长度, 组织优化弧形叶片	\$199
保护套 / 盒	独立运输包装	\$199



Sculpo Endoscopic Retractor


SKU **RM-SER-180-1**

价格 **\$229 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Sculpo Endoscopic Retractor	180 × 25 mm 刀片, 锁定旋塞, 镀金手柄
1	Optikkanal-Feststellschraube	安全集成 5 mm 或 10 mm 内窥镜
1	Schutzhülle / Box	标准运输包装





Sisson 牵开器

SKU **RM-SSR-105-1**

价格 **\$84 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Sisson 牵开器	总长 10.5 cm, 1×1 锐利齿钩, 扁平手柄	\$84
保护套 / 盒子	独立运输包装	\$84



Spring Wire Retractor

SKU **RM-SWR-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
8.6 cm – 8.9 cm — 1×1, 3×3, 或 4×4 钩齿	RM-SWR-1-1	\$44
11.5 cm – 13.0 cm — 1×1, 3×3 或 4×4 钩齿	RM-SWR-1-2	\$48
22.8 cm 宏观型 — 1×1, 3×3 或 4×4 钩齿	RM-SWR-1-3	\$60



Talei Necklift Retractor "Benetrator 2"

SKU **RM-TNRB2-9IN-1**

价格 **\$159 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Talei Necklift Retractor "Benetrator 2"	9" (22.86 cm) 总长度, 宽弯叶片, 集成吸引通道	\$159
保护套 / 盒子	独立运输包装	\$159



Talei Necklift Retractor Narrow “Le Petit Benetrator”

SKU **RM-TNR-9IN-1**

价格 **\$159 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Talei Necklift Retractor Narrow “Le Petit Benetrator”	9" (22.86 cm) 总长度, 超窄弧形叶片, 扁平手柄	\$159
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$159



Tebbetts Breast Retractor

SKU **RM-TBR-64-1**

价格 **\$64 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
9 cm × 24 mm — 带齿或无齿 — 乳房下切口, 乳晕周围腔隙解剖	RM-TBR-64-1-1	\$64
15 cm × 24 mm — 带齿或无齿 — 用于深层胸肌下腔隙制备和经腋窝隆胸术	RM-TBR-64-1-2	\$64



Tebbetts Double-Ended Breast Retractor

SKU **RM-TDEBR-1**

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
23 cm 触达范围 — 37×70 mm 长叶片 / 22×54 mm 短叶片 — 标准乳房下缘隆乳和乳晕周围腔穴剥离	RM-TDEBR-1-1	\$69
31 cm (12.25") 触达范围 — 37×70 mm 长叶片 / 22×54 mm 短叶片 — 深层胸肌下腔穴形成、经腋窝隆乳和乳房整形修复术	RM-TDEBR-1-2	\$89



Tebbetts 导光纤隆乳术拉钩

SKU **RM-TFOBAR-1**

价格 **\$259 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
无光源 — 13 种可选尺寸 (带/不带齿) — 通用导光纤线缆适配器 (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBAR-1-1	\$259
带无线 LED 光源 — 13 种可选尺寸 (带/不带齿) — 无线电池驱动 LED 照明单元 (AA 电池, 可气体灭菌)	RM-TFOBAR-1-2	\$335



Tebbetts Fiber Optic Breast Augmentation Retractor, 双手柄

SKU **RM-TFOBARDH-1**

价格 **\$259 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
无光源 — 13 种可选尺寸 (有齿/无齿) — 通用光纤线缆适配器 (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBARDH-1-1	\$259
带无线 LED 光源 — 13 种可选尺寸 (有齿/无齿) — 无线电池供电 LED 照明单元 (AA 电池, 可气体灭菌)	RM-TFOBARDH-1-2	\$335



Tebbetts Spatula 乳房拉钩

SKU **RM-TSBR-125-1**

价格 **\$89 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
25 mm 宽 × 185 mm 长 — 12 ½" (31.5 cm) — 标准成人胸肌下囊袋准备和乳房下切口	RM-TSBR-125-1-1	\$89
38 mm 宽 × 190 mm 长 — 12 ½" (31.5 cm) — 广泛胸大肌剥离和面积重建囊袋	RM-TSBR-125-1-2	\$99



Tupper's Universal Hand Retractor

SKU **RM-TUHR-1**

价格 **\$699 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Handtisch	中央手术区域
2	Erhöhte Kettenhalter	周边框架支撑
2	Kettenhalterhaken	固定连接点
2	Gleithaken für Kettenhalter	可调节连接点
4	Kugulketten mit Haut-Haken	21 cm
6	Kugulketten zur Arm-/Handgelenkfixierung	26 cm
1 Set	Gummibänder	5 件



Vickers Low Profile Retractor

SKU **RM-VLPR-SERIES-1**

价格 **\$199 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
2×2 钝齿	RM-VLPR-SERIES-1-A	\$199
3×3 齿, 钝头	RM-VLPR-SERIES-1-B	\$219
实心叶片 (平滑面)	RM-VLPR-SERIES-1-C	\$199



Yancoskie Abdominoplasty Retractor

SKU **RM-YAR-75-1**

价格 **\$99 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Yancoskie Abdominoplasty Retractor	7 ½" (19.0 cm) 长度, 152 mm 宽钩, 6 个锐利直线排列齿	\$99
保护套/盒	单个运输包装	\$99



Yancoskie Coronal Lift Retractor

SKU **RM-YCLR-9IN-1**

价格 **\$119 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Yancoskie Coronal Lift Retractor	9" (22.9 cm) 总长度, 150 mm 宽耙头, 6 counterbalance sharp prongs	\$119
保护套 / 包装盒	单个运输包装	\$119




Bookwalter 手外科牵开器系统

SKU **RM-BHSRS-1**

价格 **\$999 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
2	Mini-Bookwalter 叶片, 单钩	标准 Mini — 锐头或钝头
2	Mini-Bookwalter 叶片, 双钩	标准 Mini — 锐头或钝头
2	Mini-Bookwalter 叶片, 三钩	标准 Mini — 锐头或钝头
2	Mini-Bookwalter 叶片, 四钩	标准 Mini — 锐头或钝头
1	Mini-Bookwalter 旋转螺杆棘轮	标准 Mini
4	Mini-Bookwalter 倾斜棘轮机制	标准 Mini
1	Mini-Bookwalter 扩张环	7" (17.5 cm)
1	消毒盒	保护外壳





Hoyos Retractor System

 SKU **RM-HRS-1**

 价格 **\$1,999 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Hoyos Distal Retractor Short	用于靠近切口区域的短远端牵开叶片
1	Hoyos Distal Retractor Long	用于更深组织深度的长远端牵开叶片
1	Hoyos Proximal Retractor Long	用于提升近端边界的长近端牵开叶片
1	Remora Retractor	旨在减少滑动的专用牵引叶片
1	Interlocking Support Rod	将牵开器臂连接到主框架
1	Table Clamp for Hoyos Retractor System	将垂直柱固定在手术台轨道上
1	Hoyos Horizontal Extension Bar	将框架水平延伸至手术视野上方
1	Hoyos Vertical Post	支撑安装框架的主垂直柱





Allison 肺叶板

 SKU **RM-ALR-1**

 价格 **\$79 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
婴儿 / 儿科 — 20 mm × 23 cm	RM-ALR-1-1	\$79
Pediatric Compact — 30 mm × 11 cm	RM-ALR-1-2	\$89
Standard — 40 mm × 25.5 cm	RM-ALR-1-3	\$99
成人, 中等尺寸 — 42 mm × 29 cm	RM-ALR-1-4	\$109
成人宽型 — 54 mm × 31 cm	RM-ALR-1-5	\$119
成人, 特宽型 — 65 mm × 31 cm	RM-ALR-1-6	\$129



Baby-Haight 肋骨撑开器

 SKU **RM-BHRS-52-1**

 价格 **\$289 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	超小型线性扩张框架	微开槽滑动导轨, 针对新生儿手术参数进行了优化
2	可拆卸开窗侧叶片 (第 1 对)	9 mm × 10 mm 微型组织铲, 用于限制压力坏死
2	可拆卸开窗侧叶片 (第 2 对)	9 mm × 20 mm 微型组织铲, 用于婴儿较深的通道
1	集成式细螺纹螺钉锁	扁平滚花螺钉, 用于步进式宽度控制
2	人体工程学微型钳延长臂	流线型、轻质手柄轮廓, 带有光滑的外边缘
1	保护容器 / 箱	标准运输包装




Bailey 肋骨收缩器 / 肋骨逼近器

 SKU **RM-BRC-1**

 价格 **\$159 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Bailey Rib Contractor	20 cm 总长度, 带爪形尖端的机械压缩器	\$159
保护套 / 包装盒	个人运输包装	\$159



Bugge Takedown I.M.A Mammaria-Sperrer 胸廓内动脉牵开器

SKU **RM-BTIMAR-499-1**

价格 **\$499 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Bugge Takedown I.M.A Retractor-底盘	具有 110 mm 张开度的机械升降导轨
1 对	核心侧叶	40 mm × 100 mm 轮廓胸骨抬升叶片
1 Set	集成工作叶片	40 mm × 150 mm 扩展工作端组件
1	保护套 / 包装盒	标准运输包装



Burford 肋骨撑开器

SKU **RM-BRS-SERIES-1**

价格 **\$359 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
选项 3 (紧凑型撑开) — 200 mm 最大撑开范围 — 1 对 47×62 mm + 1 对 65×62 mm 叶片	RM-BRS-SERIES-1-1	\$359
选项 1 (中型撑开) — 260 mm 最大撑开范围 — 1 对 47×62 mm + 1 对 65×62 mm 叶片	RM-BRS-SERIES-1-2	\$379
选项 2 (最大型撑开) — 300 mm 最大撑开范围 — 1 对 47×62 mm + 1 对 65×62 mm 叶片	RM-BRS-SERIES-1-3	\$399



Castaneda 肋骨撑开器

SKU **RM-CRS-SERIES-1**

价格 **\$309 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
选项 1 — 10.5 mm × 32 mm — 65 mm 最大扩张 — 新生儿开胸术、主动脉缩窄修复、婴儿 PDA 结扎术	RM-CRS-SERIES-1-1	\$309
选项 2 — 12.0 mm × 45 mm — 70 mm 最大扩张 — 婴儿先天性心脏病修复、血管环分割术	RM-CRS-SERIES-1-2	\$329
选项 3 — 15.0 mm × 60 mm — 120 mm 最大扩张 — 儿童及青少年开胸术、肺分流术	RM-CRS-SERIES-1-3	\$349



Castaneda 胸骨牵开器

SKU RM-CSR-1

价格 **\$374 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
新生儿型	RM-CSR-1-1	\$374
婴儿型	RM-CSR-1-2	\$384
成人型	RM-CSR-1-3	\$389



Cooley 心房牵开器

SKU RM-CAR-1

价格 **\$64 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
小号型号	RM-CAR-1-1	\$64
中号型号	RM-CAR-1-2	\$69
大号型号	RM-CAR-1-3	\$74



Cooley 肋骨撑开器


SKU RM-CRS-SERIES-2

价格 **\$319 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
婴儿型 — 12 mm × 16 mm — 95 mm 最大撑开 — 新生儿和婴儿胸腔入路, 先天性心脏外科	RM-CRS-SERIES-2-1	\$319
Pediatric Profile — 15 mm × 30 mm — 140 mm 最大撑开宽度 — 小儿心脏手术和开胸术	RM-CRS-SERIES-2-2	\$329
标准成人型 — 21 mm × 44 mm — 150 mm 最大撑开宽度 — 成人标准开胸术、肺叶切除术和肺切除术	RM-CRS-SERIES-2-3	\$339
大号成人型 — 35 mm × 50 mm — 200 mm 最大撑开 — 肥胖患者胸外科手术、深部纵隔显露	RM-CRS-SERIES-2-4	\$349





Cooley Sternal Retractor

SKU **RM-CSR-STD-1**

价格 **\$354 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
儿童型 — 145.0 mm × 140.0 mm × 21.0 mm × 45.0 mm	RM-CSR-STD-1-1	\$354
成人型 — 200.0 mm × 180.0 mm × 32.0 mm × 50.0 mm	RM-CSR-STD-1-2	\$364
特大号 — 178.0 mm × 152.0 mm × 102.0 mm × 29.0 mm	RM-CSR-STD-1-3	\$374



Cooley Sternotomy Retractor

SKU **RM-CSTR-PED-1**

价格 **\$359 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
新生儿规格 — 85.0 mm × 55.0 mm × 16.0 mm × 14.0 mm	RM-CSTR-PED-1-1	\$359
Pediatric Profile — 115.0 mm × 80.0 mm × 30.0 mm × 15.0 mm	RM-CSTR-PED-1-2	\$369



Coryllos Retractors

SKU **RM-COR-THOR-1**

价格 **\$99 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
22 mm × 82 mm — 9 ½" — 10"	RM-COR-THOR-1-1	\$99
43 mm × 108 mm — 9 ½" — 10"	RM-COR-THOR-1-2	\$109
65 mm × 115 mm — 9 ½" — 10"	RM-COR-THOR-1-3	\$119




Crawford 主动脉拉钩

SKU RM-CAR-VASC-1

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
小号模型 — 19 cm length, 15.0 mm 叶片	RM-CAR-VASC-1-1	\$44
大号模型 — 19 cm 长度, 15.0 mm Valve	RM-CAR-VASC-1-2	\$49



Cushing 静脉牵开器

SKU RM-CVR-1

价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
20.3 cm (approx. 8.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-1	\$49
22.8 cm (approx. 9.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-2	\$52
24.2 cm (approx. 9.5") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-3	\$55
25.5 cm (ca. 10.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-4	\$58
30.5 cm (approx. 12.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-5	\$61
35.5 cm (approx. 14.0") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-6	\$64
40.0 cm (ca. 15.75") — 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18 mm	RM-CVR-1-7	\$67



Darling Popliteal 开大器，自动保持型

SKU RM-DPSRR-1

价格 **\$109 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
选项 A — 54 mm × 25 mm 左侧 / 76 mm × 38 mm 右侧 — 伴有外侧肌肉移位的腓动脉深层显露	RM-DPSRR-1-1	\$109
选项 B — 76 mm × 38 mm 左侧 / 54 mm × 25 mm 右侧 — 伴有内侧肌肉移位的腓动脉深层显露	RM-DPSRR-1-2	\$109





DeBakey Retractor

SKU **RM-DBR-15-1**

价格 **\$72 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
DeBakey Retractor	15.3 cm 总长度, 1×1 锐利齿尖	\$72
保护套 / 盒	个人运输包装	\$72



DeBakey 开胸器

SKU **RM-DRS-SET-1**

价格 **\$449 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	重型平行滑轨框架	用于线性结构性骨骼扩张的滑轨 (150 mm 或 200 mm)
6 (3 对)	可拆卸钩状侧向叶片	3 对带防滑弯曲边缘的可更换叶片
1	集成锁定螺钉	手动锁定螺钉, 用于最大限度减少操作者疲劳
2	人体工程学延长臂	带平滑无创外缘的轻便手柄
1	保护包装 / 包装盒	标准运输包装





Expanded Vascular Lobster Retractor

SKU **RM-EVLR-1**

价格 **\$2,999 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
6	Lobster 牵开器固定夹	—
1	Lobster 带垂直立柱和框架联轴器的台夹	—
1	Lobster 关节臂	—
1	Lobster 框架	—
2	Lobster Mayo 关节叶片	2¾" × 2"
1	Lobster Mayo 关节叶片	3½" × 2"
1	Lobster Deaver 关节叶片	2¾" × 4½"
1	Lobster Harrington Sweetheart-Valve	2" × 5"
1	Lobster 可弯曲关节叶片 (穿孔)	2" × 6½"
1	Lobster 可弯曲关节叶片 (穿孔)	3" × 6½"
1	Lobster Fence 关节叶片	4" × 6"
2	Lobster 肾形关节叶片	1" × 6"
1	Lobster Splanchnikus 关节叶片	2" × 4½"
1	Lobster Splanchnikus 关节叶片	2" × 6"
1	灭菌箱	—



Finochietto (Modif) 肋骨撑开器

SKU **RM-FMR-299-1**

价格 **\$299 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	纤细水平齿条框架	用于深度手动扩张的扁平滑轨 (120 mm 张开宽度)
2 (固定对)	固定弧形叶片	14 mm × 15 mm 窗口式侧向叶片, 适应肋骨轮廓
1	滚花螺钉锁紧装置	用于确保最佳外科牵开效果的锁定齿轮
2	人体工程学手臂延长部	轻便的扩张手柄, 用于减轻操作者疲劳
1	保护包装 / 盒子	标准运输包装





Finochietto 肋骨撑开器

 SKU **RM-FRS-SERIES-1**

 价格 **\$329 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	平行导轨框架	用于滑动和撑开骨骼结构的线性底盘
2 (固定对)	固定成角叶片	带有圆形开窗的抓骨侧块
1	集成锁紧螺钉	用于安全固定框架撑开的手动结构锁
2	人体工程学支架扩展件	轻量化手柄，优化以防止疲劳
1	保护包装 / 箱	标准运输包装



Finochietto-Baby 肋骨撑开器

 SKU **RM-FBRS-100-1**

 价格 **\$299 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	平行导轨	微型导轨系统，在受限的儿科手术视野中平稳滑动
2 (固定对)	固定成角叶片	31 mm × 31 mm 抓骨侧块，带有圆形开窗
1	集成锁紧螺钉	用于安全锁定扩张位置的手动闭合机制
2	人体工学悬臂	带有平滑边缘的超轻型结构化把手
1	保护包装 / 盒子	标准运输包装




Finochietto-Infant 肋骨撑开器

 SKU **RM-FIRS-SERIES-1**

 价格 **\$319 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	精细水平滑轨框架	针对婴儿开胸手术优化的紧凑型滑轨设计
2 (一对固定)	固定成角叶片	14×15 mm 或 15×15 mm 窗式侧向模块
1	锁紧螺钉	手动安全锁，用于固定撑开宽度并减轻负荷
2	人体工学锥形钳臂	轻便的结构化手柄，具有完全光滑的外缘
1	保护性包装 / 盒子	标准运输包装



法式胸廓内动脉手术用胸骨牵开器

 SKU **RM-FPIMASR-429-1**

 价格 **\$429 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	主滑轨	用于引导和扩张胸部结构的侧向底盘
1	宽胸骨叶片组件	100 mm × 20 mm 光滑平叶片，用于胸骨压力分布
2	非对称胸骨爪状叶片	双弯曲牵引钩，爪深为 28 mm 或 32 mm
3	专用叶片锁定螺钉	用于固定每个叶片的独立锁定机制
2	人体工学牵开臂	轻便、流线型的固定臂，具有光滑的外缘
1	防护包装 / 箱	标准运输包装



French Pattern I.M.A. 简易胸骨撑开器（用于微创胸骨切开术）

 SKU **RM-FPMS-429-1**

 价格 **\$429 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	薄型中线滑动框架	小型化导轨，专为微创胸骨切开入路优化
1	微型胸骨叶片组件	30 mm × 20 mm 光滑矩形板，用于在骨壁上分配力量
2	微型胸骨爪形叶片	双弯曲固定钩，配有 43 mm 或 50 mm 深的工作端
3	集成式手动叶片螺纹锁	快速释放螺纹组件，用于固定各个开启位置的设置
2	流线型悬臂梁	轻量化底盘布局，外边缘完全光滑
1	防护包装 / 箱	标准运输包装



Haight Rippenspreizer

 SKU **RM-HRS-329-1**

 价格 **\$329 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	水平滑动条	用于在开胸术期间进行手动结构化扩大的滑动底盘
2 (固定对)	固定角度叶片	带有组织窗的 30 mm × 30 mm 固骨侧板
1	螺纹主轴锁	用于在选定牵开级别保持稳定的机械锁定装置
2	人体工学牵开臂	具有完全平滑外缘的轻型轮廓
1	保护包装/包装盒	标准运输包装



Henly Retractor 中间叶片

SKU **RM-HRCB-1**

价格 **\$48 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
19 mm 长 × 15 mm 宽 — 标准 Henly 柄部接口	RM-HRCB-1-1	\$48
25 mm 长 × 15 mm 宽 — 标准 Henly 柄部接口	RM-HRCB-1-2	\$50
32 mm 长 × 15 mm 宽 — 标准 Henly 柄部安装	RM-HRCB-1-3	\$52
76 mm 长 × 15 mm 宽 — 标准 Henly 柄部接口	RM-HRCB-1-4	\$54




Henly Retractor Frame

SKU **RM-HRF-6CM-1**

价格 **\$124 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Henly Retractor Frame	6 cm 张开能力, 指环棘轮框架, 中叶片支座	\$124
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$124



Leaflet Retractor

SKU **RM-LFR-22-1**

价格 **\$49 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	5.0 mm 宽叶片	总长度: 22 cm • 主要临床作用: 儿科心脏瓣膜手术、瓣交界切开术及主动脉瓣叶检查 • 价格 (USD): \$49.00
1	8.0 mm 宽叶片	总长度: 22 cm • 主要临床作用: 成人二尖瓣牵开及瓣下腱索显露 • 价格 (USD): \$49.00
1	保护套 / 包装盒	总长度: 标准运输包装 • 主要临床作用: — • 价格 (USD): 已含




McCarthy Mini-Sternotomy Retractor with Universal Lift

 SKU **RM-MMSR-1**

 价格 **\$699 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Chest Spreader Dual Bars	用于胸骨撑开的改良型 5 英寸主框架
1	Split Universal Clamp	用于固定框架附件的专用安装夹
1	Universal Clamp	用于组件集成的多用途夹具块
1	Main Bracket	支持额外牵开臂的主安装支架
1	Tube Holder	在手术视野内固定手术管路
1	Right Angle Transverse Bar	用于定位辅助牵开元件的结构横杆
1	Large Wire Basket Retractor (Malleable)	宽大的可弯曲丝网篮，用于温和的组织牵引
2	Small Wire Basket Retractor (Malleable)	紧凑型可弯曲丝网篮，用于目标组织牵拉



Mercedes Thoracic Retractor

 SKU **RM-MTR-SERIES-1**

 价格 **\$329 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	坚固的半圆形轨道框架	用于提供机械扭矩的齿轮传动机构
4 (2 对)	可拆卸钩状侧叶片	2 对可更换的窗式叶片 (48×68 mm 或 70×75 mm)
1	中央螺杆调节轮	用于固定配置并减轻手部负担的手动锁定机构
2	人体工程学牵开臂	带有光滑外缘的轻量化抓握框架
1	保护性包装/箱	标准运输包装






二尖瓣拉钩系统

SKU **RM-MVR-1**

价格 **\$899 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	主架	拉钩系统的主要结构部件
1	Cooley 胸骨拉钩	用于胸骨牵开的组件
1	侧臂	提供额外的结构支撑和定位
3	万能夹	连接并固定系统内的兼容组件
1	三尖瓣叶片	用于心脏外科显露的叶片选项
1	大号拉钩叶片	用于组织牵开的较大叶片选项
3	小号拉钩叶片	用于组织牵开的较小叶片选项
1	消毒容器	在储存和处理过程中组织并保护完整套装



Morse 肋骨撑开器

SKU **RM-MRS-SERIES-1**

价格 **\$239 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
选项 A — 22 × 27 mm / 200 mm 撑开宽度	RM-MRS-SERIES-1-A	\$239
选项 B — 30 × 28 mm / 210 mm 撑开宽度	RM-MRS-SERIES-1-B	\$259
选项 C — 42 × 28 mm / 210 mm 撑开宽度	RM-MRS-SERIES-1-C	\$279
选项 D — 55 × 28 mm / 210 mm 撑开宽度	RM-MRS-SERIES-1-D	\$299





Morse-Favaloro 肋骨开胸器

SKU RM-MFRS-160-1

价格 **\$269 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	平行滑轨框架结构	作为扩展底座的轻质铝制导轨
4 (2 对)	可移动成角侧向叶片	17 mm × 22 mm 规格的四向可调叶片，可贴合肋骨
1	螺纹螺旋锁	集成的锁定螺栓，用于在最佳牵开位置固定叶片
2	人体工学牵引臂	带光滑外缘的锥形铝制抓握臂
1	保护性包装 / 盒子	标准运输包装



Parsonnet 心外膜牵开器

SKU RM-PER-1

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
特小号	RM-PER-1-1	\$44
小号	RM-PER-1-2	\$49
中号	RM-PER-1-3	\$54
大号	RM-PER-1-4	\$59



Ross Aortic Valve Retractor

SKU RM-RAVR-25-1

价格 **\$89 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
尺寸 #1 — ⅜" × ⅝" (约 16 × 16 mm)	RM-RAVR-25-1-1	\$89
尺寸 #2 — ½" × ⅞" (约 13 × 22 mm)	RM-RAVR-25-1-2	\$89
尺寸 #3 — ¾" × 1" (约 19 × 25 mm)	RM-RAVR-25-1-3	\$89
尺寸 #4 — ¾" × 1 ⅛" (约 19 × 29 mm)	RM-RAVR-25-1-4	\$89
尺寸 #5 — 1 ⅛" × 1 ⅝" (约 29 × 29 mm)	RM-RAVR-25-1-5	\$89
尺寸 #6 — 1 ⅝" × ⅞" (约 35 × 22 mm)	RM-RAVR-25-1-6	\$89



Sachs 静脉钩

SKU **RM-SVR-22-1**

价格 **\$54 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
平滑叶片型号 — 22 cm 长度, 平滑弯曲叶片	RM-SVR-22-1-1	\$54
锯齿叶片型号 — 22 cm 长度, 锯齿叶片边缘	RM-SVR-22-1-2	\$54
锐钩型号 — 22 cm 长度, 锐利弯曲钩	RM-SVR-22-1-3	\$54



Semb 肺部与肌肉拉钩

SKU **RM-SLMR-89-1**

价格 **\$89 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
25.5 cm 人体工程学型号 — 25.5 cm 带人体工程学手柄	RM-SLMR-89-1-1	\$89
25.0 cm 扁平手柄型号 — 25.0 cm 带扁平手柄	RM-SLMR-89-1-2	\$89



ThoraGate Rib Up Retractor-System

SKU **RM-TRURS-1**

价格 **\$1,499 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	ThoraGate Rib Up Retractor	胸腔牵开器主框架和提升组件
1	Flexarm	用于定位牵开器元件的关节支撑臂
1	真空吸附稳定底座	用于支撑机械系统平衡的基础单元
2	下位叶片 (不同尺寸)	用于下肋骨接触的可更换叶片
3	上位叶片 (不同尺寸)	用于上肋骨提升的可更换叶片





Tuffier 肋骨撑开器

SKU **RM-TRS-160-1**

价格 **\$299 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	水平滑动导轨框架	用于压力下结构扩张的平行导轨
2 (固定对)	固定宽侧叶片	45 mm × 45 mm 成角表面，带内齿用于骨骼抓握
1	手动锁定螺钉	螺纹锁，用于固定扩张并减轻手部压力
2	人体工程学支架延伸部	流线型、轻型握把杆结构，带有光滑边缘
1	保护包装 / 盒子	标准运输包装




Valve XS Retractor System

SKU **RM-VXRS-1**

价格 **\$999 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	侧方入路 Valve XS Retractor System	双关节配置
1	球形弹扣锁扣单瓣膜	53 × 36 mm
1	侧方肋骨牵开器配件 (可弯曲)	60 × 35 mm
1	Valve XS 连接夹具 B 型	结构夹具
1	牵开杆	9" (230 mm)
1	MICS CABG 牵开器	专用组件
1	房栓提升牵开瓣膜置入工具	专用应用工具
1	单瓣膜	30 × 35 mm
1	单瓣膜	40 × 35 mm
1	单瓣膜	50 × 35 mm
1	单瓣膜	60 × 35 mm
1	单瓣膜	70 × 35 mm
1	灭菌盒	储存容器





Vascular Lobster System

SKU **RM-VLS-1**

价格 **\$2,699 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Lobster Frame	—
1	Lobster Table Clamp with Vertical Post & Frame	—
8	Lobster Retractor Clamp	—
2	Lobster Mayo Swivel Retractor	¾" × 2"
1	Lobster Mayo Swivel Retractor	3½" × 2"
1	Lobster Fence Swivel Retractor	4" × 6"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	2" × 4½"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	2" × 6"
2	Lobster Renal Swivel Retractor	1" × 6"
1	Lobster Deaver Swivel Retractor	¾" × 4½"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	2" × 6½"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (perforated)	3" × 6½"
1	Lobster Harrington Sweetheart Retractor	2" × 5"
1	Sterilization Box	—



Willauer-Deaver Retractor


SKU **RM-WDR-395-1**

价格 **\$99 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
25 mm 宽瓣 — 25 mm 宽 × 108 mm 工作表面	RM-WDR-395-1-1	\$99
50 mm 宽叶片 — 50 mm 宽 × 108 mm 工作表面	RM-WDR-395-1-2	\$149






Wyllie Renal Vein Retractor

SKU **RM-WRVR-1**

价格 **\$89 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
11 ¾" (29.85 cm) — 光滑弯曲血管叶片	RM-WRVR-1-1	\$89
12.0" (30.48 cm) — 光滑弯曲血管叶片	RM-WRVR-1-2	\$94
12 ½" (31.75 cm) — 光滑弯曲血管叶片	RM-WRVR-1-3	\$99
12 ¾" (32.39 cm) — 光滑弯曲血管叶片	RM-WRVR-1-4	\$104
13.0" (33.02 cm) — 光滑弯曲血管叶片	RM-WRVR-1-5	\$109



Rultract Retractor System

SKU **RM-RRS-1**

价格 **\$1,499 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Spline-Tip 双关节立柱/夹具	作为主要的安装接口和夹具调节装置
1	带 Snap-Clip 的钩组件	通过 Snap-Clip 附件抓持并保持手术组织
1	Spline 延长杆	连接上框架部分并稳定立柱组件



Bookwalter 胸廓内动脉牵开器系统

SKU **RM-BIRS-1**

价格 **\$1,499 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	垂直延伸杆	12" (30 cm)
1	立柱耦合器	标准
1	水平杆	标准
2	IMA 棘轮机构	Micro-Twist (< 1 mm)
1	IMA 横杆	12" (30 cm)
2	IMA 牵开瓣	标准 IMA 轮廓
1	消毒容器	保护壳



Breisky 阴道拉钩

 SKU **RM-BVR-1**

 价格 **\$89 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	100 mm × 25 mm — 28 cm 至 36 cm	浅层阴道和阴道口显露 — \$89.00
1	100 mm × 35 mm / 40 mm — 28 cm 至 36 cm	宽阔地固定阴道前/后壁 — \$89.00
1	130 mm × 20 mm / 30 mm — 28 cm 至 36 cm	中层阴道穹窿显露 — \$94.00
1	130 mm × 40 mm — 28 cm 至 36 cm	深部盆底重建 — \$94.00
1	140 mm × 35 mm — 28 cm 至 36 cm	经阴道子宫切除术中的宫颈入路 — \$99.00
1	160 mm × 20 mm / 35 mm — 28 cm 至 36 cm	经产妇解剖结构的深层穹窿入路 — \$99.00
1	180 mm × 25 mm — 28 cm 至 36 cm	最大深度盆腔和根尖入路 — \$104.00
1	保护套/盒	标准包装 — 已包含



Delee Universal Retractor

 SKU **RM-DUR-1**

 价格 **\$129 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Delee Universal Retractor	24 cm 总长度, 50 × 70 mm 弯曲叶片	\$129
保护套 / 盒子	独立运输包装	\$129





Doyen 阴道窥器

 SKU **RM-DVR-1**

 价格 **\$79 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Doyen 阴道窥器	带环形把手的手动宽叶片阴道窥器	\$79
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$79



Eastman 阴道窥器

 SKU **RM-EVR-1**

 价格 **\$59 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
76 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-1	\$59
88 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-2	\$62
101 mm × 38 mm — 18 cm	RM-EVR-1-3	\$64



Guttman 产科拉钩

 SKU **RM-GOR-1**

 价格 **\$94 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
7.5 cm 叶片延长 — 50 mm × 70 mm 基础，带 7.5 cm 延长	RM-GOR-1-1	\$94
11.0 cm 叶片延长 — 50 mm × 70 mm 基础，带 11 cm 延长	RM-GOR-1-2	\$99



Heaney 子宫切除术拉钩

SKU **RM-HEHR-1**

价格 **\$84 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
44 mm × 25 mm — 17 cm 或 27 cm	RM-HEHR-1-1	\$84
70 mm × 25 mm — 17 cm 或 27 cm	RM-HEHR-1-2	\$84
73 mm × 28.5 mm — 17 cm 或 27 cm	RM-HEHR-1-3	\$89
114 mm × 25 mm — 17 cm 或 27 cm	RM-HEHR-1-4	\$89



Heaney Simon 阴道拉钩

SKU **RM-HSVR-1**

价格 **\$139 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
27.0 cm (10.6") — 小、中、大号规格	RM-HSVR-1-1	\$139
29.2 cm (11.5") — 小、中、大号规格	RM-HSVR-1-2	\$149



Jackson 阴道拉钩

SKU **RM-JVR-1**

价格 **\$44 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
75 mm × 38 mm	RM-JVR-1-1	\$44
90 mm × 38 mm	RM-JVR-1-2	\$49
100 mm × 38 mm	RM-JVR-1-3	\$54




Kelly Sims 阴道拉钩

 SKU **RM-KSVR-1**

 价格 **\$84 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
18 cm	RM-KSVR-1-1	\$84
20 cm	RM-KSVR-1-2	\$89
23 cm	RM-KSVR-1-3	\$94
26 cm	RM-KSVR-1-4	\$99



Kristeller 阴道拉钩

 SKU **RM-KVR-1**

 价格 **\$44 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	窄型叶片 (75×10, 110×14, 110×17 mm)	可用长度: 18 cm 或 22 cm • 临床应用: 儿科、未产妇和狭窄阴道道 • 价格 (USD): \$44.00 / \$49.00
1	中型叶片 (75×23, 80×25, 115×23 mm)	可用长度: 18 cm 或 22 cm • 临床应用: 标准阴道检查和小型盆腔手术 • 价格 (USD): \$44.00 / \$49.00
1	宽/深型叶片 (100×32, 115×26, 115×29, 115×32 mm)	可用长度: 18 cm 或 22 cm • 临床应用: 深部盆底重建和阴道子宫切除术 • 价格 (USD): \$44.00 / \$49.00
1	保护套 / 包装盒	可用长度: 标准运输包装 • 临床应用: — • 价格 (USD): 已包含



侧壁消光黑阴道窥器

 SKU **RM-LEVR-63-1**

 价格 **\$79 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Laterales ebonisiertes Vaginal-Spekulum	尺寸/详情: 6.3 cm 尺寸参数, 激光安全消光叶片 • 包含数量: 1	\$79
Schutzhülle / Box	尺寸/详情: 运输用独立包装 • 包含数量: 1	\$79





侧壁非导电阴道拉钩

 SKU **RM-LNCVR-63-1**

 价格 **\$69 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	开放式柄部轮廓	叶片宽度: 6.3 cm • 主要临床用途: 增加 LEEP/LLETZ 手术中的器械活动空间 • 价格 (USD): \$69.00
1	封闭式延长柄部轮廓	叶片宽度: 6.3 cm • 主要临床用途: 优化阴道粘膜的侧向移位和激光消融 • 价格 (USD): \$69.00
1	保护套/盒	叶片宽度: 标准运输包装 • 主要临床用途: — • 价格 (USD): 包含



Lateral-Wall Vaginal Retractor

 SKU **RM-LWVR-1**

 价格 **\$109 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
23 cm	RM-LWVR-1-1	\$109
26 cm	RM-LWVR-1-2	\$114
28 cm	RM-LWVR-1-3	\$119



Lone Star Retractor (妇科与男科泌尿外科)

 SKU **RM-LSR-GMU-1**

 价格 **\$399 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
小号环 — 16.6 cm x 16.2 cm (妇科/泌尿外科)	RM-LSR-GMU-1-1	\$384
标准环 — 25.3 cm x 11.3 cm (妇科/泌尿外科)	RM-LSR-GMU-1-2	\$399
大号环 — 32.5 cm x 18.3 cm (妇科/泌尿外科)	RM-LSR-GMU-1-3	\$414



O'Sullivan-O'Conner 阴道拉钩

 SKU **RM-OSVR-28-1**

 价格 **\$399 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	主拉钩框架底座	尺寸 (长度 × 宽度): 28 cm 框架 (弯曲或椭圆形) • 数量: 1 个框架 • 价格 (USD): 已含在套装中 (\$399.00)
1	小号可更换叶片	尺寸 (长度 × 宽度): 1.3 cm × 4.7 cm 钝性叶片 • 数量: 1 片 • 价格 (USD): 已含在套装中
1	中号可更换叶片	尺寸 (长度 × 宽度): 3.8 cm × 8.9 cm 钝性叶片 • 数量: 1 片 • 价格 (USD): 已含在套装中
1	大号可更换叶片	尺寸 (长度 × 宽度): 4.4 cm × 8.9 cm 钝性叶片 • 数量: 1 片 • 价格 (USD): 已含在套装中
1	防护包装 / 运输箱	尺寸 (长度 × 宽度): 标准运输包装 • 数量: 1 个箱子 • 价格 (USD): 已含在套装中



Pelvic Retractor Blunt

 SKU **RM-PRB-105-1**

 价格 **\$89 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Pelvic Retractor Blunt	长度 10 1/2" (26.67 cm), 1" 宽实心钝性叶片	\$89
保护套 / 包装盒	运输用独立包装	\$89




绝缘型 Redundant Nonconductive Wall Retractor

 SKU **RM-RNWR-7IN-1**

 价格 **\$99 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
中号 — 7 in, 9.0 × 2.0 cm blade	RM-RNWR-7IN-1-1	\$99
大号 — 7 in, 9.0 × 2.5 cm 叶片	RM-RNWR-7IN-1-2	\$109
特大号 — 7 in, 9.0 × 3.0 cm 叶片	RM-RNWR-7IN-1-3	\$119



Redundant Wall Retractor

SKU **RM-RWR-18-1**

价格 **\$89 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Mittel — 18 cm, 5.7×2.2 cm blade	RM-RWR-18-1-1	\$89
Groß — 18 cm, 7.0×2.2 cm Blatt	RM-RWR-18-1-2	\$99
X-Large — 18 cm, 10.8×3.0 cm Blatt	RM-RWR-18-1-3	\$109



Rigby 自锁式阴道扩张器

SKU **RM-RSRVR-18-1**

价格 **\$69 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Rigby 自锁式阴道扩张器	18 cm 总长度, 63.5 mm 深光滑叶片, 棘轮锁	\$69
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$69



Sims 阴道拉钩

SKU **RM-SVR-19-1**

价格 **\$91 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
63.5 mm × 25 mm — 抛光或黑色	RM-SVR-19-1-1	\$91
76.0 mm × 32 mm — 抛光或黑色	RM-SVR-19-1-2	\$93
82.5 mm × 32 mm — 抛光 or 黑色	RM-SVR-19-1-3	\$95
82.5 mm × 38 mm — 抛光或黑色	RM-SVR-19-1-4	\$97
89.0 mm × 41 mm — 抛光或黑色	RM-SVR-19-1-5	\$99



Sims 阴道拉钩 — 空心柄

SKU **RM-SVRHGH-23-1**

价格 **\$89 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
70 mm × 25 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-1	\$89
76 mm × 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-2	\$94
90 mm × 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-3	\$99



St. Marks Pelvic Retractor

SKU **RM-SMPR-1**

价格 **\$79 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
11 ½" 带唇变体 — 11 ½" (29.2 cm)	RM-SMPR-1-1	\$79
13" 带唇变体 — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-2	\$84
13" 不带唇变体 — 13" (33.0 cm)	RM-SMPR-1-3	\$89






Bookwalter GYN Retractor System

 SKU **RM-BGRS-1**

 价格 **\$1,699 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	立柱	12" (30 cm)
1	立柱耦合器	标准
1	水平臂	标准
4	倾斜棘轮机构	多角度
1	带切口的会阴环	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	侧向阴道叶片	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	后位阴道叶片	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Deaver-Valve	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Deaver-Valve	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	灭菌盒	防护外壳




Bookwalter GYN Magrina 盆腔外科牵开器系统

 SKU **RM-BGMPRS-1**

 价格 **\$1,499 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Field Post (支柱)	12" (30 cm)
1	Post Coupler (耦合器)	标准
1	水平 Flex-Bar	标准, 多关节
1	带槽会阴环	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
4	旋转倾斜棘轮	带环锁的标准型
2	阴道侧叶片	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Deaver-Valve	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Deaver-Valve	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	阴道后叶片	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	灭菌盒	保护性容器





Bookwalter StrongArm GYN-Chirurgiesystem

 SKU **RM-BSAGYNS-1**

 价格 **\$1,599 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	StrongArm Plus (Top Mount) 带轨道底座	关节式 / 兼容手术床轨道
4	自持式倾斜棘轮	标准多角度
1	带有切口的会阴环	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	阴道侧位牵开瓣	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	阴道后位牵开瓣	1" × 4½" (2.5 × 11.5 cm)
1	Deaver 牵开瓣	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
1	Deaver 牵开瓣	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	灭菌盒	保护外壳




Bookwalter Perineal Surgery Retractor

 SKU **RM-BPRS-1**

 价格 **\$2,199 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	固定杆	12" (30 cm)
2	万向接头	标准
1	水平杆	标准
1	垂直延伸杆	12" (30 cm)
5	倾斜棘轮机构	标准多角度
1	半圆节段	直径 8½" (21.6 cm)
1	带缺口会阴环	9½" × 14½" (24.1 × 36.8 cm)
2	阴道后壁叶片	1" × 4½" (2.5 × 11.4 cm)
1	Deaver-Valve	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	Deaver-Valve	1" × 3½" (2.5 × 8.9 cm)
2	可弯曲叶片	½" × 4" (1.3 × 10.2 cm)
2	可弯曲叶片	¾" × 4" (1.9 × 10.2 cm)
2	可弯曲叶片	1" × 5" (2.5 × 12.7 cm)
1	消毒盒	保护外壳





Mayfield 可调节适配器

SKU **RM-AMA-1**

价格 **\$1,199 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Mayfield 可调节适配器	为没有集成安装孔的手术台上的 Mayfield 头架系统提供安全的安装平台
2	可调节端部支架	将适配器固定在手术台侧轨上，并适应不同的手术台宽度
多个	安装孔	允许横向调整和灵活定位头夹底座单元



Adson Cerebellum 伤口牵开器

SKU **RM-ACR-1**

价格 **\$159 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
小号 — 6.5 in, 22 mm 深	RM-ACR-1-1	\$149
标准 — 7.5 in, 22 mm 深	RM-ACR-1-2	\$159
大号 — 9.5 in, 22 mm 深	RM-ACR-1-3	\$174



Adson 自持式小脑牵开器

SKU **RM-ASCR-1**

价格 **\$199 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
小号 — 6.5 in, 4x4 齿	RM-ASCR-1-1	\$189
标准 — 7.5 in, 4x4 齿	RM-ASCR-1-2	\$199
大号 — 9.5 in, 4x4 齿	RM-ASCR-1-3	\$214



Anderson-Adson 自保持小脑牵开器

 SKU **RM-AASCR-1**

 价格 **\$199 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
小号 — 6.5 英寸, 4x4 锐利爪齿	RM-AASCR-1-1	\$189
标准 — 7.5 英寸 (19 cm), 4x4 锐利爪齿, 13 mm 深度	RM-AASCR-1-2	\$199
大号 — 9.5 英寸, 4x4 锐利爪齿	RM-AASCR-1-3	\$214



Budde Halo Retractor

 SKU **RM-BHR-1**

 价格 **\$2,499 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Halo Ring	双铰链圆形设计
3	Halo Flex Arm	9 in (229 mm)
2	Budde Halo Support Bracket	重型固定支架
2	Budde Halo Support Rod	5/16 in 直径
1	Budde Halo Pattie Tray	集成穿孔托盘
1	Budde Halo Mini Vise	优质 AISI 304/316 不锈钢 (非磁性) 夹块
2	Budde Curved Retractors	锥形脑压板
2	TEW Micro Retractor Blades	优质 AISI 304/316 不锈钢 (非磁性) 微型叶片
2	Halo Adjustment Wrenches	系统锁定工具
1	Sterilization Box	穿孔整理盘





Contour 自锁式头皮切口扩张器

SKU **RM-CSRSR-1**

价格 **\$99 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
3×4 齿, 钝头	RM-CSRSR-1-1	\$99
3×4 齿, 锐头	RM-CSRSR-1-2	\$99




Cushing 减压术牵开器

SKU **RM-CDR-215-1**

价格 **\$59 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Cushing Decompressions-Retraktor	21.5 cm 长度, 13 × 19 mm 开窗型 鞍式叶片	\$59
保护套 / 包装盒	独立运输包装	\$59



Dandy 神经钩

SKU **RM-DNR-20-1**

价格 **\$25 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
直型 — 总长 20 cm, 直型钝钩 — 直接颅神经探查和神经根移动	RM-DNR-20-1-1	\$25
成角右弯 — 总长 20 cm, 右弯钩 — 右侧侧隐窝和颅底神经导航	RM-DNR-20-1-2	\$25
成角左弯 — 总长 20 cm, 左弯钩 — 左侧侧隐窝和颅底神经导航	RM-DNR-20-1-3	\$25




Greenberg Retractor Kit

 SKU **RM-GRK-1**

 价格 **\$3,499 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
2	Greenberg Retractor 主固定夹	头架标准规格 (6 in / 152 mm) – 直接锁定在 Mayfield 或硬质头架系统上
4	Greenberg Retractor 副固定夹	标准杆规格 (12 in / 305 mm) – 连接主杆和副杆以构建外框
4	Greenberg Retractor 关节臂, 长型	长度 9.5 in (241 mm) – 用于固定和定位脑压板的活动摩擦臂
1	Greenberg Retractor 手托	长度 10 in (254 mm) – 用于稳定外科医生双手的符合人体工程学的支撑平台
1	Greenberg Retractor 棉片盘	6.75 in × 3 in (172 mm × 76 mm) – 安装在框架上, 用于放置生理盐水浸泡的棉片/棉条
1	Greenberg Retractor 消毒盘	17 in × 10 in × 2.375 in – 穿孔、坚固的组织收纳箱
1	Greenberg 可弯曲锥形脑压板	9 in, 宽度 ¼ in × ¼ in (6 × 19 mm) – 用于大面积皮层牵开的特宽压板
1	Greenberg 可弯曲锥形脑压板	9 in, 宽度 5/32 in × ¼ in (4 × 16 mm) – 用于脑叶和额下暴露的中等宽度压板
1	Greenberg 可弯曲锥形脑压板	9 in, 宽度 ¼ in × ½ in (3 × 13 mm) – 用于深部纵裂或脑池入路的标准压板
1	Greenberg 可弯曲锥形脑压板	9 in, 宽度 3/32 in × ¼ in (2.4 × 9.5 mm) – 用于颅底狭窄路径的锥形压板
1	Greenberg 可弯曲锥形脑压板	9 in, 宽度 1/16 in × ¼ in (1.6 × 6 mm) – 用于神经和血管精细牵开的微型压板



Greenberg Simplicity Retractor

 SKU **RM-GSR-1**

 价格 **\$2,499 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Greenberg Primary Bar	6" (15 cm) – 刚性单点锚定在头夹支柱上
1	Greenberg Floating Secondary Bar	12" (30 cm) – 用于安装关节臂的聚焦副轨
4	Greenberg Long Retractor Arms	9.5" (24 cm) – 用于精确固定叶片的多轴关节臂
1	Greenberg Hand Rest	10" (25 cm) – 可调节的前臂支撑平台
1	Greenberg Pattie Tray	3" × 6¼" (7.5 × 16.8 cm) – 安装在框架上, 用于放置棉片和器械
1	紧凑型消毒盒	定制布局 – 紧凑的穿孔收纳器和消毒容器
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" × ¼" × ¼" – 用于广泛皮层保护的超宽叶片
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" × 5/32" × ¼" – 用于脑叶牵开的中等宽度叶片
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" × ¼" × ½" – 用于深部纵裂入路的标准叶片
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" × 3/32" × ¼" – 用于狭窄脑池路径的精细锥形叶片
1	Malleable Tapered Retractor Blade	9" × 1/16" × ¼" – 用于精细神经和血管分离的微型叶片





Hoehn 神经牵开器

 SKU **RM-HNR-22-1**

 价格 **\$24 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Hoehn 神经牵开器	22 cm 总长度, 弯曲无创神经尖端	\$24
保护套 / 包装盒	运输用单件包装	\$24



Leyla Retractor

 SKU **RM-LR-1**

 价格 **\$1,199 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	双柔性臂固定底座	中央安装块, 将两个柔性臂锚定在固定杆上
2	柔性臂	多关节摩擦臂, 可 360 度移动以实现精确定位
2	扁平脑板支架	末端安装适配器, 用于将脑板与柔性臂连接
1	手术台固定球关节	多轴关节, 允许固定杆在手术台导轨上灵活调节角度
1	固定杆	实心优质 AISI 304/316 不锈钢 (非磁性) 杆, 将系统提升至手术覆盖面以上
1	耦合头	高性能夹紧块, 用于将固定杆锁定在手术台的侧轨上
2	扁平脑板固定器	精密夹持机构, 用于稳固抓取扁平/柔性脑板
1	木制存放箱	定制保护盒, 用于安全存放、运输和库存控制





Mayfield Headrest

 SKU **RM-MHR-1**

 价格 **\$699 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
成人型号	RM-MHR-1-A	\$699
儿科型号	RM-MHR-1-P	\$799



Mayfield Skull Clamp

 SKU **RM-MS-C-1**

 价格 **\$2,499 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	标准 Mayfield Skull Clamp 系统	在手术期间提供刚性的颅骨固定和稳定的头部定位
2	额外头钉	用于成人或儿科手术的备用固定钉
1	带硅胶垫的铝制灭菌盒	保护、组织、储存并灭菌整个系统



Miskimon Cerebellar Retractor

 SKU **RM-MCR-19-1**

 价格 **\$139 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Miskimon Cerebellar Retractor	尺寸 / 详情: 19 cm 总长度, 7×7 向外弯曲锐齿, 棘轮锁扣 • 包含数量: 1	\$139
保护套 / 包装盒	尺寸 / 详情: 独立运输包装 • 包含数量: 1	\$139





Oldberg 牵开器

 SKU **RM-OR-21-1**

 价格 **\$49 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
13.0 mm 宽叶片	RM-OR-21-1-1	\$49
15.0 mm 宽叶片	RM-OR-21-1-2	\$49
19.0 mm 宽叶片	RM-OR-21-1-3	\$49



Scoville 神经钩

 SKU **RM-SNR-165-1**

 价格 **\$29 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
Scoville 神经钩	总长 16.5 cm，轮廓化成角尖端，细长轴	\$29
保护套 / 盒子	个人运输包装	\$29



Smithwick Nerve Retractor

 SKU **RM-SNR-29-1**

 价格 **\$29 USD**

可选尺寸和定价

尺寸 / 选项	SKU / 详情	价格
小号 — 17 cm, 钝性弯钩	RM-SNR-29-1-1	\$29
中号 — 21 cm, 钝性弯钩	RM-SNR-29-1-2	\$29
标准 — 29 cm, 钝性弯钩	RM-SNR-29-1-3	\$29






Greenberg Retractor

 SKU **RM-GR-1**

 价格 **\$3,999 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
2	主杆	6" (15 cm) — 用于直接安装在刚性头夹支柱上
4	浮动副杆	12" (30 cm) — 扩展开颅手术周围的外部支撑外圈
4	长型牵开器柔性臂	9.5" (24 cm) — 用于定位叶片的多关节摩擦臂
2	手托	10" (25 cm) — 提供物理前臂支撑，减轻外科医生疲劳
1	锥形牵开叶片	¼" 至 ¾" (6 mm 至 19 mm) — 用于大面积皮质牵开的超宽叶片
1	锥形牵开叶片	5/32" 至 ¾" (4 mm 至 16 mm) — 用于脑叶和颞下入路的中型叶片
1	锥形牵开叶片	¼" 至 ½" (3 mm 至 12.5 mm) — 用于深部大脑纵裂通道的标准叶片
1	锥形牵开叶片	3/32" 至 ¾" (2.4 mm 至 9 mm) — 用于狭窄颅底路径的精细锥形叶片
1	锥形牵开叶片	1/16" 至 ¼" (1.5 mm 至 6 mm) — 用于精细神经/血管牵开的微型叶片
1	铝制棉片盘	3" × 6¾" (7.5 cm × 16.8 cm) — 框架安装式，用于组织神经外科棉片
1	消毒盘	17" × 10" × 2½" (43 cm × 25 cm × 6.3 cm) — 坚固的穿孔收纳盘



Sugita 多用途头部固定架

 SKU **RM-SMH-SET-1**

 价格 **\$4,999 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	Smart Fix C-型支架	连接底座框架与手术台的刚性 C-型夹底座
1	Smart Fix 关节	包括 2 个专用固定螺钉的铰接连接块
1	Smart Fix 止动套筒	防止框架轴向位移的锁定导套
1 套	Smart Fix 颅骨钉，标准型	用于标准成人开颅手术的锥形颅骨固定钉
1 套	Smart Fix 颅骨钉，长型	用于厚颅骨轮廓的加长颅骨固定钉
1	柔性底座单元	连接手术台固定装置的多关节连接底座
1	框架单元	允许 360° 附件安装的半圆形主结构拱形架
1 套	弹簧头皮夹牵开器	用于止血固定弹性的张力头皮夹牵开器
1	弹簧钩调节器	用于控制头皮夹牵引力的张力选择机构
1 套	Retractor Slide Adjustor II	用于脑压板的精密微进给滑动支架
1	手架（中央）	为显微外科医生提供的符合人体工程学的前臂和手腕稳定器
1	手架 R	右侧解剖型前臂支撑架
1	手架 L	左侧解剖型前臂支撑架
1	带圆顶螺钉的可调节手架	带有球形圆顶锁定装置的关节式手架
1	带滑块的可调节手架	用于可变手术角度的纵向滑动式手架
1	器械盘	用于放置吸引管和显微器械的无菌放置盘
1	棉片板	神经外科棉片和棉球的放置区域
1	棉片板调节器	用于棉片平台的关节式定位臂
1	孔下固定装置	用于外周脑牵开器的额外安装支架
1	消毒盒	用于组织存放的定制铝/优质 AISI 304/316 不锈钢（非磁性）运输容器





Judd-Masson Self Retaining Retractor

SKU **RM-JMSR-399-1**

价格 **\$399 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	重型自锁底座框架	用于广泛 3D 可视性的多点底座
2	固定扁平侧叶片	69 mm 深的向外段，带有保护性 90 度开窗
1	可调节中心叶片组件	实心扁平叶片，用于安全适应内脏结构
1	双齿轮棘轮锁	双机械锁定夹，用于控制两个叶片系统的扩张
2	人体工学牵开臂	轻质纹理手柄，带有组织友好型边缘
1	防护包装 / 包装盒	标准运输包装




Turner-Warwick 泌尿外科牵开器

SKU **RM-TWUR-549-1**

价格 **\$549 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	自持式圆形底座框架	刚性 180 mm × 140 mm 环形框架，提供 360 度可见性
6	带弯曲双尖的可调节爪型叶片	13 mm × 14 mm 多向牵开叶片，用于纤维组织
6	快滑式定位销	带槽口手动锁，用于牢固固定组织张力
2	人体工程学牵开器抓握臂	轻便、有纹理的抓握框架，具有平滑锻造的外边缘
1	保护包装 / 盒子	标准运输包装





Urology Lobster Expanded Retractor

SKU **RM-ULER-1**

价格 **\$3,499 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
8	Lobster 牵开器固定钳	—
1	带立柱和框架联轴器的 Lobster 床夹	—
1	Lobster 关节臂	—
1	Lobster 框架	—
2	Lobster Mayo 旋转牵开器	2" × 2"
2	Lobster Mayo 旋转牵开器	2¾" × 2"
1	Lobster Deaver 旋转牵开器	2¾" × 4½"
1	Lobster Deaver 旋转牵开器	1½" × 6"
1	Lobster Harrington Sweetheart 牵开器	2" × 5"
1	Lobster Harrington 牵开器	2.5" × 6"
1	Lobster 柔性旋转牵开器 (带孔)	2" × 6½"
1	Lobster 柔性旋转牵开器 (带孔)	3" × 6½"
1	Lobster Marshall 柔性膀胱旋转牵开器	3" × 6"
1	Lobster Fence 旋转牵开器	4" × 6"
1	Lobster Splanchnicus 旋转牵开器	2" × 4½"
1	灭菌盒	—




Bookwalter Urology Retractor System

SKU **RM-BURS-1**

价格 **\$2,399 USD**

组件列表

数量	组件	尺寸 / 描述
1	立柱轴	12" (30.5 cm)
1	轴耦合器	标准
1	水平柔性臂	1" 直径 (2.5 cm)
8	可倾斜棘轮机制	多角度
1	分段环	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	分段环	8½" × 14" (21.6 × 35.6 cm)
1	可弯曲叶片	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	可弯曲叶片	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
2	Kelly 叶片	1" × 2½" (2.5 × 6.4 cm)
1	Kelly 叶片	1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)
2	Kelly 叶片	2" × 2½" (5.1 × 6.4 cm)
3	Vaginal-Lateral 叶片	1" × 3" (2.5 × 7.6 cm)
1	Renal Wylie Valve	1" × 7" (2.5 × 17.8 cm)
1	消毒盒	保护容器



订购与支持

如何向 Retractor Maker 下单

订购与付款

- 请通过报价申请表、电子邮件或 WhatsApp 发送您的器械清单，注明产品编号、规格、数量和收货国家。
- 我们将在书面报价中确认配置、价格、交货周期和运输方式。
- 付款方式为通过银行转账预付至我公司账户。可根据客户要求安排信用卡或借记卡付款。

订购周期

- 现货：5 个工作日内发货，随后全球配送约需 7 天。
- 订购生产：生产需 17-20 个工作日，随后全球配送约需 9 天。

订购样品

- 样品适用于正在评估我们产品以进行大批量采购的分销商、医院和医疗供应商。
- 请发送您需要的产品编号和数量，我们将为样品及发往贵国的运输提供报价。现货样品在 5 个工作日内发货。

保养与灭菌

- 使用后请及时清洗器械，彻底冲洗并干燥，并检查叶片、齿和棘轮。
- 不锈钢牵开器适用于蒸汽灭菌（高压灭菌器）；请遵循贵机构的经验证灭菌程序。
- 存放于清洁干燥处，使用可保护叶片和尖端的托盘或支架。

完整指南请见 retractormanufacturer.com：订购与付款、订购样品以及保养与灭菌。



感谢垂询

我们期待与您讨论您的外科牵开器需求。

联系 RETRACTOR MAKER

电子邮箱

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

网站

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

地址

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

关注我们



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest