



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur malléable en ruban Tessier

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur malléable en ruban Tessier

SKU RM-TMRR-22-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Lame étroite — 22 cm length, spatule malléable étroite — Exploration du plancher orbitaire, accès au canthus médial, cranio-facial pédiatrique	RM-TMRR-22-1-1	\$44
Lame moyenne — 22 cm length, spatule malléable moyenne — Exposition standard du rebord orbitaire, ostéotomies de l'arcade zygomatique et du maxillaire	RM-TMRR-22-1-2	\$44
Lame large — 22 cm length, spatule malléable large — Décollement étendu du lambeau frontal, abord coronal et protection du globe oculaire	RM-TMRR-22-1-3	\$44
Conditionnement de trois — Étroit, Médium & Large combinés — Set complet de malléables pour plateau cranio-facial, pour tous les corridors osseux faciaux	RM-TMRR-22-1-4	\$94

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur malléable en ruban Tessier est un instrument spécialisé pour la chirurgie cranio-faciale, plastique et orbitaire, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement sûr et non traumatique des tissus mous ainsi qu'une protection du globe oculaire lors de reconstructions faciales complexes. Doté d'un châssis en ruban ductile et malléable, cet instrument permet aux chirurgiens de modeler la lame en peropératoire autour du rebord orbitaire, du zygoma et du maxillaire, offrant une rétraction tissulaire stable sans provoquer de nécrose

de pression focale sur les structures périoculaires délicates.

Conçu pour résister à des cycles fréquents de stérilisation en autoclave tout en restant hautement résistant à la corrosion, cette configuration de l'écarteur malléable en ruban Tessier présente une longueur totale d'instrument de 22 cm (\$44). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument intègre une épaisseur/diamètre de lame de base de 9 mm avec un poids physique de 0.100 kg offrant une sensibilité tactile optimale. La gamme est hautement personnalisable avec trois largeurs distinctes—modèle à lame étroite, modèle à lame moyenne et modèle à lame large—ou peut être sélectionnée en tant qu'option de jeu complet de trois regroupant les trois configurations pour \$94 (supplément de +\$50.00).

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur malléable en ruban Tessier pour supporter des pliages peropératoires répétés et les cycles de retraitement hospitalier, offrant aux services maxillofaciaux, cliniques de chirurgie plastique et centres cranio-faciaux du monde entier une ductilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest