



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Meyerding Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Meyerding Retractor

SKU RM-MDR-18-1

\$99 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	鈍 (Blunt) 先端モデル	全長: 18 cm ・ 主な臨床的役割: 愛護的な傍脊柱筋の圧排および軟部組織の保持 ・ 価格 (USD): \$99.00
1	鋭 (Sharp) 先端モデル	全長: 18 cm ・ 主な臨床的役割: 高密度の線維性筋膜および腱附着部への確実な係合 ・ 価格 (USD): \$99.00
1	鋭歯 (Toothed) 先端モデル	全長: 18 cm ・ 主な臨床的役割: 椎弓および関節突起縁における滑りのない骨固定 ・ 価格 (USD): \$99.00
1	サドル型 (Saddle-Shaped) 先端モデル	全長: 18 cm ・ 主な臨床的役割: 筋肉群の輪郭に合わせた保持と脊椎除圧へのアクセス確保 ・ 価格 (USD): \$99.00
1	保護スリーブ / 外箱	サイズ: 標準輸送用パッケージ ・ 主な臨床的役割: — ・ 価格 (USD): 込

製品詳細

Meyerding Retractorは、椎弓切除術、椎間板切除術、および関節再建術において、滑りのない強力な傍脊柱筋および軟部組織の牽引を提供するために特別に設計された、世界的に高く評価されている脊椎・整形外科用リトラクターです。長めの直角ブレード設計により、助手は高密度の筋肉群に対して強力な手動カウンター・トラクションをかけることができ、椎弓や棘突起への術野を確実に確保します。

強力な作用を発揮するように構築された本モデルは、全長18 cm (\$99) で統一されています。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から職人の手で製作されており、ハンドル部分は、優れた牽引力と手の安定性をアシスタントに提供する人間工学に基づいたフック形状とシングルリングハンドルを統合しています。ブレードの形状は、愛護的な筋肉圧排用の「鈍 (Blunt)」、筋膜への確実な把持用の「鋭 (Sharp)」、骨皮質への確実な固定用の「鋭歯 (Toothed)」、または傍脊柱組織の縁を保持するための「サドル型 (Saddle-shaped)」の4つのスタイルから選択可能です。

光の反射を抑えるサテンマット仕上げが施されたRetractor Maker製のMeyerding Retractorは、病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう設計されています。脊椎センター、脳神経外科手術室、および整形外科外傷ユニットに、揺るぎない構造的剛性、高い耐食性、そして完全な臨床的耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest