



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bugge Takedown I.M.A Mammaria Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bugge Takedown I.M.A Mammaria Ekartör

SKU RM-BTIMAR-499-1

\$499 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Bugge Takedown I.M.A Ekartör Şasisi	110 mm ray açıklığına sahip mekanik kaldırma rayı
1 Çift	Ana Lateral Bıçaklar	40 mm x 100 mm konturlu sternal kaldırma bıçakları
1 Set	Entegre Çalışma Bıçakları	40 mm x 150 mm uzatılmış çalışma ucu tertibatı
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bugge Takedown I.M.A Mammaria Ekartör, koroner arter bypass greftleme sırasında internal mamarian arter (IMA / LIMA / RIMA) hazırlanması aşamasında tek taraflı sternal elevasyon ve geniş göğüs duvarı maruziyeti sağlamak üzere özel olarak geliştirilmiş vazgeçilmez bir kardiyotorasik cerrahi ekartör sistemidir. Ağır hizmet tipi mekanik kaldırma şasisi ile tasarlanan bu alet, cerrahi ekiplerin kostal marjı ve sternal sınırı sorunsuz bir şekilde kaldırmasına olanak tanıyarak retrosternal vasküler yatak boyunca engelsiz bir operasyon koridoru oluşturur.

Klinik çerçeve spesifikasyonlarına göre üretilen bu Bugge Takedown I.M.A Mammaria Ekartör konfigürasyonu (\$499), değişken cerrahi açıklıklara uyum sağlamak için 40 mm x 100 mm ana lateral bıçaklarla eşleştirilmiş 40 mm x 150 mm sağlam çalışma ucu boyutlarına sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen mekanik dişli çubuk tahriki, 110 mm maksimum genişleme kapasitesine kadar açılır; yoğun pektoral ve interkostal kas sistemine karşı kaymadan veya kaburga kırıklarına yol açmadan sarsılmaz bir statik kaldırma gücü sunar.

Tüm metal yüzeylerde parlama önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Bugge Takedown I.M.A Mammaria Ekartör'ü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki

kardiyak cerrahi merkezlerine ve torasik operasyon süitlerine tavizsiz yapısal stabilite, yüksek korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest