



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

DeBaKey Rippenspreizer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



DeBakey Rippenspreizer

SKU RM-DRS-SET-1

\$449 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Hochbelastbarer paralleler Gleitschienenrahmen	Gleitschiene für die lineare strukturelle Knochenspreizung (150 mm oder 200 mm)
6 (3 Paare)	Abnehmbare hakenartige laterale Valven	3 Paare austauschbarer Valven mit rutschfesten, gebogenen Kanten
1	Integrierte Feststellschraube	Manueller Verriegelungsbolzen zur Minimierung der Ermüdung des Anwenders
2	Ergonomische Verlängerungsarme	Leichte Griffe mit glatten atraumatischen Außenkanten
1	Schutzverpackung / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der DeBakey Rippenspreizer ist ein erstklassiges kardiothorakales chirurgisches Retraktorsystem, das speziell für die sichere, weite Rippenspreizung und Verdrängung der Thoraxwand bei Operationen am offenen Herzen und großen Lungenpassagen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einer ultra-starren parallelen Gleitschiene ermöglicht dieses Instrument Chirurgen die Erweiterung des Interkostalraums mit glatter mechanischer Linearität, wobei die Gewebelasten gleichmäßig verteilt werden, um Rippenfrakturen und Kompressionen der neurovaskulären Bündel zu verhindern.

Das DeBakey Rippenspreizer-Komplettset (\$449) entspricht klinischen Framework-Spezifikationen und verfügt über einen hochbelastbaren parallelen Gleitschienenrahmen für die lineare strukturelle Knochenspreizung bis zu einem Limit von wahlweise 150 mm oder 200 mm. Das modulare System ist aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigt und wird mit 6 abnehmbaren

hakenartigen lateralen Valven (3 Paare austauschbarer Valven mit rutschfesten, gebogenen Kanten) sowie 2 ergonomischen Pinzetten-Verlängerungsarmen mit glatten atraumatischen Außenkanten geliefert. Die manuelle Feststellschraube mit integrierter Spannungssperre verhindert die Ermüdung der Hand des Assistenten durch automatische Aufrechterhaltung der starren Gegentraktion.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish fertigt Retractor Maker den DeBakey Rippenspreizer so, dass er immensen mechanischen Belastungen und wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet kardiovaskulären OPs, Thorax-Traumastationen und Transplantationszentren weltweit unnachgiebige strukturelle Zuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest