



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur mammaire Breast Engler Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur mammaire Breast Engler Retractor

SKU RM-BER-OPT-1

\$139 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Breast Engler Retractor	Lame de 65 × 12 mm avec faisceau de fibres optiques intégré
1	Raccord universel pour câble de lumière	Se connecte aux câbles de lumière standard des blocs opératoires
1	Housse / Boîte de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Breast Engler Retractor est un instrument chirurgical lumineux indispensable, conçu spécifiquement pour offrir une visualisation supérieure des loges et une élévation parenchymateuse douce lors de la chirurgie mammaire esthétique et reconstructrice. Équipé d'un faisceau de fibres optiques intégré, cet instrument projette un éclairage froid et sans ombre directement dans les plans sous-glandulaires et sous-pectoraux profonds, éliminant les zones d'ombre sans nécessiter de lampes frontales externes encombrantes.

Adapté à l'anatomie délicate du sein, cette configuration du Breast Engler Retractor présente un profil de lame de précision de 65 mm de long par 12 mm de large (\$139). Sa structure étroite et allongée s'insère sans effort par des incisions inframammaires ou péri-aréolaires minimales, tout en offrant un levier mécanique rigide pour soulever les lambeaux musculaires pectoraux. Le connecteur universel pour fibre optique s'intègre parfaitement aux câbles de source lumineuse standard des blocs opératoires, assurant une connectivité clinique polyvalente.

Fabriquée en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) et en fibres de verre optique à haute transmission avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker fournit le Breast Engler Retractor non stérile et entièrement autoclavable dans un emballage de protection, offrant aux chirurgiens esthétiques, plasticiens et oncologues une grande durabilité et une clarté chirurgicale optimale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest